

Lancetas de Seguridad - La nueva generación

Punción fácil, segura y confortable para el paciente



Seguridad para usuario y paciente

- La aguja y la cuchilla permanecen dentro de la carcasa de la lanceta antes y después del uso.
- Se evitan pinchazos accidentales y contaminaciones cruzadas
- Lanceta de un solo uso

Fácil de utilizar

- Lista para usar
- Botón de disparo seguro, sin riesgo de disparo accidental.
- Superficie estriada que garantiza una óptima sujeción
- Superficie de apoyo reducida para una punción precisa

Confort para el paciente

- Menor sensación de dolor
- Profundidades de punción predefinidas: resultados óptimos garantizados en niños y adultos
- Sin peligro de lesiones óseas, gracias a la profundidad controlada de punción

Lancetas de seguridad - La nueva generación



1 Desenroscar la tapa protectora.



2 Situar la lanceta de seguridad contra el lugar de punción seleccionado, previamente desinfectado. Presionar el botón de disparo.



3 Desechar la lanceta de seguridad en un contenedor de eliminación adecuado.

Información

Referencia	Descripción	Calibre de la aguja	Profundidad de punción	Presentación
85.1015	Lanceta de seguridad Mini	28 G	1,6 mm	200 uds / caja interna, 1200 uds / caja externa
85.1016	Lanceta de seguridad Normal	21 G	1,8 mm	200 uds / caja interna, 1200 uds / caja externa
85.1017	Lanceta de seguridad Extra	18 G	1,8 mm	200 uds / caja interna, 1200 uds / caja externa
85.1018	Lanceta de seguridad Super	Cuchilla de 1,5 mm	1,6 mm	200 uds / caja interna, 1200 uds / caja externa
85.1019 (para recién nacidos)	Lanceta de seguridad Neonatal	Cuchilla de 1,5 mm	1,2 mm	200 uds / caja interna, 1200 uds / caja externa

Sistemas de extracción de sangre capilar Microvette®



Microvette® 100/200 –
Extracción de sangre con
capilar end-to-end



Microvette® 300/500 –
Extracción de sangre con
el borde de recogida

Si desea más información, contacte con nosotros.

Sarstedt S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valloriolf
08430 LA ROCA DEL VALLÈS
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com