

Lancette de sécurité et lancette d'incision

Prélèvement simple et sûr - Confort du patient accru



Pré-analytique



Lancette de sécurité



1. Sécurité pour l'utilisateur et le patient

- L'aiguille ou la lame stérile est protégée dans le corps de la lancette avant et après usage, afin d'éviter tout risque de blessure

2. Prélèvement simple

- L'ergonomie du corps de la lancette procure une préhension sûre

3. Confort du patient

- Lames siliconées lisses et aiguilles triple biseau pour réduire la douleur
- Profondeurs de pénétration définies pour un prélèvement optimal chez l'adulte et l'enfant

Informations pour commander

Désignation	Taille	Profondeur de pénétration	Référence
Mini	28 G	1,6 mm	85.1015
Normal	21 G	1,8 mm	85.1016
Extra	18 G	1,8 mm	85.1017
Super	Lame 1,5 mm	1,6 mm	85.1018
Néonatal	Lame 1,5 mm	1,2 mm	85.1019






Lancette d'incision Safety-Heel®

Flux sanguin optimal et profondeur d'incision contrôlée

Les endocrinopathies et les maladies métaboliques héréditaires doivent être détectées à un stade précoce afin de pouvoir instaurer un traitement approprié et efficace. À cet effet, le sang doit être prélevé lors d'un « dépistage néonatal » (généralement par ponction au talon). La ponction avec les lancettes conventionnelles se faisant par incision verticale, le risque de blessure (incision jusqu'à l'os) et de formation d'un hématome est très élevé.


Il s'agit souvent d'une procédure douloureuse. La lancette d'incision Safety-Heel® offre une réelle possibilité de réduire cette douleur tout en optimisant le prélèvement sanguin.

L'incision semi-circulaire de faible profondeur minimise la formation d'un hématome. Cette procédure permet une collecte de sang plus en douceur chez les petits patients.



Lancette standard

- Mouvement de piqûre vertical de la lame
- Entaille cylindrique
- Formation d'hématome



Lancette d'incision

- Incision semi-circulaire
- Profondeur d'incision réduite
- Minimise la formation d'hématome

Lancette innovante très rapide avec une technique d'incision semi-circulaire en douceur

- Débit sanguin optimal sans pression ni massage supplémentaire
- Volume sanguin suffisant
- Atténuation importante de la douleur ressentie
- Cicatrisation rapide grâce à la faible profondeur de pénétration, formation d'hématome minimisée

Informations pour commander

Désignation	Longueur d'incision	Profondeur d'incision	Référence
Prématurés	1,75 mm	0,85 mm	85.1025
Nouveau-nés	2,5 mm	1,0 mm	85.1026




Pour toute question :
Nous restons à votre écoute !

Consultez également notre site Internet :
www.sarstedt.com

Le flux de travail préanalytique par SARSTEDT

Profitez de la synergie et de la
combinaison de nos systèmes.



SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Découvrez les
solutions
préanalytiques à 360°
de SARSTEDT



workflow.sarstedt.com