

# Gasometria

Sistemas de coleta para a obtenção de amostras arteriais, venosas e capilares



## Obtenção de amostras arteriais e venosas e acessórios

### Volume de amostra reduzido

A fim de minimizar o desconforto do paciente na gasometria venosa e arterial, além do conhecido Monovette® de 2 ml para gases sanguíneos, ampliamos a nossa gama de produtos com uma versão de 1 ml. Graças à utilização de heparina balanceada com  $\text{Ca}^{2+}$ , os sistemas também são indicados para a determinação de eletrólitos.

### Filtro de ar higiênico

Depois da coleta de sangue, o filtro de ar é posicionado no Monovette® para gases sanguíneos e o ar existente é pressionado contra o invólucro da purga de ar de forma higiênica, sem contaminação e sem recorrer a compressas de algodão.

O filtro de ar pode ser utilizado para o transporte manual interno para o sistema analisador.



## Obtenção de amostras capilares e acessórios

Para quantidades pequenas de amostra e uma compatibilidade ideal com o aparelho, estão disponíveis capilares de gases sanguíneos de plástico em vários tamanhos e volumes.

### Resultados de medição confiáveis

O plástico especial com baixa permeabilidade a gases e o revestimento selecionado de heparina balanceada com  $\text{Ca}^{2+}$  garantem resultados de medição corretos.

Devido ao tratamento especial da superfície e, assim, à rapidez de enchimento dos capilares, a coleta da amostra é facilitada e o risco de formação de coágulos é reduzido.

### Coleta segura

O plástico resistente a quebra protege o usuário contra ferimentos e infecções.



### Tampas de fechamento

Diversos tamanhos de tampas garantem um fechamento correto e seguro dos capilares com diferentes diâmetros externos.



### Hastes metálicas e ímã

Para uma mistura ideal do material de amostra com o anticoagulante é utilizado um ímã anatômico fácil de segurar, que movimenta a haste metálica de um lado para o outro dentro do capilar.



### Informações para pedidos - Monovette® para gases sanguíneos

Descrição	Embalagem caixa interna / caixa	Ref.
Monovette® para gases sanguíneos 1 ml	50 / 500	05.1146
Monovette® para gases sanguíneos 1 ml, embalagem individual estéril	100 / 500	05.1146.020
Monovette® para gases sanguíneos 2 ml	50 / 500	05.1147
Monovette® para gases sanguíneos 2 ml, embalagem individual estéril	100 / 500	05.1147.020
Monovette® para gases sanguíneos 2 ml, filtro de ar montado, embalagem individual estéril	100 / 500	05.1147.048
Purga de ar	500 / 1.000	14.1148

### Informações para pedidos - Capilares de gases sanguíneos de plástico

Descrição	Ø/comprimento em mm	Embalagem un.	Ref.
Capilares de gases sanguíneos de plástico 100 µl	2,05/100	250	19.930.100
Capilares de gases sanguíneos de plástico 125 µl	2,05/110	250	19.930.125
Capilares de gases sanguíneos de plástico 140 µl	2,3/75	200	19.930.140
Capilares de gases sanguíneos de plástico 175 µl	2,3/100	200	19.930.175

### Informações para pedidos - Kits de capilares de gases sanguíneos de plástico

Descrição	Embalagem un.	Ref.
Kit de capilares de gases sanguíneos 100 µl, Tampas de fechamento e hastes metálicas	1.000	51.931.100
Kit de capilares de gases sanguíneos 125 µl, Tampas de fechamento e hastes metálicas	1.000	51.931.125
Kit de capilares de gases sanguíneos 140 µl, Tampas de fechamento e hastes metálicas	800	51.931.140
Kit de capilares de gases sanguíneos 175 µl, Tampas de fechamento e hastes metálicas	800	51.931.175

### Informações para pedidos - Acessórios

Descrição	Embalagem un.	Ref.
Tampa de fechamento, branca para capilares de gases sanguíneos com Ø externo de 2,05 mm	500	65.935.205
Tampa de fechamento, azul para capilares de gases sanguíneos com Ø externo de 2,3 mm	400	65.935.230
Hastes metálicas, Ø 1 mm, comprimento 9 mm	250	95.936
Ímã anatômico, vermelho	10	95.937

Em caso de dúvidas:  
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site:  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

## Fluxo de trabalho pré-analítico feito pela SARSTEDT

Utilize a sinergia dos nossos  
sistemas coordenados.



### **SARSTEDT Ltda.**

Rodovia Marechal Rondon, km 126  
Avecuia  
CEP 18546-412  
Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

[info.br@sarstedt.com](mailto:info.br@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)