

Etiquetas adhesivas

Identificación de jeringas según la norma ISO 26825 y las recomendaciones de la DGAI/DIVI



Etiquetas adhesivas y dispensadores de etiquetas

- Prevención de medicaciones erróneas mediante la identificación codificada por color de los grupos de principios activos
- Dispensador de etiquetas metálico, disponible en dos tamaños
- Etiquetas para jeringas y perfusores

Base de datos de etiquetas

Puede acceder a un resumen de las etiquetas de nuestro catálogo en el siguiente enlace:

<https://www.sarstedt.com/produkte/klinik/spritzenkennzeichnung/etiketten/>

Dispensadores de etiquetas



- Almacenamiento ordenado
- Acceso rápido
- Limpieza fácil
- Adecuado como modelo de sobremesa o para el montaje en pared

Códigos de color de los grupos de principios activos

Hipnóticos	Relajantes musculares	Antagonistas de relajantes musculares
Opiáceos	Antagonistas de opiáceos	Anestésicos locales
Vasopresores	Antihipertensores/ Vasodilatadores	Benzodiacepinas
Antagonistas de benzodiacepinas	Anticolinérgicos	Colinérgicos
Antieméticos	Diferentes principios activos	Anticoagulantes
Coagulantes	Antiarrítmicos	Anticonvulsivos
Broncodilatadores	Inodilatadores	Hormonas
Insulina	Electrolitos	Electrolitos Potasio
Hormonas		
Electrolitos NaCl		

Nuestras etiquetas para jeringas cumplen con las especificaciones de la ISO 26825 y las recomendaciones de la DIVI y de la DGAI. De esta manera, contribuimos a reducir las confusiones de principios activos y aumentar la seguridad del paciente.

Disponemos de las siguientes variantes de etiquetas:

Variantes		
Etiqueta ISO para jeringas Tamaño: 35 x 13 mm, Rollo de 1.000 unidades	Etiqueta DIVI para perfusores Tamaño: 80 x 40 mm, Rollo de 500 unidades	Modelos personalizados Disponibles en ambos tamaños, cantidad mínima de pedido: 6 rollos

Información

Ref.	Descripción
97.8300.500	Dispensador de etiquetas con tapa Para 7 rollos de etiquetas ISO para jeringas o 3 rollos de etiquetas DIVI para perfusores
97.8300.501	Dispensador de etiquetas Maxi con tapa Para 10 rollos de etiquetas ISO para jeringas o 4 rollos de etiquetas DIVI para perfusores
79.8360.003	Etiqueta de fondo DIVI B Para indicar fecha, hora y firma, así como la cantidad de principio activo, disolución y cantidad total, tamaño: 80 x 40 mm, 100 hojas (12 unidades x hoja)
79.8360.004	Etiqueta de fondo DIVI R Iguales características que DIVI B, rollo de 500 unidades

Distribuido por:

SARSTEDT AG & Co. KG
 P.O. Box 12 20
 D-51582 Nümbrecht
 Phone +49 2293 305 - 0
 Fax +49 2293 305 - 3992
 export@sarstedt.com
 www.sarstedt.com