

Información para pedidos de sistemas de extracción de sangre



S-Monovette®

Suero gel CAT

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500	01.1602	01.1602.001	01.1602.088
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1935	04.1935.001	04.1935.088
	4,7 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500	03.1524	03.1524.001	
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1925	04.1925.001	04.1925.088
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500		04.1923.001	04.1923.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1905	04.1905.001	
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1667.001	

Suero CAT

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	□	50/50/500	01.1601	01.1601.001	01.1601.088
	5,5 ml	75/91 x 15 mm	□	50/50/500	03.1397	03.1397.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	□	50/50/500	04.1934	04.1934.001	04.1934.088
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	□	50/50/500	04.1924		
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	□	50/50/500		04.1943.001	04.1943.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	□	50/50/500	04.1904	04.1904.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	□	50/50/500	04.2911		
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	□	50/50/500		06.1663.001	

Heparina de litio gel LH / heparina de litio gel+ LH

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500	01.1634		01.1634.088
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1940	04.1940.001	04.1940.088
	4,7 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500	03.1631	03.1631.001	
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1927	04.1927.001	
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1928	04.1928.001	04.1928.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1907		
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1669.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1954	04.1954.001	04.1954.088
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1953	04.1953.001	04.1953.088
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1952	04.1952.001	04.1952.088

Heparina de litio LH / heparina de litio LH líquida

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500	01.1604	01.1604.001	01.1604.088
	5,5 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500	03.1628	03.1628.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1936	04.1936.001	04.1936.088
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1920		
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500		04.1929.001	04.1929.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1906	04.1906.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.2913	04.2913.001	
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1666.001	
líquida	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1608.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500		04.1939.001	

Heparina de sodio NH

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1613.100	
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500		04.1913.100	
líquida	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1614.100	

Envase: Todas las S-Monovette enumeradas anteriormente están envasada de forma estéril.

Heparina de amonio AH

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500	01.1603		

Citrato 9NC, 3,2 %

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	8,2 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1606.001	
	5,4 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1930	04.1930.001	
	4,3 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1922	04.1922.001	
	3,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1919	04.1919.001	04.1919.088
	3,0 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1165	05.1165.001	
	2,9 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1902	04.1902.001	04.1902.088
	1,8 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1955	04.1955.001	04.1955.088
	1,4 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1668.001	

EDTA K3E

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1605.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1931	04.1931.001	
	4,0 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500	03.1068	03.1068.001	
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500		04.1921.001	04.1921.088
	3,4 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1914	04.1914.001	
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1917	04.1917.001	
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1167	05.1167.001	
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1901	04.1901.001	04.1901.088
	1,8 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1951	04.1951.001	04.1951.088
	1,6 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1081	05.1081.001	
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1664.001	

Gel EDTA K2E

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1621.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500		04.1932.001	

Fluoruro EDTA FE

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	5,5 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500		03.1626.001	
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1918	04.1918.001	04.1918.088
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1073	05.1073.001	
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1903	04.1903.001	
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1665.001	

Fluoruro heparina FH

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente	Referencia con etiqueta de papel de colores	Referencia con etiqueta con código de barras
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1076		

Neutro Z

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/con cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta transparente		
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	□	50/50/500	01.1728.001		
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	□	50/50/500	04.1926.001		
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	□	50/50/500	05.1729.001		

Envase: Todas las S-Monovette enumeradas anteriormente están envasada de forma estéril.

S-Monovette® especial y S-Sedivette®

S-Monovette® especial

Descripción	Volumen nominal	Longitud sin/cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia
S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT	4,0 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1925.003
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	66/82 x 11 mm		50/50/500	05.1074.001
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	66/82 x 11 mm		50/50/500	05.1074.201
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1945.001
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1945.201
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1945.088
S-Monovette® análisis de metales*	7,5 ml	92/108 x 15 mm		50/50/500	01.1604.400
S-Monovette® análisis de metales*	7,5 ml	92/108 x 15 mm		50/50/500	01.1609.201
S-Monovette® ThromboExact	2,7 ml	66/82 x 11 mm		50/50/500	05.1168.001
S-Monovette® Hirudina	1,6 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1959.001
S-Monovette® PFA, citrato 9NC, 3,8 %	3,8 ml	65/81 x 13 mm		50/50/500	04.1910.001
S-Monovette® CTAD	2,9 ml	65/81 x 13 mm		50/50/500	04.1909.001
S-Monovette® CPDA	8,8 ml	92/108 x 15 mm		50/50/500	01.1610.001
S-Monovette® CPDA	5,7 ml	90/106 x 13 mm		50/50/500	04.1938.001
S-Monovette® homocisteína HCY-Z Gel	2,7 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1908.001
S-Monovette® DNA Exact	2,7 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1948.001
S-Monovette® RNA Exact	≤2,4 ml	100/116 x 15 mm		50/50/500	01.2048.001
S-Monovette® cfDNA Exact	9,2 ml	100/116 x 15 mm		50/50/500	01.2040.001

* Para su uso con la cánula de seguridad Safety S-Monovette® análisis de metales 85.1162.600

S-Sedivette® citrato 4NC

Preparación	Volumen nominal	Longitud sin/cierre x Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Referencia con etiqueta de papel de colores
	3,5 ml	130/146 x 8 mm		50/50/500	06.1690.001

Gradilla de sedimentación para S-Sedivette®

Imagen	Descripción	Envase (SE/CI/CE)	Referencia
	Gradillas de sedimentación con pared posterior graduada	1/1/1	90.1090

Agujas y adaptadores

Aguja de seguridad Safety-Multifly® para S-Monovette®


Imagen	Ø/longitud	Código de colores	Variante	Longitud del tubo	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	0,9 mm/19 mm		20G x 3/4" Multiadaptador	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1637.205
	0,8 mm/19 mm		21G x 3/4" Multiadaptador	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.205
	0,6 mm/19 mm		23G x 3/4" Multiadaptador	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1640.205
	0,5 mm/19 mm		25G x 3/4" Multiadaptador	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1642.205
	0,9 mm/19 mm		20G x 3/4" Multiadaptador	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1637.235
	0,8 mm/19 mm		21G x 3/4" multiadaptador, casquillo guía desenroscable	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.200
	0,8 mm/19 mm		21G x 3/4" Multiadaptador	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.235
	0,6 mm/19 mm		23G x 3/4" Multiadaptador	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1640.235
	0,5 mm/19 mm		25G x 3/4" Multiadaptador	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1642.235

Agujas y adaptadores

Aguja de seguridad para S-Monovette®

Imagen	Ø/longitud	Código de colores	Variante	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	0,9 mm/25 mm	■	20G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1372.200
	0,8 mm/25 mm	■	21G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1373.200
	0,7 mm/25 mm	■	22G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1441.200
	0,6 mm/25 mm	■	23G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1442.200
	0,9 mm/38 mm	■	20G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1160.200
	0,8 mm/38 mm	■	21G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1162.200
	0,8 mm/38 mm	■	21G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1162.600 para S-Mono- vette® análisis de metales 01.1604.400
	0,7 mm/38 mm	■	22G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1440.200

Adaptador



Imagen	N.º	Descripción	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	1	Adaptador de membrana	1 / 100 / 1.000	1.000	14.1112
	2	Multiadaptador Luer	1 / 100 / 1.000	1.000	14.1205
	3	Multiadaptador Luer Lock	1 / 100 / 1.000	1.000	14.1205.100
	4	Adaptador para cultivo de san- gre LongNeck	1 / 50 / 250	250	14.1207
	5	Adaptador para cultivo de san- gre Universal	1 / 20 / 100	100	14.1209
	5 + 6	Kit adaptador para hemocultivo Safety-Multifly® 21G	1 / 1 / 50	50	51.1638.945
	5 + 6	Kit adaptador para hemocultivo Safety-Multifly® 23G	1 / 1 / 50	50	51.1640.945

Tapones de cierre

Tapones de rosca para volver a sellar S-Monovettes

Imagen	Cierre de rosca Ø exterior	Longitud sin/con cierre x Ø	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	18 mm	92/108 x 15 mm	1.000 / 1.000 / 5.000	5.000	65.729
	18 mm	75/91 x 15 mm			
	16 mm	90/106 x 13 mm			
	16 mm	91/75 x 13 mm	1.000 / 1.000 / 5.000	5.000	65.728
	16 mm	81/65 x 13 mm			
	13 mm	108/92 x 11 mm			
	13 mm	82/66 x 11 mm	1.000 / 1.000 / 5.000	5.000	65.1121
	13 mm	146/130 x 8 mm			
	13 mm	82/66 x 8 mm			

Accesorios

Imagen	Descripción	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Haemo-Diff® con borde para frotis	500/500/2.000	2.000	14.1218
	Haemo-Diff® sin borde para frotis	500/500/2.000	2.000	14.1217
	Seraplas® V11, apto para S-Monovette® con Ø 11 mm	100/500/5.000	5.000	53.677
	Seraplas® V13, apto para S-Monovette® con Ø 13 mm	100/500/1.000	1.000	53.419
	Seraplas® V15, apto para S-Monovette® con Ø 15 mm	100/100/1.000	1.000	53.428
	Seraplas® V16, apto para S-Monovette® con Ø 16 mm	100/100/1.000	1.000	53.420
	Tapa codificada, rojo neón	100/100/1.000	1.000	14.1513
	Tapa codificada, azul	100/100/1.000	1.000	14.1513.001
	Tapa codificada, amarillo	100/100/1.000	1.000	14.1513.002
	Tapa codificada, verde neón	100/100/1.000	1.000	14.1513.005
	Tapa codificada, gris	100/100/1.000	1.000	14.1513.008
	Torniquete desechable	200/200/4.800	2.000	95.1006
	Torniquete para un solo paciente	25/25/500	25	95.1008
	Torniquete venoso	1/1/200	1	95.1007
	Torniquete venoso, sin látex	1/1/200	1	95.1007.001

Microaguja y microtubos preparados

Microaguja

Imagen	Ø/Longitud	Código de colores	Variante	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	0,8 mm/36 mm		Microaguja, 21 G x ¾", n.º 2	1 / 50 / 500	50	85.921
	0,6 mm/36 mm		Microaguja, 23 G x ¾", n.º 16	1 / 50 / 500	50	85.923
	0,5 mm/36 mm		Microaguja, 25 G x ¾", n.º 18	1 / 50 / 500	50	85.925

Microtubos con tapón a presión adjunto y etiqueta transparente

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Ø/Longitud	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Suero CAT	1,3 ml	10,8 mm/40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1501.005*
	Suero gel CAT	1,1 ml	10,8 mm/40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1500.005*
	Heparina de litio LH	1,3 ml	10,8 mm/40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1503.005*
	EDTA K3E	1,3 ml	10,8 mm/40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1504.005*
	Fluoruro heparina FH	1,3 ml	10,8 mm/40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1505.005*
	Citrato 9NC, 3,2 %	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	10,8 mm/40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1506.005 41.1506 41.1506.002

* Versión también disponible con etiqueta de papel: Número final .015

Microtubos con tapón de rosca y etiqueta de papel

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Ø/Longitud	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Suero CAT	1,3 ml	10,8 mm/45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1392.005
	Suero gel CAT	1,1 ml	10,8 mm/45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1378.005
	Heparina de litio LH	1,3 ml	10,8 mm/45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1393.005
	EDTA K3E	1,3 ml	10,8 mm/45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1395.005
	EDTA K3E (Tapón de rosca con membrana para adaptación directa)	1,3 ml	10,8 mm/45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.3395.005
	Fluoruro heparina FH	1,3 ml	10,8 mm/45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1394.005
	Citrato 9NC, 3,2 %	1,3 ml	10,8 mm/45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1350.005

Tubos de soporte para Microvette®, Multivette® 600 y microrrecipientes de muestras

Imagen	Adecuado para	Ø/Longitud	Código de colores	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	S-Monovette® con Ø 8 mm	54 x 11 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1570
	S-Monovette® con Ø 8 mm	54 x 11 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1570.002
	S-Monovette® con Ø 8 mm, Microvette® y microrrecipientes de muestras	65 x 13 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1571
	S-Monovette® con Ø 8 mm, Microvette® y microrrecipientes de muestras	65 x 13 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1571.051
	S-Monovette® con Ø 8 mm	55 x 13 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1572
	Microvette® y microrrecipientes de muestras con cierre de rosca	75 x 13 mm	■	250/250/2.000	2.000	55.525.003
	Microvette® y microrrecipientes de muestras con cierre de rosca	75 x 13 mm	■	250/250/2.000	2.000	55.525.002
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1577
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1577.002

Microvette® APT y Microvette® 100/200

Microvette® APT con recipiente interior cilíndrico

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Longitud / Ø	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	EDTA K2E	250 µl	75 mm x 13 mm	■	50/50/500	500	20.1331
	EDTA K2E	500 µl	75 mm x 13 mm	■	100 / 100 / 500	500	20.1330

Microvette® 100 con recipiente interior cónico

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Suero CAT	100 µl	□	100/100/1.000	1.000	20.1280
	Heparina de litio LH	100 µl	■	100 / 100 / 500	500	20.1282

Microvette® 100 con recipiente interior cilíndrico

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	EDTA K3E	100 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1278

Microvette® 200 con recipiente interior cónico

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Suero CAT	200 µl	□	100/100/1.000	1.000	20.1290
	Heparina de litio LH	200 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1292
	Fluoruro heparina FH	200 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1289

Microvette® 200 con recipiente interior cónico

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Suero gel CAT	200 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1291
	EDTA K3E	200 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1288

Microvette® 300/500 y Microvette® CB 200 BSG


Microvette® 300 con recipiente interior cónico

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Suero CAT	300 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1308
	Heparina de litio LH	300 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1309
	Fluoruro heparina FH	300 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1307

Microvette® 500 con recipiente interior cilíndrico

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Suero CAT	500 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1343
	Suero gel CAT	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1344
	Heparina de litio LH	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1345
	Heparina de litio LH	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1346
	EDTA K3E	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1341

Microvette® CB 200 VSG

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Citrato	200 µl	■	50 / 50 / 500	500	18.1325

Gradilla de sedimentación para Microvette® CB 200 BSG

Imagen	Descripción	Envase (SE/CI/CE)	Referencia
	Gradillas de sedimentación con pared trasera graduada	1 / 1 / 1	90.1091

Multivette® 600 y lancetas de seguridad

Multivette®600

Imagen	Preparación	Volumen nominal	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Suero CAT	600 µl	□	100/100/1.000	1.000	15.1670
	Suero gel CAT	600 µl	■	100/100/1.000	1.000	15.1674
	Heparina de litio LH	600 µl	■	100/100/1.000	1.000	15.1673
	Heparina de litio gel LH	600 µl	■	100/100/1.000	1.000	15.1675
	EDTA K3E	600 µl	■	100/100/1.000	1.000	15.1671
	Fluoruro heparina FH	600 µl	■	100/100/1.000	1.000	15.1672

Lancetas de seguridad

Imagen	Preparación	Ø de la aguja/anchura de la cuchilla	Profundidad de punción	Código de colores	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Lanceta de seguridad mini	28 G	1,6 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1015
	Lanceta de seguridad normal	21 G	1,8 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1016
	Lanceta de seguridad extra	18 G	1,8 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1017
	Lanceta de seguridad súper	Cuchilla 1,5 mm	1,6 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1018
	Lanceta de seguridad neonatal	Cuchilla 1,5 mm	1,2 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1019

Lanceta de incisión - Safety-Heel®

Imagen	Aplicación	Anchura de la cuchilla	Profundidad de punción	Código de colores	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Bebes prematuros	1,75 mm	0,85 mm	■	50/50/200	200	85.1025
	Recién nacidos	2,5 mm	1,0 mm	■	50/50/200	200	85.1026

Gasometría

Monovette® de gas en sangre

Imagen	Descripción	Longitud x Ø	Volumen nominal	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Monovette® de gas en sangre	66 x 11 mm	1 ml	☐ /■	50/50/500	500	05.1146
	Monovette® de gas en sangre	66 x 11 mm	1 ml	☐ /■	1/100/500	500	05.1146.020
	Monovette® de gas en sangre	66 x 11 mm	2 ml	☐ /■	50/50/500	500	05.1147
	Monovette® de gas en sangre	66 x 11 mm	2 ml	☐ /■	1/100/500	500	05.1147.020
	Monovette® de gas, con adaptador de membrana	66 x 11 mm	2 ml	☐ /■	1/100/500	500	05.1147.028
	Monovette® de gas, desaireador montado	66 x 11 mm	2 ml	☐ /■	1/100/500	500	05.1147.048
	Desaireador	66 x 11 mm		☒ /■	500/500/1.000	1.000	14.1148

Capilares para gasometría de plástico

Imagen	Descripción	Volumen nominal	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Capilares para gasometría de plástico	100 µl	250/250/16.000	250	19.930.100
	Capilares para gasometría de plástico	125 µl	250/250/16.000	250	19.930.125
	Capilares para gasometría de plástico	140 µl	200/200/12.800	200	19.930.140
	Capilares para gasometría de plástico	175 µl	200/200/12.800	200	19.930.175

Kits de capilares para gasometría de plástico

Imagen	Descripción	Volumen nominal	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Juego de capilares gasometría, tapones de cierre y bastoncillos de mezcla	100 µl	1/1/16	1	51.931.100
	Juego de capilares gasometría, tapones de cierre y bastoncillos de mezcla	125 µl	1/1/16	1	51.931.125
	Juego de capilares gasometría, tapones de cierre y bastoncillos de mezcla	140 µl	1/1/16	1	51.931.140
	Juego de capilares gasometría, tapones de cierre y bastoncillos de mezcla	175 µl	1/1/16	1	51.931.175

Accesorios

Imagen	Descripción	Color del tapón	Envase (SE/CI/CE)	Pedido mínimo	Referencia
	Tapón de cierre, blanco para capilares para gasometría con Ø 2,05 mm exterior	☐	500/500/32.000	500	65.935.205
	Tapón de cierre, azul para capilares para gasometría con Ø 2,3 mm exterior	■	400/400/32.000	400	65.935.230
	Bastoncillos de mezcla, Ø 1 mm, longitud 9 mm	-	250/250/41.250	250	95.936
	Imán cónico, rojo	■	10/10/160	10	95.937

[illegible]

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Leyenda

Envase: SE: el subenvase más pequeño de un artículo
 CI: caja interior, en el CI se envasa el SE.
 CE: caja exterior, la caja exterior suele ser también la cantidad mínima de pedido.
 CMP: Cantidad mínima de pedido

Si tiene alguna duda,
estaremos encantados de atenderle.

Visite también nuestro sitio web:
www.sarstedt.com

Flujo de trabajo preanalítico diseñado por SARSTEDT

Aproveche la sinergia de nuestros
sistemas coordinados.



SARSTEDT S.A.U.

Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès

Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78

info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Más información,
vídeos y pedido de muestras:
sarstedt.com

Descubra las
soluciones 360°
para su preanalítica
con SARSTEDT:



workflow.sarstedt.com