

Informação para encomendas – sistemas de colheita de sangue



S-Monovette®

Soro Gel CAT

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500	01.1602	01.1602.001	01.1602.088
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1935	04.1935.001	04.1935.088
	4,7 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500	03.1524	03.1524.001	
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1925	04.1925.001	04.1925.088
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500		04.1923.001	04.1923.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1905	04.1905.001	
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1667.001	

Soro CAT

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Pedido nº. com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	□	50/50/500	01.1601	01.1601.001	01.1601.088
	5,5 ml	75/91 x 15 mm	□	50/50/500	03.1397	03.1397.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	□	50/50/500	04.1934	04.1934.001	04.1934.088
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	□	50/50/500	04.1924		
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	□	50/50/500		04.1943.001	04.1943.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	□	50/50/500	04.1904	04.1904.001	
	1,6 mL	75/91 x 13 mm	□	50/50/500	04.2911		
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	□	50/50/500		06.1663.001	

Gel de heparina de lítio LH / Gel de heparina de lítio + LH

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500	01.1634		01.1634.088
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1940	04.1940.001	04.1940.088
	4,7 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500	03.1631	03.1631.001	
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1927	04.1927.001	
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1928	04.1928.001	04.1928.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1907		
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1669.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1954	04.1954.001	04.1954.088
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1953	04.1953.001	04.1953.088
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1952	04.1952.001	04.1952.088

Heparina de lítio LH / Heparina de lítio LH líquida

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500	01.1604	01.1604.001	01.1604.088
	5,5 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500	03.1628	03.1628.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1936	04.1936.001	04.1936.088
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1920		
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500		04.1929.001	04.1929.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1906	04.1906.001	
	1,6 mL	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.2913	04.2913.001	
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1666.001	
líquido	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1608.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500		04.1939.001	

Fluoreto heparina FH

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1613.100	
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500		04.1913.100	
líquido	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1614.100	

Embalagem: Todas as S-Monovettes acima listadas são embaladas estéreis.

Fluoreto heparina FH

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500	01.1603		

Citrato 9NC, 3,2%

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	8,2 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1606.001	
	5,4 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1930	04.1930.001	
	4,3 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1922	04.1922.001	
	3,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1919	04.1919.001	04.1919.088
	3,0 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1165	05.1165.001	
	2,9 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1902	04.1902.001	04.1902.088
	1,8 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1955	04.1955.001	04.1955.088
	1,4 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1668.001	

K3E EDTA

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1605.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500	04.1931	04.1931.001	
	4,0 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500	03.1068	03.1068.001	
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500		04.1921.001	04.1921.088
	3,4 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1914	04.1914.001	
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1917	04.1917.001	
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1167	05.1167.001	
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1901	04.1901.001	04.1901.088
	1,8 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1951	04.1951.001	04.1951.088
	1,6 mL	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1081	05.1081.001	
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1664.001	

GEL K2E EDTA

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50/50/500		01.1621.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50/50/500		04.1932.001	

Fluoreto EDTA FE

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	5,5 ml	75/91 x 15 mm	■	50/50/500		03.1626.001	
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1918	04.1918.001	04.1918.088
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1073	05.1073.001	
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500	04.1903	04.1903.001	
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1665.001	

Fluoreto heparina FH

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente	Nº do produto com etiqueta de papel colorido	Nº do produto com etiqueta com código de barras
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1076		

Neutro Z

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta transparente
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	□	50/50/500	01.1728.001
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	□	50/50/500	04.1926.001
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	□	50/50/500	05.1729.001

Embalagem: Todas as S-Monovettes acima listadas são embaladas estéreis.

S-Monovette® especial & S-Sedivette®

S-Monovette® especial

Descrição	Volume nominal	Comprimento sem/com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto
S-Monovette® Soro Gel LightPROTECT	4,0 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1925.003
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	66/82 x 11 mm		50/50/500	05.1074.001
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	66/82 x 11 mm		50/50/500	05.1074.201
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1945.001
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1945.201
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1945.088
S-Monovette® análise de metais*	7,5 ml	92/108 x 15 mm		50/50/500	01.1604.400
S-Monovette® análise de metais*	7,5 ml	92/108 x 15 mm		50/50/500	01.1609.201
S-Monovette® ThromboExact	2,7 ml	66/82 x 11 mm		50/50/500	05.1168.001
S-Monovette® hirudina	1,6 mL	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1959.001
S-Monovette® PFA, Citrato 9NC, 3,8%	3,8 ml	65/81 x 13 mm		50/50/500	04.1910.001
S-Monovette® CTAD	2,9 ml	65/81 x 13 mm		50/50/500	04.1909.001
S-Monovette® CPDA	8,8 ml	92/108 x 15 mm		50/50/500	01.1610.001
S-Monovette® CPDA	5,7 ml	90/106 x 13 mm		50/50/500	04.1938.001
S-Monovette® Homocisteína Gel HCY-Z	2,7 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1908.001
S-Monovette® DNA Exact	2,7 ml	75/91 x 13 mm		50/50/500	04.1948.001
S-Monovette® RNA Exact	2,4 ml	100/116 x 15 mm		50/50/500	01.2048.001
S-Monovette® cfDNA Exact	9,2 ml	100/116 x 15 mm		50/50/500	01.2040.001

* Para ser usado com a S-Monovette® Análise metálica de agulha de segurança 85.1162.600

S-Sedivette® Citrato 4NC

Preparação	Volume nominal	Comprimento sem/com tampa x Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto com etiqueta de papel colorido
	3,5 ml	130/146 x 8 mm		50/50/500	06.1690.001

Suporte de VHS para S-Sedivette®

Figura	Descrição	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto
	Suporte de VHS SARSTEDT com escala no painel traseiro	1 / 1 / 1	90.1090

Butterfly

Safety-Multifly®-Agulha para S-Monovette®


Figura	Ø x Comprimento	Código de cor	Modelo	Comprimento do tubo flexível	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	0,9 mm / 19 mm		20G x 3/4" Multiadaptador	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1637.205
	0,8 mm / 19 mm		21G x 3/4" Multiadaptador	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.205
	0,6 mm / 19 mm		23G x 3/4" Multiadaptador	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1640.205
	0,5 mm / 19 mm		25G x 3/4" Multiadaptador	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1642.205
	0,9 mm / 19 mm		20G x 3/4" Multiadaptador	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1637.235
	0,8 mm / 19 mm		21G x 3/4" multiadaptador, invólucro-guia desenroscável	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.200
	0,8 mm / 19 mm		21G x 3/4" Multiadaptador	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.235
	0,6 mm / 19 mm		23G x 3/4" Multiadaptador	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1640.235
	0,5 mm / 19 mm		25G x 3/4" Multiadaptador	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1642.235

Agulhas e adaptadores

Safety®-Agulha para S-Monovette®

Figura	Ø x Comprimento	Código de cor	Modelo	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	0,9 mm/25 mm	■	20G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1372.200
	0,8 mm/25 mm	■	21G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1373.200
	0,7 mm/25 mm	■	22G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1441.200
	0,6 mm/25 mm	■	23G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1442.200
	0,9 mm/38 mm	■	20G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1160.200
	0,8 mm/38 mm	■	21G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1162.200
	0,8 mm/38 mm	■	21G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1162.600 para S-Monovette® análise de metais 01.1604.400
	0,7 mm/38 mm	■	22G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1440.200

Adaptador


Figura	N.º	Descrição	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	1	Adaptador de membrana	1 / 100 / 1.000	1.000	14.1112
	2	Multiadaptador montada	1 / 100 / 1.000	1.000	14.1205
	3	Multiadaptador montada	1 / 100 / 1.000	1.000	14.1205.100
	4	Adaptador de hemocultura com tubo longo (LongNeck)	1 / 50 / 250	250	14.1207
	5	Adaptador universal de hemocultura	1 / 20 / 100	100	14.1209
	5 + 6	Safety-Multifly® 21G conjunto de adaptadores para hemocultura	1 / 1 / 50	50	51.1638.945
	5 + 6	Safety-Multifly® 23G conjunto de adaptadores para hemocultura	1 / 1 / 50	50	51.1640.945

Tampa

Tampas de rosca para vedar de S-Monovettes

Figura	Tampa de rosca-Ø	Comprimento sem/ com tampa x Ø	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	18 mm	92/108 x 15 mm	1.000 / 1.000 / 5.000	5.000	65.729
	18 mm	75/91 x 15 mm			
	16 mm	90/106 x 13 mm			
	16 mm	91/75 x 13 mm	1.000 / 1.000 / 5.000	5.000	65.728
	16 mm	81/65 x 13 mm			
	13 mm	108/92 x 11 mm			
	13 mm	82/66 x 11 mm	1.000 / 1.000 / 5.000	5.000	65.1121
	13 mm	146/130 x 8 mm			
	13 mm	82/66 x 8 mm			

Acessório

Figura	Descrição	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Haemo-Diff® com borda para esfregaço	500 / 500 / 2.000	2.000	14.1218
	Haemo-Diff® sem borda para esfregaço	500 / 500 / 2.000	2.000	14.1217
	Seraplas® V11, adequado para S-Monovette® com Ø 11 mm	100 / 500 / 5.000	5.000	53.677
	Seraplas® V13, adequado para S-Monovette® com Ø 13 mm	100 / 500 / 1.000	1.000	53.419
	Seraplas® V15, adequado para S-Monovette® com Ø 15 mm	100 / 100 / 1.000	1.000	53.428
	Seraplas® V16, adequado para S-Monovette® com Ø 16 mm	100 / 100 / 1.000	1.000	53.420
	Tampa de codificação de amostras de emergência	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513
	Tampa de codificação, azul	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513.001
	Tampa de codificação, amarelo	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513.002
	Tampa de codificação de amostras de emergência	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513.005
	Tampa de codificação, cinza	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513.008
	Garrote descartável	200 / 200 / 4.800	2.000	95.1006
	Garrote de um paciente	25 / 25 / 500	25	95.1008
	Garrote venoso	1 / 1 / 200	1	95.1007
	Aplicar o garrote venoso	1 / 1 / 200	1	95.1007.001

Microrrecipientes com preparação

Microagulha

Figura	Comprimento	Código de cor	Modelo	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	0,8 mm/36 mm		microagulha, 21G x 3/4", Nº 2	1 / 50 / 500	50	85.921
	0,6 mm/36 mm		microagulha, 23G x 3/4", Nº 16	1 / 50 / 500	50	85.923
	0,5 mm/36 mm		microagulha, 25G x 3/4", Nº 18	1 / 50 / 500	50	85.925

Recipientes de microamostra com tampa push-in anexada e etiqueta transparente

Figura	Preparação	Volume nominal	Comprimento	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Soro CAT	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1501.005*
	Soro Gel CAT	1,1 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1500.005*
	Heparina de lítio LH	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1503.005*
	EDTA K3E	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1504.005*
	Fluoreto heparina FH	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1505.005*
	Citrato 9NC, 3,2%	1,3 mL 1,0 mL 0,5 mL	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1506.005 41.1506 41.1506.002

* Versão também disponível com etiqueta de papel: número final .015

Microrrecipientes de amostra com tampa de rosca (ISO)

Figura	Preparação	Volume nominal	Comprimento	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Soro CAT	1,3 mL	10,8 mm - 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1392.005
	Soro Gel CAT	1,1 ml	10,8 mm - 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1378.005
	Heparina de lítio LH	1,3 mL	10,8 mm - 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1393.005
	EDTA K3E	1,3 mL	10,8 mm - 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1395.005
	EDTA K3E (Tampa de rosca com membrana para adaptação direta)	1,3 mL	10,8 mm - 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.3395.005
	Fluoreto heparina FH	1,3 mL	10,8 mm - 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1394.005
	Citrato 9NC, 3,2%	1,3 mL	10,8 mm - 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1350.005

Tubos de suporte para Microvette®, Multivet® 600 e micro recipientes de amostras

Figura	Adequado para	Comprimento	Código de cor	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	S-Monovette® com Ø 8 mm	54 x 11 mm	■	250/250/1.000	1.000	55.1570
	S-Monovette® com Ø 8 mm	54 x 11 mm	■	250/250/1.000	1.000	55.1570.002
	S-Monovette® com Ø,8 mm, Microvette® e micro recipientes de amostras	65 x 13 mm	■	250/250/1.000	1.000	55.1571
	S-Monovette® com Ø,8 mm, Microvette® e micro recipientes de amostras	65 x 13 mm	■	250/250/1.000	1.000	55.1571.051
	S-Monovette® com Ø 8 mm	55 x 13 mm	■	250/250/1.000	1.000	55.1572
	Microvette® e microrrecipientes de amostra com tampa de rosca	75 x 13 mm	■	250/250/2.000	2.000	55.525.003
	Microvette® e microrrecipientes de amostra com tampa de rosca	75 x 13 mm	■	250/250/2.000	2.000	55.525.002
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	■	250/250/1.000	1.000	55.1577
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	■	250/250/1.000	1.000	55.1577.002

Microveta® APT e Microveta® 100/200

Microvette® APT com vaso interno cilíndrico

Figura	Preparação	Volume nominal	Comprimento / Ø	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	EDTA K2E	250 µl	75 mm x 13 mm	■	50/50/500	500	20.1331
	EDTA K2E	500 µl	75 mm x 13 mm	■	100/100/500	500	20.1330

Microvette® 100 com vaso interno cilíndrico

Figura	Preparação	Volume nominal	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Soro CAT	100 µl	□	100/100/1.000	1.000	20.1280
	Heparina de lítio LH	100 µl	■	100/100/500	500	20.1282

Microvette® 100 com vaso interno cilíndrico

Figura	Preparação	Volume nominal	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	EDTA K3E	100 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1278

Microvette® 200 com vaso interno cilíndrico

Figura	Preparação	Volume nominal	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Soro CAT	200 µl	□	100/100/1.000	1.000	20.1290
	Heparina de lítio LH	200 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1292
	Fluoreto heparina FH	200 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1289

Microvette® 200 com vaso interno cilíndrico

Figura	Preparação	Volume nominal	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Soro Gel CAT	200 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1291
	EDTA K3E	200 µl	■	100/100/1.000	1.000	20.1288

Microvette® 300/500 & Microvette® CB 200 BSG


Microvette® 300 com vaso interno cilíndrico

Figura	Preparação	Volume nominal	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Soro CAT	300 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1308
	Heparina de lítio LH	300 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1309
	Fluoreto heparina FH	300 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1307

Microvette® 500 com vaso interno cilíndrico

Figura	Preparação	Volume nominal	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Soro CAT	500 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1343
	Soro Gel CAT	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1344
	Heparina de lítio LH	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1345
	Heparina de lítio LH	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1346
	EDTA K3E	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1341

Microvette® CB 200 BSG

Figura	Preparação	Volume nominal	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Citrato	200 µl	■	50 / 50 / 500	500	18.1325

Suporte de rebaixamento para Microvette® CB 200 BSG

Figura	Descrição	Embalagem (UV/IK/UK)	Nº do produto
	Suporte de VHS SARSTEDT com escala no painel traseiro	1 / 1 / 1	90.1091

Multivette® 600 e lanceta de segurança

Multivette® 600

Figura	Preparação	Volume nominal	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Soro CAT	600 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1670
	Soro Gel CAT	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1674
	Heparina de lítio LH	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1673
	Heparina de lítio LH	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1675
	EDTA K3E	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1671
	Fluoreto heparina FH	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1672

Lanceta de segurança

Figura	Preparação	Ø da agulha / largura d. lâmina	Profundidade de penetração	Código de cor	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Lancetas de segurança Mini	28 G	1,6 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1015
	Lanceta de segurança	21 G	1,8 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1016
	Lanceta de segurança	18 G	1,8 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1017
	Lanceta de segurança	Lâmina de 1,5 mm	1,6 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1018
	Lancetas de segurança estéreis Neonatal	Lâmina de 1,5 mm	1,2 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1019

Lanceta de incisão - calcanhar de Safety-Heel®

Figura	Preparação	Largura da lâmina	Profundidade de penetração	Código de cor	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Bebês prematuros	1,75 mm	0,85 mm	■	50 / 50 / 200	200	85.1025
	Recém-nascidos	2,5 mm	1,0 mm	■	50 / 50 / 200	200	85.1026

Gasometria

S-Monovette®

Figura	Descrição	Comprimento x Ø	Volume nominal	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	S-Monovette®	66 x 11 mm	1 mL	□/■	50/50/500	500	05.1146
	S-Monovette®	66 x 11 mm	1 mL	□/■	1/100/500	500	05.1146.020
	S-Monovette®	66 x 11 mm	2 mL	□/■	50/50/500	500	05.1147
	S-Monovette®	66 x 11 mm	2 mL	□/■	1/100/500	500	05.1147.020
	Gases sanguíneos- Monovette®, com adaptador de membrana	66 x 11 mm	2 mL	□/■	1/100/500	500	05.1147.028
	Gases sanguíneos- Monovette®, Purga de ar montada	66 x 11 mm	2 mL	□/■	1/100/500	500	05.1147.048
	Purga de ar	66 x 11 mm		☒/■	500/500/1.000	1.000	14.1148

Kits de capilares de gases sanguíneos

Figura	Descrição	Volume nominal	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Kits de capilares de gases sanguíneos	100 µl	250/250/16.000	250	19.930.100
	Kits de capilares de gases sanguíneos	125 µl	250/250/16.000	250	19.930.125
	Kits de capilares de gases sanguíneos	140 µl	200/200/12.800	200	19.930.140
	Kits de capilares de gases sanguíneos	175 µl	200/200/12.800	200	19.930.175

Kits de capilares de gases sanguíneos

Figura	Descrição	Volume nominal	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Conjunto de capilares para gases sanguíneos, tampas e varetas de mistura	100 µl	1/1/16	1	51.931.100
	Conjunto de capilares para gases sanguíneos, tampas e varetas de mistura	125 µl	1/1/16	1	51.931.125
	Conjunto de capilares para gases sanguíneos, tampas e varetas de mistura	140 µl	1/1/16	1	51.931.140
	Conjunto de capilares para gases sanguíneos, tampas e varetas de mistura	175 µl	1/1/16	1	51.931.175

Acessório

Figura	Descrição	Cor da tampa	Embalagem (UV/IK/UK)	QME	Nº do produto
	Tampa branca para capilar de gasometria com diâmetro externo de 2,05 mm	□	500/500/32.000	500	65.935.205
	Tampa azul para capilar de gasometria com diâmetro externo de 2,3 mm	■	400/400/32.000	400	65.935.230
	Varetas misturadoras, Ø 1 mm, comprimento 9 mm	-	250/250/41.250	250	95.936
	Ímã cônico, vermelho	■	10/10/160	10	95.937

Notas

[illegible]

Notas

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Legenda


Embalagem: UV: menor embalagem de um item
 CI: Caixa interna na qual o UV é embalado
 REINO UNIDO: Caixa externa, a caixa externa geralmente também é a
 quantidade mínima de pedido
 QME: Quantidade mínima do pedido (unidade)

Em caso de dúvidas:
Teremos todo o prazer em ajudar!

Visite o nosso site:
www.sarstedt.com

Fluxo de trabalho pré-analítico da SARSTEDT

Utilize a sinergia
de sistemas coordenados.



SARSTEDT S.A.

Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra

Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019

info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Mais informações,
vídeos e pedidos de amostras:
sarstedt.com

Descubra as soluções
completas para
pré-análise da
SARSTEDT:



workflow.sarstedt.com