

Πληροφορίες παραγγελίας συστήματος αιμοληψίας



S-Monovette®

Ορός με γέλη CAT

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500	01.1602	01.1602.001	01.1602.088
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1935	04.1935.001	04.1935.088
	4,7 ml	75/91 x 15 mm	■	50 / 50 / 500	03.1524	03.1524.001	
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1925	04.1925.001	04.1925.088
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500		04.1923.001	04.1923.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1905	04.1905.001	
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50 / 50 / 500		06.1667.001	

Ορός CAT

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	□	50 / 50 / 500	01.1601	01.1601.001	01.1601.088
	5,5 ml	75/91 x 15 mm	□	50 / 50 / 500	03.1397	03.1397.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	□	50 / 50 / 500	04.1934	04.1934.001	04.1934.088
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	□	50 / 50 / 500	04.1924		
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	□	50 / 50 / 500		04.1943.001	04.1943.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	□	50 / 50 / 500	04.1904	04.1904.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	□	50 / 50 / 500	04.2911		
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	□	50 / 50 / 500		06.1663.001	

Ηπαρίνη λιθίου με γέλη LH / Ηπαρίνη λιθίου με γέλη+ LH

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500	01.1634		01.1634.088
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1940	04.1940.001	04.1940.088
	4,7 ml	75/91 x 15 mm	■	50 / 50 / 500	03.1631	03.1631.001	
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1927	04.1927.001	
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1928	04.1928.001	04.1928.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1907		
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50 / 50 / 500		06.1669.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1954	04.1954.001	04.1954.088
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1953	04.1953.001	04.1953.088
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1952	04.1952.001	04.1952.088

Ηπαρίνη λιθίου LH / Ηπαρίνη λιθίου ρευστή LH

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500	01.1604	01.1604.001	01.1604.088
	5,5 ml	75/91 x 15 mm	■	50 / 50 / 500	03.1628	03.1628.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1936	04.1936.001	04.1936.088
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1920		
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500		04.1929.001	04.1929.088
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1906	04.1906.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.2913	04.2913.001	
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50 / 50 / 500		06.1666.001	
ρευστή	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500		01.1608.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50 / 50 / 500		04.1939.001	

Ηπαρίνη νατρίου NH

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500		01.1613.100	
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500		04.1913.100	
ρευστή	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500		01.1614.100	

Συσκευασία: Όλα τα S-Monovette που αναφέρονται παραπάνω είναι αποστειρωμένα.

Ηπαρίνη αμμόνιου AH

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500	01.1603		

Κιτρικό 9NC, 3.2%

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	8,2 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500		01.1606.001	
	5,4 ml	90/106 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1930	04.1930.001	
	4,3 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1922	04.1922.001	
	3,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1919	04.1919.001	04.1919.088
	3,0 ml	66/82 x 11 mm	■	50 / 50 / 500	05.1165	05.1165.001	
	2,9 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1902	04.1902.001	04.1902.088
	1,8 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1955	04.1955.001	04.1955.088
	1,4 ml	66/82 x 8 mm	■	50 / 50 / 500		06.1668.001	

EDTA K3E

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500		01.1605.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1931	04.1931.001	
	4,0 ml	75/91 x 15 mm	■	50 / 50 / 500	03.1068	03.1068.001	
	4,0 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500		04.1921.001	04.1921.088
	3,4 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1914	04.1914.001	
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1917	04.1917.001	
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	■	50 / 50 / 500	05.1167	05.1167.001	
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1901	04.1901.001	04.1901.088
	1,8 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1951	04.1951.001	04.1951.088
	1,6 ml	66/82 x 11 mm	■	50 / 50 / 500	05.1081	05.1081.001	
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50 / 50 / 500		06.1664.001	

EDTA με γέλη K2E

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	■	50 / 50 / 500		01.1621.001	
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	■	50 / 50 / 500		04.1932.001	

Φθοριούχο EDTA FE

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	5,5 ml	75/91 x 15 mm	■	50 / 50 / 500		03.1626.001	
	2,7 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1918	04.1918.001	04.1918.088
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	■	50 / 50 / 500	05.1073	05.1073.001	
	2,6 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1903	04.1903.001	
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50 / 50 / 500		06.1665.001	

Φθοριούχος ηπαρίνη FH

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	■	50 / 50 / 500	05.1076		

Ουδέτερο Z

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./ εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα
	7,5 ml	92/108 x 15 mm	□	50 / 50 / 500	01.1728.001
	4,9 ml	90/106 x 13 mm	□	50 / 50 / 500	04.1926.001
	2,7 ml	66/82 x 11 mm	□	50 / 50 / 500	05.1729.001

Συσκευασία: Όλα τα S-Monovette που αναφέρονται παραπάνω είναι αποστειρωμένα.

Ειδικό S-Monovette® και S-Sedivette®

Ειδικό S-Monovette®

Περιγραφή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας
S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT	4,0 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1925.003
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	66/82 x 11 mm		50 / 50 / 500	05.1074.001
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	66/82 x 11 mm		50 / 50 / 500	05.1074.201
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1945.001
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1945.201
S-Monovette® GlucoEXACT	3,1 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1945.088
S-Monovette® ανάλυσης μετάλλων*	7,5 ml	92/108 x 15 mm		50 / 50 / 500	01.1604.400
S-Monovette® ανάλυσης μετάλλων*	7,5 ml	92/108 x 15 mm		50 / 50 / 500	01.1609.201
S-Monovette® ThromboExact	2,7 ml	66/82 x 11 mm		50 / 50 / 500	05.1168.001
S-Monovette® με ιρουδίνη	1,6 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1959.001
S-Monovette® PFA, κιτρικό 9NC, 3,8%	3,8 ml	65/81 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1910.001
S-Monovette® CTAD	2,9 ml	65/81 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1909.001
S-Monovette® CPDA	8,8 ml	92/108 x 15 mm		50 / 50 / 500	01.1610.001
S-Monovette® CPDA	5,7 ml	90/106 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1938.001
S-Monovette® ομοκυστεΐνης με γέλη HCY-Z	2,7 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1908.001
S-Monovette® DNA Exact	2,7 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1948.001
S-Monovette® RNA Exact	2,4 ml	100/116 x 15 mm		50 / 50 / 500	01.2048.001
S-Monovette® cfDNA Exact	9,2 ml	100/116 x 15 mm		50 / 50 / 500	01.2040.001

* Για χρήση με τη βελόνα Safety του S-Monovette® ανάλυσης μετάλλων 85.1162.600

S-Sedivette® με κιτρικό 4NC

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα
	3,5 ml	130/146 x 8 mm		50 / 50 / 500	06.1690.001

Στατό καθίζησης για S-Sedivette®

Απεικόνιση	Περιγραφή	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας
	Στατό καθίζησης με κλιμακωτό οπίσθιο τοίχωμα	1 / 1 / 1	90.1090

Βελόνες και προσαρμογείς

Βελόνα Safety-Multifly® για S-Monovette®


Απεικόνιση	Ø / μήκος	Χρωματικός κωδικός	Έκδοση	Μήκος εύκαμπτου σωληνίσκου	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	0,9 mm / 19 mm		20G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1637.205
	0,8 mm / 19 mm		21G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.205
	0,6 mm / 19 mm		23G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1640.205
	0,5 mm / 19 mm		25G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1642.205
	0,9 mm / 19 mm		20G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1637.235
	0,8 mm / 19 mm		21G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας, με οδηγό που ξεβιδώνει	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.200
	0,8 mm / 19 mm		21G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.235
	0,6 mm / 19 mm		23G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1640.235
	0,5 mm / 19 mm		25G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	200 mm	1 / 120 / 480	480	85.1642.235

Βελόνες και προσαρμογείς

Βελόνα Safety® για Monovette®

Απεικόνιση	Ø / μήκος	Χρωματικός κωδικός	Έκδοση	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	0,9 mm/25 mm	■	20G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1372.200
	0,8 mm/25 mm	■	21G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1373.200
	0,7 mm/25 mm	■	22G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1441.200
	0,6 mm/25 mm	■	23G x 1"	1 / 50 / 500	500	85.1442.200
	0,9 mm/38 mm	■	20G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1160.200
	0,8 mm/38 mm	■	21G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1162.200
	0,8 mm/38 mm	■	21G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1162.600 για S-Monovette® ανάλυσης μετάλλων 01.1604.400
	0,7 mm/38 mm	■	22G x 1½"	1 / 50 / 500	500	85.1440.200

Προσαρμογείς



Απεικόνιση	Αρ.	Περιγραφή	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	1	Προσαρμογέας μεμβράνης	1 / 100 / 1.000	1.000	14.1112
	2	Πολυπροσαρμογέας Luer	1 / 100 / 1.000	1.000	14.1205
	3	Πολυπροσαρμογέας με Luer Lock	1 / 100 / 1.000	1.000	14.1205.100
	4	Προσαρμογέας καλλιέργειας αίματος LongNeck	1 / 50 / 250	250	14.1207
	5	Προσαρμογέας καλλιέργειας αίματος γενικής χρήσης	1 / 20 / 100	100	14.1209
	5 + 6	Σετ προσαρμογέα καλλιέργειας αίματος Safety-Multify® 21G	1 / 1 / 50	50	51.1638.945
	5 + 6	Σετ προσαρμογέα καλλιέργειας αίματος Safety-Multify® 23G	1 / 1 / 50	50	51.1640.945

Πώματα σφράγισης

Βιδωτά πώματα για την επανασφράγιση των S-Monovette

Απεικόνιση	Βιδωτό πώμα Ø εξωτερικά	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	18 mm	92/108 x 15 mm	1.000 / 1.000 / 5.000	5.000	65.729
	18 mm	75/91 x 15 mm			
	16 mm	90/106 x 13 mm			
	16 mm	91/75 x 13 mm	1.000 / 1.000 / 5.000	5.000	65.728
	16 mm	81/65 x 13 mm			
	13 mm	108/92 x 11 mm			
	13 mm	82/66 x 11 mm	1.000 / 1.000 / 5.000	5.000	65.1121
	13 mm	146/130 x 8 mm			
	13 mm	82/66 x 8 mm			

Παρελκόμενα

Απεικόνιση	Περιγραφή	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Haemo-Diff® με άκρη επιχρίσματος 500/500/2.000		2.000	14.1218
	Haemo-Diff® χωρίς άκρη επιχρίσματος	500/500/2.000	2.000	14.1217
	Seraplas® V11, κατάλληλο για S-Monovette® με Ø 11 mm	100 / 500 / 5.000	5.000	53.677
	Seraplas® V13, κατάλληλο για S-Monovette® με Ø 13 mm	100 / 500 / 1.000	1.000	53.419
	Seraplas® V15, κατάλληλο για S-Monovette® με Ø 15 mm	100 / 100 / 1.000	1.000	53.428
	Seraplas® V16, κατάλληλο για S-Monovette® με Ø 16 mm	100 / 100 / 1.000	1.000	53.420
	Πώμα κωδικοποίησης, κόκκινο νέον	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513
	Πώμα κωδικοποίησης, μπλε	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513.001
	Πώμα κωδικοποίησης, κίτρινο	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513.002
	Πώμα κωδικοποίησης, πράσινο νέον	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513.005
	Πώμα κωδικοποίησης, γκρι	100 / 100 / 1.000	1.000	14.1513.008
	Χάρτινη αιμοστατική ζώνη περίδεσης μιας χρήσης tournistrip®	200 / 200 / 4.800	2000	95.1006
	Ελαστική αιμοστατική ζώνη περίδεσης ατομικής χρήσης TourniSTRETCH®	25 / 25 / 500	25	95.1008
	Αιμοστατική ζώνη περίδεσης, επαναχρησιμοποιούμενη	1 / 1 / 200	1	95.1007
	Αιμοστατική ζώνη περίδεσης, επαναχρησιμοποιούμενη, χωρίς latex	1 / 1 / 200	1	95.1007.001

Μικροβελόνες και προπαρασκευασμένα μικροφιαλίδια δειγμάτων

Μικροβελόνα

Απεικόνιση	Ø/μήκος	Χρωματικός κωδικός	Έκδοση	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	0,8 mm/36 mm		Μικροβελόνα, 21 G x ¾", αρ. 2	1 / 50 / 500	50	85.921
	0,6 mm/36 mm		Μικροβελόνα, 23 G x ¾", αρ. 16	1 / 50 / 500	50	85.923
	0,5 mm/36 mm		Μικροβελόνα, 25 G x ¾", αρ. 18	1 / 50 / 500	50	85.925

Μικροφιαλίδια δειγμάτων με προσαρτημένο πιεζόμενο πώμα και διάφανη ετικέτα

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Ø/μήκος	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	1,3 ml	10,8 mm/ 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1501.005*
	Ορός με γέλη CAT	1,1 ml	10,8 mm/ 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1500.005*
	Ηπαρίνη λιθίου LH	1,3 ml	10,8 mm/ 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1503.005*
	EDTA K3E	1,3 ml	10,8 mm/ 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1504.005*
	Φθοριούχος ηπαρίνη FH	1,3 ml	10,8 mm/ 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1505.005*
	Κιτρικό 9NC 3,2%	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	10,8 mm/ 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1506.005 41.1506 41.1506.002

* Επιπλέον διατίθεται έκδοση με χάρτινη ετικέτα: Καταληκτικός αριθμός .015

Μικροφιαλίδια δειγμάτων με βιδωτό πώμα και χάρτινη ετικέτα

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Ø/μήκος	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	1,3 ml	10,8 mm/ 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1392.005
	Ορός με γέλη CAT	1,1 ml	10,8 mm/ 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1378.005
	Ηπαρίνη λιθίου LH	1,3 ml	10,8 mm/ 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1393.005
	EDTA K3E	1,3 ml	10,8 mm/ 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1395.005
	EDTA K3E (βιδωτό πώμα με μεμβράνη για απευθείας προσαρμογή)	1,3 ml	10,8 mm/ 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.3395.005
	Φθοριούχος ηπαρίνη FH	1,3 ml	10,8 mm/ 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1394.005
	Κιτρικό 9NC 3,2%	1,3 ml	10,8 mm/ 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1350.005

Σωληνάρια στήριξης για Microvette®, Multivette® 600 και μικροφιαλίδια δειγμάτων

Απεικόνιση	Κατάλληλα για	Ø/μήκος	Χρωματικός κωδικός	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	S-Monovette® με Ø 8 mm	54 x 11 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1570
	S-Monovette® με Ø 8 mm	54 x 11 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1570.002
	S-Monovette® με Ø 8 mm, Microvette® και μικροφιαλίδια δειγμάτων	65 x 13 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1571
	S-Monovette® με Ø 8 mm, Microvette® και μικροφιαλίδια δειγμάτων	65 x 13 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1571.051
	S-Monovette® με Ø 8 mm	55 x 13 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1572
	Microvette® και μικροφιαλίδια δειγμάτων με βιδωτό πώμα	75 x 13 mm	■	250 / 250 / 2.000	2.000	55.525.003
	Microvette® και μικροφιαλίδια δειγμάτων με βιδωτό πώμα	75 x 13 mm	■	250 / 250 / 2.000	2.000	55.525.002
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1577
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	■	250 / 250 / 1.000	1.000	55.1577.002

Microvette® APT και Microvette® 100/200


Microvette® APT με κυλινδρικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος/Ø	Χρώμα πλάσματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	EDTA K2E	250 µl	75 mm x 13 mm	■	50 / 50 / 500	500	20.1331
	EDTA K2E	500 µl	75 mm x 13 mm	■	100 / 100 / 500	500	20.1330

Microvette® 100 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάσματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	100 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1280
	Ηπαρίνη λιθίου LH	100 µl	■	100 / 100 / 500	500	20.1282

Microvette® 100 με κυλινδρικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάσματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	EDTA K3E	100 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1278

Microvette® 200 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάσματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	200 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1290
	Ηπαρίνη λιθίου LH	200 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1292
	Φθοριούχος ηπαρίνη FH	200 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1289

Microvette® 200 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάσματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός με γέλη CAT	200 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1291
	EDTA K3E	200 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1288

Microvette® 300/500 και Microvette® CB 200 BSG

Microvette® 300 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάσματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	300 μl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1308
	Ηπαρίνη λιθίου LH	300 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1309
	Φθοριούχος ηπαρίνη FH	300 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1307

Microvette® 500 με κυλινδρικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάσματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	500 μl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1343
	Ορός με γέλη CAT	500 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1344
	Ηπαρίνη λιθίου LH	500 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1345
	Ηπαρίνη λιθίου LH	500 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1346
	EDTA K3E	500 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1341

Microvette® CB 200 PKA

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάσματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Κιτρικό	200 μl	■	50 / 50 / 500	500	18.1325

Στατό καθίζησης για Microvette® CB 200 BSG

Απεικόνιση	Περιγραφή	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Αρ. παραγγελίας
	Στατό καθίζησης με κλιμακωτό οπίσθιο τοίχωμα	1 / 1 / 1	90.1091

Multivette® 600 και σκαρφιστήρες Safety

Multivette® 600

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	600 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1670
	Ορός με γέλη CAT	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1674
	Ηπαρίνη λιθίου LH	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1673
	Ηπαρίνη λιθίου με γέλη LH	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1675
	EDTA K3E	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1671
	Φθοριούχος ηπαρίνη FH	600 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	15.1672

Σκαρφιστήρας Safety

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ø της βελόνας / πλάτος της λεπίδας	Βάθος εισαγωγής	Χρωματικός κωδικός	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Σκαρφιστήρας Safety Mini	28 G	1,6 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1015
	Σκαρφιστήρας Safety Normal	21 G	1,8 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1016
	Σκαρφιστήρας Safety Extra	18 G	1,8 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1017
	Σκαρφιστήρας Safety Super	Λεπίδα 1,5 mm	1,6 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1018
	Σκαρφιστήρας Safety Neonatal	Λεπίδα 1,5 mm	1,2 mm	■	200 / 200 / 1.200	1.200	85.1019

Σκαρφιστήρας τομής- Safety-Heel®

Απεικόνιση	Παρασκευή	Πλάτος της λεπίδας	Βάθος εισαγωγής	Χρωματικός κωδικός	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Πρόωρα νεογνά	1,75 mm	0,85 mm	■	50 / 50 / 200	200	85.1025
	Νεογνά	2,5 mm	1,0 mm	■	50 / 50 / 200	200	85.1026

Ανάλυση αερίων αίματος

Monovette® αερίων αίματος

Απεικόνιση	Περιγραφή	Μήκος x Ø	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Monovette® αερίων αίματος	66 x 11 mm	1 ml	☐ / ☐	50 / 50 / 500	500	05.1146
	Monovette® αερίων αίματος	66 x 11 mm	1 ml	☐ / ☐	1 / 100 / 500	500	05.1146.020
	Monovette® αερίων αίματος	66 x 11 mm	2 ml	☐ / ☐	50 / 50 / 500	500	05.1147
	Monovette® αερίων αίματος	66 x 11 mm	2 ml	☐ / ☐	1 / 100 / 500	500	05.1147.020
	Monovette® αερίων αίματος, με προσαρμογέα μεμβράνης, αποστειρωμένο	66 x 11 mm	2 ml	☐ / ☐	1 / 100 / 500	500	05.1147.028
	Monovette® αερίων αίματος, πώμα εξαερισμού τοποθετημένο	66 x 11 mm	2 ml	☐ / ☐	1 / 100 / 500	500	05.1147.048
	Πώμα εξαερισμού	66 x 11 mm		☒ / ☐	500 / 500 / 1.000	1.000	14.1148

Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό

Απεικόνιση	Περιγραφή	Ονομαστικός όγκος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό	100 µl	250 / 250 / 16.000	250	19.930.100
	Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό	125 µl	250 / 250 / 16.000	250	19.930.125
	Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό	140 µl	200 / 200 / 12.800	200	19.930.140
	Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό	175 µl	200 / 200 / 12.800	200	19.930.175

Σετ τριχοειδών αερίων του αίματος από πλαστικό

Απεικόνιση	Περιγραφή	Ονομαστικός όγκος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Σετ τριχοειδών αερίων αίματος, πώματα σφράγισης και ράβδοι ανάμιξης	100 µl	1 / 1 / 16	1	51.931.100
	Σετ τριχοειδών αερίων αίματος, πώματα σφράγισης και ράβδοι ανάμιξης	125 µl	1 / 1 / 16	1	51.931.125
	Σετ τριχοειδών αερίων αίματος, πώματα σφράγισης και ράβδοι ανάμιξης	140 µl	1 / 1 / 16	1	51.931.140
	Σετ τριχοειδών αερίων αίματος, πώματα σφράγισης και ράβδοι ανάμιξης	175 µl	1 / 1 / 16	1	51.931.175

Παρελκόμενα

Απεικόνιση	Περιγραφή	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (υποσυσκ./ εσωτ. κουτί/ εξωτ. συσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Πώμα σφράγισης, λευκό για τριχοειδές αερίων αίματος με εξωτερική Ø 2,05 mm	☐	500 / 500 / 32.000	500	65.935.205
	Πώμα σφράγισης, μπλε για τριχοειδές αερίων αίματος με εξωτερική Ø 2,3 mm	☒	400 / 400 / 32.000	400	65.935.230
	Ράβδοι ανάμιξης, Ø 1 mm, μήκος 9 mm	-	250 / 250 / 41.250	250	95.936
	Κωνικός μαγνήτης, κόκκινος	☒	10 / 10 / 160	10	95.937

Σημειώσεις

[illegible]

Σημειώσεις

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Υπόμνημα

Συσκευασία: υποσυσκ: η μικρότερη υποσυσκευασία ενός προϊόντος
 εσωτ. κουτί: Εσωτερικό κουτί, μέσα στο εσωτερικό κουτί (ΙΚ) συσκευάζονται
 οι υποσυσκευασίες
 εξωτ. συσκ: εξωτερική συσκευασία, το εξωτερικό κουτί αποτελεί κατά κανόνα
 και την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

Εάν έχετε ερωτήσεις:
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο μας στη διεύθυνση:
www.sarstedt.com

Προαναλυτική ροή εργασίας made by SARSTEDT

Επωφεληθείτε από τη συνέργεια
των συγχρονισμένων
συστημάτων μας



SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.

Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής

Τηλ. +30 210 6038274

Fax +30 210 6038276

info.gr@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Για περισσότερες πληροφορίες,
βίντεο και παραγγελίες δειγμάτων:
sarstedt.com

Ανακαλύψτε τις λύσεις
360° της SARSTEDT
για την προαναλυτική
διαδικασία σας:



workflow.sarstedt.com