

リボルバーラック



- 一つのラックで様々なチューブに対応可能なデザイン
- それぞれのユニットにφ5～30mmの穴があります
- ユニットは回転させることで自由に付け替えることができます
- -80℃から121℃の範囲で使用可能
- L x W x H (各ユニット) : 108 x 108x 257 (69) mm

オーダーインフォメーション

Art.No.	製品名	包装仕様
93.879	リボルバーラック	1個 / 袋 4個 / 箱

ザルスタット株式会社
〒102-0073
東京都千代田区九段北1-5-9
九段誠和ビル4F
TEL 03-5215-5400
FAX 03-5215-6400
info.jp@sarstedt.com
www.sarstedt.com