

Blutschlauch-Schweißgerät MS 500



Zuverlässiges Schweißverfahren

- HF-Handschiweißzange
- Kompakt und handlich
- Netz- oder Akkubetrieb



Blutschlauch-Schweißgerät MS 500

Die neuen Schlauch-Schweißgeräte mit HF-Handschweißzange, MS 500 M (Netzbetrieb) und MS 500 B (Akkubetrieb), wurden speziell für den Einsatz bei der Blutspende und in der Blutkomponentenherstellung entwickelt.

Die HF-Handschweißzange gleicht unterschiedliche Druckstärken des Anwenders aus und gewährleistet gleichbleibende Qualität der Schweißnähte.

Gerätemerkmale

- Leichtes Trennen der Schweißnaht
- Anzeigelampe und Signalton bei Schweißende
- Einfacher Tausch der Elektrode
- Einfache Reinigung durch leichte Entnahme der Schweißkopfabdeckung und Elektrode
- Auswechselbarer Akku (MS 500 B)
- Robuste HF-Handschweißzange aus Edelstahl
- Stabiles Gehäuse

Technische Daten

	MS 500 M	MS 500 B
Versorgungsspannung	115 - 230 V, 50/60 Hz	-
Akku NiMH	-	24 V / 1700 mAh (austauschbar)
Schweißungen/Ladung	-	> 500
Vollladung	-	ca. 3,0 Stunden
Ladegerät	-	Versorgungsspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz Ausgangsspannung: 41 V DC, 900 mA
Abmessungen des Geräts (BxHxT)	17,0 x 5,5 x 23,5 cm	18,0 x 5,5 x 23,0 cm
Gewicht des Geräts	2,0 kg	2,0 kg
Abmessungen der Handzange (DxL)	3,1 x 18,5 cm	3,1 x 18,5 cm
Gewicht der Handzange	0,275 kg	0,275 kg
Abmessungen des Tragekoffers (BxHxT)	39,0 x 87,0 x 32,5 cm	39,0 x 87,0 x 32,5 cm
Länge HF-Kabel	1,8 m	1,8 m

Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung
87.7708.850	MS 500 M, inkl. HF-Handschweißzange, HF-Kabel, Tragekoffer
87.7708.860	MS 500 B, inkl. HF-Handschweißzange, HF-Kabel, Akku 1700 mAh, Ladegerät, Tragegurt, Tragekoffer

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305 0
Telefax +49 22 93 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com