

# Συσκευή σφράγισης σωλήνων αίματος MS 500



## Αξιόπιστη διαδικασία σφράγισης

- Συσκευή σφράγισης χειρός HF
- Συμπαγές και εύχρηστο
- Λειτουργία με τάση δικτύου ή μπαταρία



# Συσκευή σφράγισης σωλήνων αίματος MS 500

Οι νέες συσκευές σφράγισης σωλήνων με λαβίδα συγκόλλησης χειρός HF, MS 500 M (τάση δικτύου) και MS 500 B (λειτουργία με μπαταρία), είναι ειδικά σχεδιασμένες για χρήση κατά τη διάρκεια αιμοδοσίας ή για την παραγωγή συστατικών αίματος.

Η λαβίδα συγκόλλησης HF εξισορροπεί τα διαφορετικά επίπεδα πίεσης του χρήστη και διασφαλίζει σταθερή ποιότητα συγκολλήσεων.

## Χαρακτηριστικά συσκευής

- Εύκολος διαχωρισμός
- Ενδεικτική λυχνία και ηχητικό σήμα κατά τη σφράγιση
- Εύκολη αντικατάσταση του ηλεκτροδίου
- Εύκολος καθαρισμός με εύκολη αφαίρεση του καλύμματος της κεφαλής συγκόλλησης και του ηλεκτροδίου
- Αντικαταστάσιμη μπαταρία (MS 500 B)
- Στιβαρή λαβίδα σφράγισης χειρός HF από ανοξείδωτο χάλυβα
- Σταθερό περίβλημα

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

	MS 500 M	MS 500 B
Τάση τροφοδοσίας	115 - 230 V, 50/60 Hz	-
Μπαταρία NiMH	-	24 V / 1.700 mAh (αντικαταστάσιμη)
Σφραγίσεις/φόρτιση	-	>500
Πλήρης φόρτιση	-	περ. 3,0 ώρες
Φορτιστής	-	Τάση τροφοδοσίας: 100 - 240 V, 50/60 Hz Τάση εξόδου: 41 V DC, 900 mA
Διαστάσεις της συσκευής (Π x Υ x Β)	17,0 x 5,5 x 23,5 cm	18,0 x 5,5 x 23,0 cm
Βάρος της συσκευής	2,0 kg	2,0 kg
Διαστάσεις της λαβίδας χειρός (Διάμετρος x Μ)	3,1 x 18,5 cm	3,1 x 18,5 cm
Βάρος της λαβίδας χειρός	0,275 kg	0,275 kg
Διαστάσεις της βαλίτσας μεταφοράς (Π x Υ x Β)	39,0 x 87,0 x 32,5 cm	39,0 x 87,0 x 32,5 cm
Μήκος καλωδίου HF	1,8 m	1,8 m

## Πληροφορίες παραγγελιών

Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή
87.7708.850	MS 500 M, συμπεριλ. συσκευή σφράγισης χειρός HF, καλώδιο HF, βαλίτσα μεταφοράς
87.7708.860	MS 500 B, συμπεριλ. συσκευή σφράγισης χειρός HF, καλώδιο HF, μπαταρία 1700 mAh, φορτιστής, ιμάντας ώμου, βαλίτσα μεταφοράς

SARSTEDT M.E.Π.E.  
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής  
Τηλ. +30 210 6038274  
Fax +30 210 6038276  
info.gr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com