

Συστήματα αιμοληψίας για την παιδιατρική



Προανάλυση

Παιδιατρική

Για τα παιδιά – την πιο ευαίσθητη ομάδα ασθενών – απαιτείται ένα ειδικό, ήπιο σύστημα αιμοληψίας

Οι (πιο) μικροί μας ασθενείς

Για καμία άλλη ομάδα ατόμων δεν τίθενται ανάλογες απαιτήσεις σε ένα σύστημα αιμοληψίας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε εξειδικευτεί ακριβώς σε αυτές τις ανάγκες και έχουμε αναπτύξει βέλτιστα συστήματα αιμοληψίας που επιτρέπουν την ήπια και ανώδυνη λήψη αίματος από τους πλέον λιλιπούτειους και τους μικρούς μας ασθενείς.

Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην απόλυτη ελαχιστοποίηση του αντίστοιχου όγκου πλήρωσης, ώστε η διαγνωστική απώλεια αίματος να διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Ανάλογα με την ηλικία, το βάρος και τον όγκο του αίματος, μπορείτε να επιλέξετε από ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων τόσο για τριχοειδή όσο και για φλεβική αιμοληψία.



Νεογνά



Νήπια



Παιδιά σχολικής ηλικίας



Βρείτε το σωστό
S-Monovette® για την
εφαρμογή σας:

[sarstedt.com/
s-monovette-de](https://sarstedt.com/s-monovette-de)

Έχουμε τη λύση για τις διαφορετικές απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων





Νεογνολογία – Νεογέννητα

Ελάχιστος όγκος δείγματος για τους πιο μικρούς ασθενείς

Μικροβελόνα και προπαρασκευασμένα μικροφιαλίδια δειγμάτων

Η μικροβελόνα σχεδιάστηκε για τις ειδικές ανάγκες της νεογνολογίας και διαθέτει ραβδωτή λαβή που εγγυάται βέλτιστη και ασφαλή παρακέντηση. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές διαμέτρους. Ο βραχύς σχεδιασμός της βελόνας ελαχιστοποιεί τον νεκρό όγκο κατά τη συλλογή του δείγματος. Εκτός από την ασφαλή παρακέντηση, η λαβή της μικροβελόνας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα περιστροφής

της βελόνας στη φλέβα. Αυτό διευκολύνει την εξάλειψη τυχόν απόφραξης του ανοίγματος της βελόνας. Διατίθενται επίσης τα κατάλληλα μικροφιαλίδια δειγμάτων με βιδωτά καπάκια ή πώματα και Microvette για τις μικρότερες ποσότητες δείγματος σε διάφορα παρασκευάσματα. Ο ονομαστικός όγκος κυμαίνεται από 100 μl έως 1,3 ml κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα με τον τύπο του φιαλιδίου και το παρασκεύασμα.

Safety-Heel®

Τα συγγενή μεταβολικά νοσήματα και οι ενδοκρινοπάθειες θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε πρώιμο στάδιο, ώστε να αρχίζει η κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπεία. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνεται αίμα μέσω ενός «νεογνικού ελέγχου» (συνήθως με παρακέντηση της φτέρνας). Ενώ με τους συμβατικούς σκαρφιστήρες πραγματοποιείται με κάθετη παρακέντηση, ο κίνδυνος τραυματισμού (παρακέντηση πολλών στρωμάτων του δέρματος μέχρι το οστό) και

σχηματισμού αιματώματος είναι πολύ υψηλός. Καθώς πρόκειται συχνά για μια επώδυνη διαδικασία, η λαβίδα τομής Safety-Heel® είναι ο ιδανικός τρόπος για να μειωθεί η αίσθηση του πόνου και να βελτιστοποιηθεί η συλλογή αίματος. Με το Safety-Heel®, ο σχηματισμός αιματωμάτων εξουδετερώνεται με μια ημικυκλική διαδρομή τομής και ένα μικρό βάθος παρακέντησης, εξασφαλίζοντας έτσι μια πολύ πιο άνετη εξέταση του μικρού σας ασθενούς.



Μικροβελόνα, μικροφιαλίδια δειγμάτων Safety Heel®

Εύκολη χρήση



Η ραβδωτή λαβή της μικροβελόνας επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή παρακέντηση. Διατίθεται ένα κατάλληλο μικροφιαλίδιο δείγματος για την αποστράγγιση.

Safety-Heel®. Ήπια αιμοληψία με τον σκαρφιστήρα στη φτέρνα...



Μωρό – νήπιο

Συλλογή τριχοειδικού αίματος για νήπια

Σκαρφιστήρας Safety και Microvette®

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, το Microvette® διατίθεται με κυλινδρικό ή κωνικό σχήμα εσωτερικού φιαλιδίου και εύρος όγκου από 100 έως 500 μl. Υπάρχει η δυνατότητα συλλογής τριχοειδούς αίματος με τη χρήση του λεγόμενου τριχοειδούς από άκρο σε άκρο ή δειγματοληψίας με χείλος συλλογής.

Οι διαφορετικές εκδόσεις του σκαρφιστήρα Safety επιτρέπουν στον χρήστη να προσαρμόζει ιδανικά το βάθος της παρακέντησης και τον απαιτούμενο όγκο του αίματος στις ανατομικές συνθήκες του μικρού ασθενούς.



Microvette®, Microvette® APT και σκαρφιστήρας Safety

Διαφορετικές δυνατότητες παρακέντησης με τον σκαρφιστήρα Safety



Microvette® – Περισσότερη ευελιξία με δύο τεχνικές λήψης



Microvette® 100/200 – Συλλογή αίματος με τριχοειδές από άκρο σε άκρο



Microvette® 300/500 – Συλλογή αίματος με το χείλος συλλογής



Νήπιο – Παιδί σχολικής ηλικίας

Συλλογή φλεβικού αίματος με ελάχιστο όγκο δείγματος

Βελόνα Safety-Multifly® και S-Monovette®


Η ευαισθησία των σύγχρονων συστημάτων ανάλυσης επιτρέπει τη μείωση του απαιτούμενου όγκου δείγματος, ακόμη και για εκτεταμένες αναλύσεις ρουτίνας. Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της με μειωμένες διαστάσεις και μικρό ονομαστικό όγκο, το S-Monovette® για παιδιατρική χρήση

ανταποκρίνεται ιδανικά σε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις. Το S-Monovette® για την παιδιατρική αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τις δύσκολες φλεβικές συνθήκες στην παιδιατρική, χάρη στη δυνατότητα ήπιας αιμοληψίας με τη χρήση της τεχνικής αναρρόφησης.



Βελόνα Safety-Multifly® και S-Monovette®

Βέλτιστη ασφάλεια και άνεση για τον ασθενή και τον χρήστη



S-Monovette®

Γέλη ορού CAT

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50 / 50 / 500		06.1667.001	

Ορός CAT

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	□	50 / 50 / 500		06.1663.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	□	50 / 50 / 500	04.2911	04.2911.001	

Ηπαρίνη λιθίου με γέλη LH

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50 / 50 / 500		06.1669.001	


Ηπαρίνη λιθίου LH

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50 / 50 / 500		06.1666.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.2913	04.2913.001	

Κιτρικό 9NC, 3.2%

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	1,4 ml	66/82 x 8 mm	■			06.1668.001	
	1,8 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1955	04.1955.001	04.1955.088

EDTA K3E

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■			06.1664.001	
	1,6 ml	66/82 x 11 mm	■	50 / 50 / 500	05.1081	05.1081.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1956(.001)*		
	1,8 ml	65/81 x 13 mm	■	50 / 50 / 500	04.1951	04.1951.001	04.1951.088

Φθοριούχο EDTA FE

Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος χωρίς/με πώμα x Ø	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Αρ. παραγγελίας με διάφανη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με χρωματιστή χάρτινη ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■			06.1665.001	

* Κατόπιν αιτήματος

Βελόνες Safety-Multifly®, μικροφιαλίδια δειγμάτων και μικροβελόνες

Βελόνα Safety-Multifly® για S-Monovette®

Απεικόνιση	Ø / μήκος	Χρωματικός κωδικός	Έκδοση	Μήκος εύκαμπτου σωληνίσκου	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	0,8 mm / 19 mm		21G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.205
	0,6 mm / 19 mm		23G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1640.205
	0,5 mm / 19 mm		25G x 3/4" Πολυπροσαρμογέας	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1642.205

Προπαρασκευασμένα μικροφιαλίδια δειγμάτων με προσαρτημένο πιεζόμενο πώμα και διαφανή ετικέτα

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Ø/μήκος	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1501.005*
	Γέλη ορού CAT	1,1 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1500.005*
	Ηπαρίνη λιθίου LH	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1503.005*
	EDTA K3E	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1504.005*
	Φθοριούχος ηπαρίνη FH	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1505.005*
	Κιτρικό 9NC 3,2%	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	10,8 mm / 40 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1506.005 41.1506 41.1506.002

* Επιπλέον διατίθεται έκδοση με χάρτινη ετικέτα: Καταληκτικός αριθμός .015

Προπαρασκευασμένα μικροφιαλίδια δειγμάτων με βιδωτό πώμα

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Ø/μήκος	Χρώμα πώματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1392.005
	Γέλη ορού CAT	1,1 ml	10,8 mm / 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1378.005
	Ηπαρίνη λιθίου LH	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1393.005
	EDTA K3E	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1395.005 41.3395.005
	Φθοριούχος ηπαρίνη FH	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1394.005
	Κιτρικό 9NC 3,2%	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm		100 / 100 / 1.000	1.000	41.1350.005

Μικροβελόνα

Απεικόνιση	Ø/μήκος	Χρωματικός κωδικός	Έκδοση	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	0,8 mm/36 mm		21 G x 3/4"	1 / 50 / 500	50	85.921
	0,6 mm/36 mm		23 G x 3/4"	1 / 50 / 500	50	85.923
	0,5 mm/36 mm		25 G x 3/4"	1 / 50 / 500	50	85.925

Microvette® APT, Microvette® 100 / 200

Microvette® APT με κυλινδρικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Μήκος/Ø	Χρώμα πλάματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	EDTA K2E	250 µl	75 mm x 13 mm	■	50 / 50 / 500	500	20.1331
	EDTA K2E	500 µl	75 mm x 13 mm	■	100 / 100 / 500	500	20.1330

Microvette® 100 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	100 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1280
	Ηπαρίνη λιθίου LH	100 µl	■	100 / 100 / 500	500	20.1282

Microvette® 100 με κυλινδρικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	EDTA K3E	100 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1278

Microvette® 200 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	200 µl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1290
	Ηπαρίνη λιθίου LH	200 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1292
	Φθοριούχος ηπαρίνη FH	200 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1289

Microvette® 200 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Γέλη ορού CAT	200 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1291
	EDTA K3E	200 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1288

Microvette® 300 / 500 και Microvette® CB 200 BSG

Microvette® 300 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	300 μl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1308
	Ηπαρίνη λιθίου LH	300 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1309
	Φθοριούχος ηπαρίνη FH	300 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1307

Microvette® 500 με κυλινδρικό εσωτερικό φιαλίδιο

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Ορός CAT	500 μl	□	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1343
	Γέλη ορού CAT	500 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1344
	Ηπαρίνη λιθίου LH	500 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1345
	Ηπαρίνη λιθίου LH	500 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1346
	EDTA K3E	500 μl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1341

Microvette® CB 200 PKA

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ονομαστικός όγκος	Χρώμα πλάματος	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Κιτρικό	200 μl	■	50 / 50 / 500	500	18.1325

Σκαρφιστήρες Safety και τομής, Monovette® ούρων και σωληνάρια μεταφοράς

Σκαρφιστήρας Safety

Απεικόνιση	Παρασκευή	Ø της βελόνας / πλάτος της λεπίδας	Βάθος εισαγωγής	Χρωματικός κωδικός	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Σκαρφιστήρας Safety Mini	28 G	1,6 mm		200 / 200 / 1.200	1.200	85.1015
	Σκαρφιστήρας Safety Neonatal	Λεπίδα 1,5 mm	1,2 mm		200 / 200 / 1.200	1.200	85.1019
	Σκαρφιστήρας Safety Super	Λεπίδα 1,5 mm	1,6 mm		200 / 200 / 1.200	1.200	85.1018

Σκαρφιστήρας τομής- Safety-Heel®

Απεικόνιση	Παρασκευή	Πλάτος της λεπίδας	Βάθος εισαγωγής	Χρωματικός κωδικός	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	Πρόωρα νεογνά	1,75 mm	0,85 mm		50 / 50 / 200	200	85.1025
	Νεογνά	2,5 mm	1,0 mm		50 / 50 / 200	200	85.1026

Monovette® ούρων

Απεικόνιση	Όγκος	Μήκος σωληναρίου / Ø σε mm	Έκδοση	Συσκευασία (IK/UK)	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	3,2 ml	75 / 13 mm	με χάρτινη ετικέτα, συμπερ. ρύγχους αναρρόφησης	512/1	512	10.250.001

Σωληνάρια μεταφοράς για την παιδιατρική S-Monovette®, μικροφιαλίδια δειγμάτων, καθώς και Microvette® και Multivette® 600

Απεικόνιση	κατάλληλα για	Μήκος x Ø	Σχήμα πυθμένας	Χρώμα	Συσκευασία (εξωτ. συσκ./εσωτ. κουτί/υποσυσκ.)	Εξωτ. συσκ.	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Αρ. παραγγελίας
	S-Monovette® με Ø 8 mm	54 x 11 mm	Επίπεδος πυθμένας		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1570
	S-Monovette® με Ø 8 mm	54 x 11 mm	Επίπεδος πυθμένας		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1570.002
	S-Monovette® με Ø 8 mm, Microvette® και μικροφιαλίδια δειγμάτων	65 x 13 mm	Στρογγυλός πυθμένας		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1571
	S-Monovette® με Ø 8 mm, Microvette® και μικροφιαλίδια δειγμάτων	65 x 13 mm	Στρογγυλός πυθμένας		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1571.051
	S-Monovette® με Ø 8 mm	55 x 13 mm	Στρογγυλός πυθμένας		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1572
	Microvette® και μικροφιαλίδια δειγμάτων με βιδωτό πώμα	75 x 13 mm	Στρογγυλός πυθμένας		250 / 250 / 2.000		2.000	55.525.002
	Microvette® και μικροφιαλίδια δειγμάτων με βιδωτό πώμα	75 x 13 mm	Στρογγυλός πυθμένας		250 / 250 / 2.000		2.000	55.525.003
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	Επίπεδος πυθμένας		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1577
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	Επίπεδος πυθμένας		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1577.002

Προαναλυτική ροή εργασίας made by SARSTEDT

Ανακαλύψτε τις
λύσεις 360° της
SARSTEDT για την
προαναλυτική
διαδικασία σας:



workflow.sarstedt.com

Επωφεληθείτε από τη συνέργεια των
εναρμονισμένων μας συστημάτων.



Εάν έχετε ερωτήσεις:
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο μας στη διεύθυνση:
www.sarstedt.com

SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.

Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής

Τηλ. +30 210 6038274

Fax +30 210 6038276

info.gr@sarstedt.com

www.sarstedt.com