

SML

S-Monovette® Labeler

Novo!

Modelo: SML-3



A rotulagem perfeita do S-Monovette® para cada paciente

- Garante a alocação adequada do código de barras e dos tubos S-Monovette®
- Pode ser integrado aos sistemas KIS/LIS existentes
- Os kits de tubos S-Monovettes são separados por pacientes em recipientes individuais
- Etiquetas adicionais podem ser impressas para outros tipos de tubos, frascos ou prontuários

Descrição de funcionalidade

- Dispositivo para rotulagem e fornecimento de tubos de coleta de sangue (S-Monovette®) específicos por paciente
- Etiqueta impressa com códigos de barras (1D/2D) e texto
- Etiquetas fixadas automaticamente nos tubos de coleta
- Podem ser impressas etiquetas adicionais para outros tipos de tubos, frascos ou prontuários
- Dimensões da etiqueta 40 x 26 mm
- Operação offline com pedidos de tubos feitos através da tela touch screen
- Operação online em comunicação via interfaceamento LIS ou KIS

Abastecimento:

- Individual, manual (SML-1)
- Alimentação por carrossel de tubos (SML-2; SML-3)
- 40 tubos/carrossel

Saída:

- Kits de tubos rotulados separados em recipientes específicos para cada paciente
- Saída única (SML-1; SML-2)
- Carrossel de saída automática com 8 recipientes (SML-3)
- Etiquetas adicionais disponíveis na impressora de código de barras externa (opcional)

Tipos de tubos de amostra

- S-Monovette®
- Tubos de 11 a 16 mm de diâmetro e de 65 a 100 mm de comprimento (sem tampa)

Dimensões

- 520 x 500 x 420 mm (LxPxA)
- Peso: SML-1 aprox. 40 kg SML-2 aprox. 50 kg SML-3 aprox. 55 kg

Alimentação

- 115-230 V CA $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 16 A

Informações gerais

- Nível de ruído: < 65 dB(A)
- Temperatura ambiente admissível: + 15 °C a + 40 °C
- Umidade relativa máxima do ar: 80%, sem condensação

Produtividade

- Menos de 20 segundos para rotular um pedido de rotulagem com 4 tubos e uma etiqueta adicional

Acessórios / Opcionais

- Impressora de código de barras externa

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
SANTANA DE PARNAIBA - SP
Fone: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com