

Probówka z dnem stożkowym 12 ml

Wiele zastosowań laboratoryjnych i precyzyjne analizy wymagają kontroli wzrokowej i szacowania objętości próbki. Specjalnie do tego zastosowania firma Sarstedt oferuje 12 ml probówki stożkowodenne, wykonane z przejrzystego, przezroczystego polistyrenu.

Nastrzykiwana podziałka w krokach co 0,5 ml umożliwia bezpieczną kontrolę napełnienia, nawet w przypadku ciemnych lub mętnych cieczy. Również mniejsze ilości ciał stałych o dużej gęstości niezawodnie gromadzą się podczas wirowania na dnie probówki dzięki jej stożkowemu kształtowi.

Do optymalnego zastosowania w różnych obszarach zastosowań firma Sarstedt oferuje 110 x 17 mm probówki do wirówki, wykonane z polistyrenu, teraz również w sprawdzonym opakowaniu stosowym i w wersji sterylnej. Alternatywnie możliwe jest używanie bardzo odpornej i nadającej się do sterylizacji w autoklawie probówki stożkowodennej z polipropylenu do zastosowań o dużych obciążeniach termicznych, chemicznych i mechanicznych.


Ta rozszerzona oferta produktów zapewnia uniwersalną alternatywę dla probówek stożkowodennych 105 x 16,8 mm i 95 x 16,8 mm.

Zalety produktu:

- Łatwa kontrola objętości
- 40% oszczędności miejsca dzięki zastosowanemu opakowaniu
- Wersja sterylna z zamontowanym korkiem

PORADA

Zachęcamy również do wypróbowania naszej 10 ml probówki stożkowodennej, wykonanej z wysoko przezroczystego polipropylenu. Duże pole do opisu oferuje dużo miejsca na jednoznaczne i odporne opisy. Nadrukowana biała skala jeszcze bardziej ułatwia kontrolę stanu napełnienia.



Informacje dla zamawiających

Nr zam.	Materiał	Wersja	Pasujące korki	Opakowanie	Alternatywa dla
57.462	polistyren	worek	65.793 65.816	1000/karton 500/worek	57.464.005 57.469
57.462.015	polistyren	stos	65.793 65.816	1000/karton 250/ ułożenie w stos	57.464
57.462.001	polistyren	sterylna, z zamontowanym korkiem	---	500/karton 100/worek	57.464.001
57.527	polipropylen	worek	65.793 65.816	1000/karton 500/worek	57.513 57.519

Informacje dla zamawiających – 10 ml probówka stożkowodenna

Nr zam.	Materiał	Pasujące korki	Opakowanie
62.9924.272	polipropylen	65.816 65.720 65.793	1000/pudełko tekturowe 500/torebkę

Sarstedt Sp. zo.o
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com