

Пробирки с коническим дном объемом 12 мл

Для многих лабораторных применений и точных анализов требуется визуальный контроль и оценка объема пробы. Специально для этих применений компания Sarstedt предлагает 12 мл пробирки с коническим дном из прозрачного полистирола.

Нанесённая градуировка с шагом 0,5 мл обеспечивает надёжный контроль объема заполнения даже для тёмных или мутных жидкостей. Благодаря конической форме даже малые количества твёрдых частиц высокой плотности надёжно собираются на дне пробирки при центрифугировании.

Для оптимального применения в различных областях компания Sarstedt теперь предлагает центрифужные пробирки 110 x 17 мм из полистирола в зарекомендовавшей себя штабельной упаковке и в стерильном исполнении.

В качестве альтернативы также выпускается особо прочная, автоклавируемая пробирка с коническим дном из полипропилена для применений с высокими термическими, химическими и механическими нагрузками.

Эта расширенная номенклатура представляет универсальную альтернативу пробиркам с коническим дном размером 105 x 16,8 мм и 95 x 16,8 мм.

Обзор преимуществ:

- Легкий контроль объема пробы
- Экономия места на 40% благодаря штабелируемой упаковке
- Стерильное исполнение с присоединённой пробкой



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Попробуйте также наши 10 мл пробирки с коническим дном из особо прозрачного полипропилена. Большое поле для нанесения стойких надписей. Градуировка белого цвета облегчает контроль уровня заполнения.

Информация для заказа

№ для заказа	Материал	Тип упаковки	Подходящие пробки	Упаковка	Альтернатива к
57.462	Полистирол	Пакет	65.793 65.816	500 шт. в пакете 1 000 шт. в коробке	57.464.005 57.469
57.462.015	Полистирол	Штабельная упаковка	65.793 65.816	250 шт. в в штабельной упаковке 1 000 шт. в коробке	57.464
57.462.001	Полистирол	Стерильная, с установленной пробкой	---	100 шт. в пакете 500 шт. в коробке	57.464.001
57.527	Полипропилен	Пакет	65.793 65.816	500 шт. в пакете 1 000 шт. в коробке	57.513 57.519

Информация по заказу 10 мл пробирки с коническим дном

№ для заказа	Материал	Подходящие пробки	Упаковка
62.9924.272	Полипропилен	65.816 65.720 65.793	500 шт. в пакете 1 000 шт. в коробке

SARSTEDT AG & Co. KG
Представительство в Москве
ул. Люсиновская 36 стр. 1
115093 Москва
Тел./факс: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com