

Σωληνάρια 12 ml με κωνικό πυθμένα

Πολλές εργαστηριακές χρήσεις και αναλύσεις ακριβείας απαιτούν μια οπτική εξέταση και εκτίμηση του όγκου του δείγματος. Ειδικά για αυτήν τη χρήση η Sarstedt παρέχει σωληνάρια των 12 ml με κωνικό πυθμένα από διαυγές, διαφανές πολυστυρένιο.

Οι ανάγλυφες διαβαθμίσεις σε βήματα των 0,5 ml επιτρέπουν έναν ασφαλή έλεγχο της ποσότητας πλήρωσης ακόμα και για σκουρόχρωμα ή θολά υγρά. Μικρότερες ποσότητες στερεών με υψηλότερη πυκνότητα συλλέγονται επίσης αξιόπιστα κατά τη φυγοκέντρηση μέσω του κωνικού σχήματος στον πυθμένα του σωληναρίου.

Για βέλτιστη χρήση σε διάφορους τομείς εφαρμογής, η Sarstedt παρέχει τα σωληνάρια φυγοκέντρησης 110 x 17 mm από πολυστυρένιο τώρα και στην καταξιδωμένη συσκευασία στοίβας

και σε αποστειρωμένη έκδοση. Εναλλακτικά, τα ιδιαίτερως ανθεκτικά και αποστειρωσίμα σε αυτόκαυστο σωληνάρια με κωνικό πυθμένα από πολυπροπυλένιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές με υψηλές θερμικές, χημικές και μηχανικές καταπονήσεις.

Αυτή η εκτεταμένη σειρά προϊόντων παρέχει μια γενική εναλλακτική λύση αντί των σωληναρίων με κωνικό πυθμένα 105 x 16,8 mm και 95 x 16,8 mm.

Πλεονεκτήματα του προϊόντος με μια ματιά:

- Εύκολος έλεγχος όγκου
- 40% εξοικονόμηση χώρου μέσω της συσκευασίας στοίβας
- Αποστειρωμένη έκδοση με τοποθετημένα πώματα

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Δοκιμάστε επίσης τα σωληνάρια 10 ml με κωνικό πυθμένα της εταιρείας μας από υψηλής διαφάνειας πολυπροπυλένιο. Η μεγάλη περιοχή επισήμανσης προσφέρει πολύ χώρο για σαφή και ανθεκτική επισήμανση. Οι λευκές τυπωμένες διαβαθμίσεις διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τον έλεγχο της στάθμης πλήρωσης.

Πληροφορίες παραγγελιών

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Τύπος	κατάλληλα πώματα	Συσκευασία	Εναλλακτική λύση για
57.462	Πολυστυρένιο	Σακούλα	65.793 65.816	1.000/κουτί 500/ σακούλα	57.464.005 57.469
57.462.015	Πολυστυρένιο	Συσκευασία στοίβας	65.793 65.816	1.000/κουτί 250/ συσκευασία στοίβας	57.464
57.462.001	Πολυστυρένιο	αποστειρωμένο, με τοποθετημένο πώμα	---	500/κουτί 100/ σακούλα	57.464.001
57.527	Πολυπροπυλένιο	Σακούλα	65.793 65.816	1.000/κουτί 500/ σακούλα	57.513 57.519

Πληροφορίες παραγγελιών σωληναρίων 10 ml με κωνικό πυθμένα

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	κατάλληλα πώματα	Συσκευασία
62.9924.272	Πολυπροπυλένιο	65.816 65.720 65.793	1.000/κουτί 500/ σακούλα

Sarstedt M. E.P.E.
Christou Beka & Agiou Dimitriou
190 04 SPATA
Tel: +30 210 6038 274
Fax: +30 210 6038 276
info.gr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**