

# 5 ml-es reagenstartályok

Köztes méret a laboratórium számára



## Közepes űrtartalmú reagenstartály:

- 2 és 5 ml közötti töltési mennyiségek kényelmes kezelése
- Megbízható SafeSeal zárási elv
- PCR Performance-Tested minőség nagy igényű használathoz
- Biosphere® Plus az esetleges fertőzéssel szembeni maximális biztonsághoz



## 2 és 5 ml közötti töltési mennyiségek megbízható kezelése

Rutinalkalmazások laboratóriumban, mint a hígítási sorozatok, sejtinformációk vagy minta-visszaadás gyakran 2 ml feletti töltési mennyiséget követelnek. Nagyobb úrtartalmú tartályok erre gyakran a keskeny kivitelük vagy csavaros zárjuk miatt nem optimálisan megfelelőek.

Az új Sarstedt reagenstartály egy tartályban egyesíti a SafeSeal reagenstartályok és az 5 ml-es csavaros csövek előnyeit. Az ergonomiai tervezésnek köszönhetően egy kézzel is könnyen nyithatók, a tömítőperemmel ellátott lecsukható fedél és a tartóbütykök hőterhelés esetén is biztonságosan zárnak. A széles, rögzítéssel ellátott fedél egyszerű és precíz lezárást tesz lehetővé. A különböző csavaros kupakok összecserélése kizárt.



## Az 5 ml-es reagenstartály termékjelölései

- Robusztus polipropilén – 21.000 x g értékig centrifugálható, autokláv sterilizálásra alkalmas
- Ránymotatott beosztás révén – úrtartalom egyszerű ellenőrzése
- Felirati mező és feliratozásra alkalmas fedél – biztonságos jelölés és gyors azonosítás
- Alacsony magasság – csekély fertőzési kockázat, a pipetta csúcsát nem kell belemeríteni a tartályba.
- Kompakt méret – a minták, közegek vagy kultúrák helytakarékos visszaadása

## Rendelési információ

Rendelési sz.	Megnevezés	Csomagolás
72.701	5 ml-es reagenstartály	100 / tasak 800 / karton
72.701.400	5 ml-es reagenstartály, PCR Performance Tested	100 / tasak 800 / karton
95.1298	5 ml-es reagenstartály, centrifúga-adapter	8 / tasak 96 / karton



## Tartozék

Rendelési sz.	Megnevezés	Alak	Külső méret (mm)	Csomagolás
93.850.001	Polikarbonát állványok 18 db 5 ml-es reagenstartályhoz	6 x 3	137 x 70 x 40 (H x Sz x M)	1 / karton
93.1431.001	Polikarbonát állványok 48 db 5 ml-es reagenstartályhoz	12 x 4	257 x 90 x 40 (H x Sz x M)	1 / karton

SARSTEDT Kft  
Ezred u. 2  
Login Business Park  
B2-01-06  
1044 Budapest  
Tel: +36 1 38 31 216  
Fax: +36 1 38 31 213  
info.hu@sarstedt.com  
www.sarstedt.com