

# Reagenční zkumavky 5 ml

Střední velikosti pro laboratoř



## Reagenční zkumavka pro střední objemy:

- Komfortní manipulace s plnicím množstvím mezi 2 a 5 ml
- Spolehlivý princip uzavírání SafeSeal
- Standardy kvality PCR Performance-Tested pro nejnáročnější aplikace
- Biosphere® Plus pro maximální bezpečnost proti další kontaminaci



## Spolehlivá manipulace s plnicím množstvím mezi 2 a 5 ml

Rutinní aplikace v laboratoři jako zředovací řady, narušení buněk nebo zpětné nastavení vzorků často vyžadují plnicí množství přes 2 ml. Zkumavky s většími objemy proto často na základě svého štíhlého designu nebo šroubovacího uzávěru nejsou optimálně vhodné.

Nové reagenční zkumavky Sarstedt sjednocují přednosti reagenčních zkumavek SafeSeal a zkumavek se šroubovacím uzávěrem 5 ml do jedné zkumavky. Díky ergonomickému designu je lze snadno otevírat jednou rukou, bezpečně uzavírat zacvakavacím víčkem s těsnicí manžetou a přidržovací zarážkou také při tepelném zatížení. Široké připojení víčka umožňuje jednoduché a přesné uzavírání. Je vyloučena záměna samostatného šroubovacího víčka.



## Výhody reagenční zkumavky 5 ml jako produktu

- Pevný polypropylen – vhodný do odstředivky do 21000 x g, možnost sterilizace v autoklávu
- Zalitá stupnice – jednoduchá kontrola objemu
- Pole na psaní a matné víčko – bezpečné označení a rychlá identifikace
- Nízká výška – nízké riziko kontaminace, kónus pipety se nemusí vkládat do zkumavky
- Kompaktní velikost – obnovení vzorků, médií nebo kultur s úsporou místa

## Informace o objednávce

Objednací č.	Popis	Balení
72.701	Reagenční zkumavka 5 ml	100 / sáček 800 / karton
72.701.400	Reagenční zkumavka 5 ml, PCR Performance Tested	100 / sáček 800 / karton
95.1298	Reagenční zkumavka 5 ml, adaptér do odstředivky	8 / sáček 96 / karton



## Příslušenství

Objednací č.	Popis	Formát	Vnější rozměry (mm)	Balení
93.850.001	Polykarbonátový stojan pro 18 ks reagenčních zkumavek 5 ml	6 x 3	137 x 70 x 40 (D x Š x V)	1 / karton
93.1431.001	Polykarbonátový stojan pro 48 ks reagenčních zkumavek 5 ml	12 x 4	257 x 90 x 40 (D x Š x V)	1 / karton

SARSTEDT spol. s r.o.  
Pod Pekárnami 338/12  
190 00 Praha 9  
Tel: +420 281 021 491  
Fax: +420 281 021 495  
info.cz@sarstedt.com  
www.sarstedt.com