

Пробирки 5 мл

Средний размер для лабораторного применения



Пробирка для средних объемов:

- Удобная обработка проб объемом от 2 до 5 мл
- Надежная технология закрытия SafeSeal
- Качество PCR Performance Tested для применений с повышенными требованиями
- Biosphere® Plus для максимальной защиты от загрязнений



Надежная обработка проб объемом от 2 до 5 мл

Для выполнения ежедневных лабораторных задач, включая создание рядов разведений, лизис клеток и хранение образцов, часто требуются емкости с объемом заполнения более 2 мл. Пробирки большего объема зачастую не слишком подходят для этих целей из-за узкой конструкции или наличия резьбовой крышки.

Новая пробирка Sarstedt сочетает в себе преимущества пробирок SafeSeal и пробирок с резьбовой крышкой на 5 мл. Благодаря эргономичному дизайну, защелкивающейся крышке с уплотнительной кромкой и удерживающему выступу пробирки без труда открываются одной рукой и надежно закрываются даже в условиях термической нагрузки. Широкое соединение крышки и пробирки гарантирует простое и плотное закрытие. Риск перепутать отдельные резьбовые крышки исключен.



Преимущества пробирок объемом 5 мл

- Прочный полипропилен — выдерживает центрифугирование до 21 000 x g, может использоваться в автоклаве
- Выгравированная шкала — удобный контроль объема
- Поле для надписей и матовая крышка — надежная маркировка и быстрая идентификация
- Небольшая высота — минимальный риск контаминации, отсутствие необходимости погружения конуса пипетки в сосуд
- Небольшой размер — компактное хранение образцов, сред или культур

Информация для заказа

Кат. №	Наименование	Упаковка, шт. в пакете/коробке
72.701	Пробирка 5 мл	100/800
72.701.400	Пробирка 5 мл, PCR Performance Tested	100/800
95.1298	Адаптер к центрифуге для пробирок 5 мл	8/96

Аксессуары

Кат. №	Наименование	Формат	Размер (Д×Ш×В), мм	Упаковка, шт. в пакете/коробке
93.850.001	Штатив из поликарбоната для 18 пробирок объемом 5 мл	6 x 3	137 x 70 x 40	1
93.1431.001	Штатив из поликарбоната для 48 пробирок объемом 5 мл	12 x 4	257 x 90 x 40	1

ООО «САРШТЕДТ»
198517, Россия,
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр. 1
Тел: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com