

5 ml サンプルングチューブ

ラボ内の中間容量の操作に



中間容量用サンプルングチューブ

- 2 - 5mlのハンドリングに最適
- 信頼性の高いセーフシール機構
- PCR Performance Tested
認証品質で高度なアプリケーションにも
- 最高品質のBiosphere® Plus



5 ml サンプルングチューブ

2 - 5mlのハンドリングに最適

段階希釈や細胞溶解、サンプル保管といったラボにおけるルーチンワークには、しばしば2ml以上の容量が必要となります。より大きな容器は、こうした用途には、しばしばデザインが細めであったり、スクリュ-開閉式であるために、最適とはいえません。

Sarstedtの新しいサンプルングチューブはセーフシールサンプルングチューブと5mlスクリュ-キャップチューブの長所を併せ持っています。エルゴノミックなデザインで片手でも開けやすく、密閉リングと留め具付きのシールキャップは、温度負荷がかかってもきちんと閉めることができます。幅広の一体型キャップで、簡単かつきちりと閉めることができます。セパレート型スクリュ-キャップのように取り違えることはありません。



5 ml サンプルングチューブの長所

- 丈夫なポリプロピレン - 21,000 x gまで遠心分離可、オートクレーブ可能
- 一体成型された目盛で容量確認が簡単
- 書込み部分とマット加工キャップで、確実なマーキングと迅速な識別が可能
- 短めの設計で、ピペットコーンを容器内に挿し込む必要がないため低汚染リスク
- コンパクトサイズで試薬、溶媒や培養液の保管で省スペースを実現

オーダーインフォメーション

Art.No.	製品名	包装単位
72.701	5 ml サンプルングチューブ	100 / 袋 800 / 箱
72.701.400	5ml サンプルングチューブ、PCR Performance Tested	100 / 袋 800 / 箱
95.1298	5ml サンプルングチューブ 遠心分離アダプター	8 / 袋 96 / 箱



アクセサリ

Art.No.	製品名	フォーマット	外寸 (mm)	入数
93.850.001	ポリカーボネートラック 5mlサンプルングチューブ用 18穴	6 x 3	137 x 70 x 40 (L x W x H)	1 / 箱
93.1431.001	ポリカーボネートラック 5mlサンプルングチューブ用 48穴	12 x 4	257 x 90 x 40 (L x W x H)	1 / 箱

ザルスタット株式会社
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-16-11
内神田渋谷ビル 8階
Tel: +81 3 3526 3530
Fax: +81 3 3526 0870
info.jp@sarstedt.com
www.sarstedt.com