

To make your
workflow excellent.



La taille intermédiaire pour les laboratoires

Tubes coniques de 5 mL



- > Manipulation confortable de volumes de liquides compris entre 2 et 5 mL
- > Principe de fermeture SafeSeal fiable
- > Qualité PCR Performance Tested pour les applications exigeantes
- > Qualité Biosphere® Plus pour une sécurité maximale contre tout risque de contamination



Manipulation fiable de volumes de remplissage compris entre 2 et 5 mL

Les applications de routine au sein du laboratoire comme les séries de dilution, la désintégration cellulaire ou la mise en réserve d'échantillons exigent souvent un volume de remplissage supérieur à 2 mL. Très souvent, les tubes affichant un volume supérieur ne conviennent pas en raison de leur forme effilée ou de leur fermeture à vis.

Le nouveau microtube à fond conique Sarstedt réunit les avantages des modèles avec fermeture SafeSeal et le volume de 5 mL des tubes à vis en un seul produit. Facile à ouvrir d'une seule main grâce à sa conception ergonomique, la cape à pression pourvue d'un joint à lèvres et d'ergots de verrouillage se ferme en toute sécurité, même sous contrainte thermique. La large attache de la cape permet une fermeture simple et précise. L'intervention des bouchons à vis séparés est exclue.



Avantages du tube conique de 5 mL

- Polypropylène robuste - Centrifugation possible jusqu'à 21 000 g et autoclavable.
- Graduation gravée - Contrôle du volume en toute simplicité.
- Plage d'écriture et cape dépolie - Marquage sûr et identification rapide.
- Faible hauteur - Risque de contamination réduit, le cône de pipette ne doit pas plonger dans le tube.
- Taille compacte - Faible encombrement des échantillons, milieux ou cultures mis en stockage.



Informations pour commande

Référence	Désignation	Conditionnement
72.701.500	Tube 5 mL fond conique	100/sachet 800/carton
72.701.001	Tube 5 mL fond conique, marron	25/sachet 200/carton
72.701.400 	Tube 5 mL fond conique «PCR Performance Tested»	100/sachet 800/carton
72.701.200 	Tube 5 mL fond conique, Biosphère® plus	25/sachet 100/carton
72.701.201 	Tube 5 mL fond conique, Biosphère® plus, en emballage individuel	25/sachet 100/carton
72.701.600	Tube 5 mL fond conique, faible adsorption protéique	25/sachet 100/carton
72.701.700	Tube 5 mL fond conique, faible adsorption d' ADN	25/sachet 100/carton
95.1298	Tube 5 mL fond conique, adaptateur de centrifugation	8/sachet 96/carton

Accessoires

Référence	Désignation	Format	Dimensions extérieures (mm)	Conditionnement
93.850.001	Portoir en polycarbonate pour 18 tubes coniques de 5 mL	6 x 3	137 x 70 x 40 (L x l x H)	1/carton
93.1431.001	Portoir en polycarbonate pour 48 tubes coniques de 5 mL	12 x 4	257 x 90 x 40 (L x l x H)	1/carton

SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Plus d'informations, vidéos et commande d'échantillons :
sarstedt.com