

BL 1200

Tıbbi laboratuvarlarda numune kabul ve tasnif



BL 1200 – Her laboratuvara uygundur

- Toplu şekilde numune beslemesi (Bulk Loader modülü)
- LIS tarafından numune kabul
- Analizör raklarına veya hedef kutulara otomatik dağıtım
- Raklara manuel yerleştirmeye gerek kalmaz
- Analiz iş emri henüz gelmediğinde akıllı numune geri beslemesi
- Yaygın formatta tüm kapalı tüpler ve preparasyonlar için uygundur
- Çeşitli üreticilerin rak varyantlarıyla uyumludur
- Modüler olarak çeşitli genişletme kademelerinde tedarik edilebilir
- Fazla yer kaplamaz, duvara konumlandırılabilir
- Sürekli işletimde güvenli, hızlı ve güvenilir

Sınanmış sistemin yeni varyantı

Toplu tasnifleme çalışanların işini kolaylaştırmak amacıyla laboratuvar numune girişinde kendini kanıtlamıştır ve giderek daha yaygın şekilde kullanılmaktadır. Böylesi tasnif cihazlarının yer gereksinimi az, verimi yüksektir, analiz cihaz stantlarında numune tüplerinin otomatik dağıtımına ve yerleştirilmesine olanak tanır ve en yüksek kullanım esnekliğini sunar.

Bulk Sorter BL 1200 sisteminin yeni modeli tam da bunu sağlamaktadır laboratuvar hattı konseptlerini mükemmel şekilde tamamlar. Hat üzerinde entegre analiz sistemlerinde işlenmeyen numune tüpleri hatta girmeden önceden ayrılır ve doğrudan çalışma yerlerine yönlendirilebilir. BL 1200 stand-alone çözüm olarak iş akışına entegre edilebilir veya tam fonksiyon kapsamıyla analiz hatlarına dahil edilebilir.



BL 1200 Dağıtım

- Raklara veya hedef kutulara (modüle bağlı olarak)
- Yaygın olan tüm rak varyantları için serbest konfigüre edilebilir platformlar
- Analiz iş emri henüz gelmediğinde akıllı numune geri beslemesi
- Materyale veya LIS'ten iş emrine göre
- Uygunluk kontrollü
- Materyal ve ID bağlantısı (esnek materyal kodu)
- Özel kaplar için ayrı hedef kutusu
- Hatalı numune ayrılması



BL 1200 numune türleri:

- Çeşitli üreticilerin 75 – 120 mm uzunlukta, 11 – 19 mm çapında tüpleri (kapaklı)
- Serum, plazma, tam kan, idrar vs. gibi çok sayıda materyal

BL 1200 performansı

- Toplu beslemede yakl. 600 tüp kapasite
- Kamera üzerinden kapak rengi ve tüp geometrisi
- Saatte 1.200 tüpe kadar verimlilik

Teknik bilgiler

Verimlilik:	Saatte 1.200 tüpe kadar	Ebatlar: (GxDxY)	Bulk Loader modülü: 880 x 757 x 1533 mm Sıralayıcı modülü: 869 x 757 x 1533 mm
Tüp tipleri:	75– 120 mm uzunluk, 11 – 19 mm çap (kapaklı)	Güç bağlantısı:	115 V / 230 V, ± %10 50 Hz / 60 Hz, ± %1
Hedef taşıyıcı:	Piyasada yaygın doğrusal raklar, segmentler, tepsi ve kutular	Ağırlık:	Bulk Loader modülü – yakl. 280 kg Sıralayıcı modülü – yakl. 120 kg

Sipariş bilgisi: Talep üzerine

SARSTEDT International GmbH
Türkiye İrtibat Bürosu
Acıbadem Mahallesi, Akasya Acıbadem
Sitesi Kent Kule A Giriş, Kat:27 Da:158
Üsküdar – İstanbul
Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com, www.sarstedt.com