

AL-Flex

Bağımsız alikotlayıcı



AL-Flex – Kompakt, bağımsız alikotlayıcı

- Akıllı hacim yönetimi
- Kontaminasyonsuz pipetleme
- Doldurulmasının hemen öncesinde alikot tüplerine barkod etiketlemesi entegre olarak yapılır
- 3 boydaki alikotlama tüplerine uygundur
- Tüm yaygın kullanılan stant formatları için konfigüre edilebilir

İkincil örnek tüplerine güvenli ve hızlı alt dağıtım için

Genellikle klinik kimya/immünolojik analiz için örnek materyal içeren tek bir tüp tıbbi laboratuvara gönderilir, ancak talep edilen analitlerin farklı analiz noktalarında belirlenmesi gerekir. Bu durumda, alikotlama, örnek materyalin ikincil tüplere alt dağıtımını, paralel çalışma imkânı ve bunun sonucunda zaman avantajı sağlar. AL-Flex bunun için teknik bir çözüm sunuyor.

Alt dağıtımının yapılması öngörülen, açılan birincil tüpler, tanımlanan kaynak taşıyıcılar içinde cihaza verilir. Her birincil tüp için yapılan sorgulama LIS sisteminde gerekli ikincil tüp bilgilerini çağırır. AL-Flex, ilgili ikincil tüpü, birincil barkodun bir kopyasıyla etiketler ve içine gerekli hacmi pipetler. İletken, kullan-at uçlar hassas doluluk seviyesi ölçümü ve kontaminasyonsuz pipetleme sağlar. İkincil tüpler ve birincil tüpler tanımlanmış olan hedef taşıyıcılara aktarılır ve sonraki işlemler için manuel olarak analiz yerine götürülür.

İkincil tüpler için çeşitli seçenekler mevcuttur.



Teknik özellikler

Kapasite:	285 birincil tüp/saatten 285 alikota kadar	Kap taşıyıcılar:	Tüm yaygın kullanılan stantlar, segmentler veya tablalar
Kap tipleri:	Açık birincil tüp Uzunluk: 65 - 100 mm Çap: 13 - 16 mm Ø İkincil tüpler 75 x 13 mm, ara tabanlı, 2,5 ml 75 x 13 mm, yuvarlak tabanlı, 5,0 ml 92 x 15 mm, ara tabanlı, 5,0 ml	Ölçüler:	Genişlik: 850 mm (PC 1280 mm panelli) Derinlik: 1430 mm Yükseklik: 1800 mm

Sipariş bilgileri – Aksesuarlar

Sipariş No.	Ürün adı
63.1575.115	Alikot tüpü GZ 75 x 13 SV
63.1475.115	Alikot tüpü G 75 x 13 SV
60.612.115	Alikot tüpü GZ 92 x 15 SV
70.1191.103	İletken uç, uzun, stantta
91.191.330	Etiket 40 x 26 mm, 3.000 Ad./Rulo
91.191.311	TT-folyo, 54 mm, 1 Rulo

SARSTEDT International GmbH
Türkiye İrtibat Bürosu, Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158
Üsküdar – İstanbul
Tel: +90 216 290 18 65,
Fax: +90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com, www.sarstedt.com