

Farbcodierung in der Blutentnahme






ISO 6710:2017

Die Kappenfarben von Blutentnahmeröhrchen spielen bei der visuellen Identifizierung der Präparierungen eine wesentliche Rolle.





















SARSTEDT führt im Produktportfolio mit dem sogenannten EU-Farbcode (orientiert an BS 4851) und dem ISO-Farbcode die beiden derzeit gängigen Varianten der Farbcodierung in der Blutentnahme. Auf diese Weise gewährleistet SARSTEDT die vollständige Erfüllung individueller Kundenwünsche und -präferenzen.

In der im Juli 2017 veröffentlichten ISO 6710:2017 wurde dem Wunsch einer weltweiten Vereinheitlichung der Kappenfarben von Blutentnahmeröhrchen entsprochen und als Empfehlung in den Anhang F dieses Dokumentes aufgenommen. Gemäß der einleitenden Formulierung des ISO Dokumentes wird der Markt in den kommenden fünf Jahren darüber entscheiden, inwiefern die derzeitige Empfehlung bei der nächsten Überarbeitung des Dokumentes bindenden Charakter erhält.



ISO 6710:2017
zu beziehen unter www.beuth-verlag.de

S-Monovette® Farbcodierung

Bezeichnung	EU-Code Orientiert an BS 4851	ISO 6710:2017
S-Monovette® Serum CAT		
S-Monovette® Serum Gel CAT		
S-Monovette® Citrat 9NC 3,2%		
S-Sedivette® BSG (1:5)		
S-Monovette® Lithium Heparin LH		
S-Monovette® Lithium Heparin Gel LH		
S-Monovette® EDTA K3E		
S-Monovette® Glucose FE/ FH (Fluorid/ EDTA)		
S-Monovette® GlucoEXACT (Fluorid/ Citrat)		
S-Monovette® Metallanalytik		

Haben Sie Interesse an einer Aktualisierung auf ISO 6710:2017?

Profitieren Sie von unserer Erfahrung. Kontaktieren Sie einfach Ihren SARSTEDT Produktberater. Gerne planen wir gemeinsam mit Ihnen eine effiziente Umstellung auf ISO 6710:2017.

Für eine optimale Umstellung empfehlen wir Ihnen:


- Informieren Sie alle internen sowie externen Ansprechpartner und Einrichtungen. So stellen Sie sicher, dass der Prozess vom Wareneingang über die Abnahme beim Patienten bis hin zum Labor vollständig berücksichtigt ist.
- Planen Sie eine entsprechende Vorlaufzeit ein.
- Sprechen Sie initial mit den Herstellern Ihrer Diagnostiksysteme.
- Nutzen Sie gleichzeitig die Möglichkeit, Ihre Produktvielfalt zu optimieren.

Wenn Sie Fragen haben:
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Besuchen Sie auch unsere Internetseite:
www.sarstedt.com

Präanalytik-Workflow von SARSTEDT

Nutzen Sie die Synergie unserer
aufeinander abgestimmten Systeme.



SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstraße 1
D-51588 Nümbrecht

Telefon: +49 2293 305 0

Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com
www.sarstedt.com