

シングルユース駆血帯

感染防止に効果的

NEW!



- 感染防止に適した製品
- 柔らかいラテックスフリー素材を使用し、患者さんの負担を軽減
- シンプルな取扱い
- ワンサイズで乳幼児から成人までフィット

片手で着脱が可能

TourniSTRETCH®は感染制御に高い効果をもたらします。
強力ながらも弾性のある素材でできており、患者さんにはソフトタッチで装着できます。
巻くときには張り具合も容易に調整でき、またワンタッチでクイックリリースも可能なので採血時の効率化が期待できます。



使用方法



TourniSTRETCH®を腕に当て、ボタンを上側になるようにします



バックルに通して引き、適切な位置で締めます。



留める部分をボタンに合せ、固定します。



詳細は下記を参照ください
www.sarstedt.com/tournistretch

オーダーインフォメーション

Art. No.	製品名	包装単位(袋/箱)
95.1008	TourniSTRETCH® シングルユース駆血帯	25 / 500

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-16-11
内神田渋谷ビル 8F
ザルスタット株式会社
Tel: +81 03 3526 3530
Fax: +81 03 3526 0870
info.jp@sarstedt.com
www.sarstedt.com