

# Cell Strainer Sarstedt

Filtração de suspensões de células individuais - rápida e fácil



O cell strainer Sarstedt oferece uma solução inovadora, rápida e de fácil manuseamento para suspensões de células individuais (culturas de células primárias, citometria de fluxo).

## Características e Benefícios

- Tamanhos do poro codificados por cor – 40  $\mu\text{m}$  (azul), 70  $\mu\text{m}$  (branco) e 100  $\mu\text{m}$  (amarelo)
- Rebordo circular com pega para um manuseamento fácil e seguro
- Quatro pontos no rebordo asseguram a ventilação contínua durante a filtração, prevenindo o efeito „air lock“, e evitando que o cell strainer transborde
- O formato empilhável permite uma filtração sequencial
- Compatível com tubos de centrifuga 50 ml
- O adaptador permite a compatibilidade com um grande número de tubos menores (por ex. tubos de centrifuga 15ml, tubos FACS 12 x 75mm)

## Informação de encomenda

Referência	Designação	Embalagem
83.3945.040	Cell Strainer, tamanho do poro 40 $\mu\text{m}$ , código de cor: azul, estéril	1 unid./blister; 50 unid./caixa
83.3945.070	Cell Strainer, tamanho do poro 70 $\mu\text{m}$ , código de cor: branco, estéril	1 unid./blister; 50 unid./caixa
83.3945.100	Cell Strainer, tamanho do poro 100 $\mu\text{m}$ , código cor: amarelo, estéril	1 unid./blister; 50 unid./caixa
83.3945.999	Adapt. Cell Strainer, tubos: 15ml, 5ml, 17x100 mm, 12x75 mm, estéril	1 unid./blister; 25 unid./caixa

SARSTEDT S.A.  
Estrada Nacional 249, Km 4,2  
Escritório B r/c - Nave 3  
Cabra Figa  
2635-047 Rio de Mouro  
Tel: +351 21 915 6010  
Fax: +351 21 915 6019  
info.pt@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**