

# Aguja Multifly® de seguridad sin multiadaptador

Ideal para la infusión de corta duración y la adaptación a conexiones Luer



La aguja Multifly® de seguridad sin el multiadaptador premontado se puede utilizar directamente para la infusión de corta duración y para la conexión a sistemas Luer.

## información

Referencia	Descripción	Ø / Longitud	Modelo	Código de color	Longitud de tubo	uds./caja interna	uds./caja externa
85.1637.201	Aguja Multifly® de seguridad de 20G sin adaptador	0,9 mm / 19 mm	20G x ¾", n.º 1	amarillo	240 mm	120	480
85.1637.203	Aguja Multifly® de seguridad de 20G corta sin adaptador	0,9 mm / 19 mm	20G x ¾", n.º 1	amarillo	80 mm	120	480
85.1638.201	Aguja Multifly® de seguridad de 21G larga sin adaptador	0,8 mm / 19 mm	21G x ¾", n.º 2	verde	240 mm	120	480
85.1638.203	Aguja Multifly® de seguridad de 21G corta sin adaptador	0,8 mm / 19 mm	21G x ¾", n.º 2	verde	80 mm	120	480
85.1640.201	Aguja Multifly® de seguridad de 23G larga sin adaptador	0,6 mm / 19 mm	23G x ¾", n.º 16	azul	240 mm	120	480
85.1640.203	Aguja Multifly® de seguridad de 23G corta sin adaptador	0,6 mm / 19 mm	23G x ¾", n.º 16	azul	80 mm	120	480
85.1642.201	Aguja Multifly® de seguridad de 25G larga sin adaptador	0,5 mm / 19 mm	25G x ¾", n.º 18	naranja	240 mm	120	480