

Références pour commande

POINTES DE PIPETTE

1000 μ l



QUALIFIÉES
ET VARIÉES

Universelle

La pointe de 1000 µl est un dispositif polyvalent : naturelle ou colorée en bleu, conductible, en sachet, en boîte, en SingleRefill ou en StackPack. Egalement disponible au niveau de pureté particulièrement élevé Biosphere® plus et en version Low Retention !

Fiable

DE-M

Le design de pointe réputé avec notre nouveau système innovant de boîte associe une conception connue à une manipulation révolutionnaire. La précision et la fiabilité de notre pointe avec votre pipette sont confirmées par des contrôles de conformité à la norme internationale ISO 8655-2.

Variée

Et si la boîte et les sachets ne suffisent pas, il est désormais possible de profiter de la pointe de 1000 µl en StackPack. Réapprovisionnement direct et facile à partir du StackPack pour un traitement rapide. La protection spécifique des pointes et un niveau de pureté élevé vous tiennent à cœur ? Alors essayez notre SingleRefill !



CONSEIL Identification d'un seul coup d'œil ! Outre le code couleur habituel des plateaux, vous pouvez désormais retrouver les principales informations sur la pointe directement sur chaque plateau.

Références pour commande

Vol.	Réf.	Désignation	Filtre	Pureté	Version	Conditionnement	Pièces/ Carton
1.000 µl	70.3050.275	Pointe à filtre Low Retention, 1000 µl, Biosphere® plus, naturelle, 96 pc / boîte	+		Low Retention		1.920
	70.3050.375	Pointe à filtre Low Retention, 1000 µl, Biosphere® plus, naturelle, 96 pc / SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3050.255	Pointe à filtre, 1000 µl, Biosphere® plus, naturelle, 96 pc / boîte	+		Standard		1.920
	70.3050.355	Pointe à filtre, 1000 µl, Biosphere® plus, naturelle, 96 pc / SingleRefill	+		Standard		1.920
	70.3050.205	Pointe 1000 µl, Biosphere® plus, naturelle, 96 pc / boîte	-		Standard		1.920
	70.3050.305	Pointe 1000 µl, Biosphere® plus, naturelle, 96 pc / SingleRefill	-		Standard		1.920
	70.3050.210	Pointe Low Retention, 1000 µl, PCR Performance Tested, naturelle, 96 pc / boîte	-		Low Retention		1.920
	70.3050.110	Pointe Low Retention, 1000 µl, PCR Performance Tested, naturelle, 5 x 96 pc / StackPack	-		Low Retention		1.920
	70.3050.200	Pointe 1000 µl, PCR Performance Tested, naturelle, 96 pc / boîte	-		Standard		1.920
	70.3050.100	Pointe 1000 µl, PCR Performance Tested, naturelle, 5 x 96 pc / StackPack	-		Standard		1.920
	70.3050	Pointe 1000 µl, PCR Performance Tested, naturelle, 500 pc / sachet	-		Standard		5.000
	70.3050.020	Pointe 1000 µl, PCR Performance Tested, bleue, 500 pc / sachet	-		Variante bleue		5.000
	70.3050.030	Pointe conductible, 1000 µl, PCR Performance Tested, noire, 500 pc / sachet	-		Conductible		5.000

Nous imprimons sur du papier certifié FSC.



De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.refillrevolution.tips

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

SARSTEDT