

# PUNTAS DE PIPETA DE 1.000 $\mu$ l



TESTADAS Y EN  
VARIAS OPCIONES

## Universal

Transparente, de color azul, conductora, en bolsa, en rack, en SingleRefill o en StackPack - la punta de 1.000 µl es nuestro todoterreno. También disponible en la versión de máxima pureza Biosphere® plus y en la versión baja retención.

## Fiable

DE-M

El diseño de punta probado en nuestro nuevo e innovador sistema de racks combina un diseño optimizado y una manipulación revolucionaria. Cumple con los estándares de calidad conforme a la norma internacional ISO 8655-2.

## Ampliada

La punta de 1.000 µl está disponible en rack, bolsa y en nuestro diseño StackPack. Para un procesamiento rápido directamente desde el StackPack y una recarga sencilla. ¿Le preocupa la protección de las puntas y la máxima pureza? Pruebe nuestro SingleRefill.



**CONSEJO** Identificación de un vistazo. Además del código de color de las bandejas, también encontrará información importante sobre la punta directamente en cada bandeja.

## Información

Vol.	Ref.	Descripción	Filtro	Pureza	Versión	Envase	Uds/caja
1.000 µl	70.3050.275	Punta con filtro baja retención, 1.000 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 uds. / caja	+		Baja retención		1.920
	70.3050.375	Punta con filtro baja retención, 1.000 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 uds. / SingleRefill	+		Baja retención		1.920
	70.3050.255	Punta con filtro, 1.000 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 uds. / caja	+		Estándar		1.920
	70.3050.355	Punta con filtro, 1.000 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 uds. / SingleRefill	+		Estándar		1.920
	70.3050.205	Punta de pipeta, 1.000 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 uds. / caja	-		Estándar		1.920
	70.3050.305	Punta de pipeta, 1.000 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 uds. / SingleRefill	-		Estándar		1.920
	70.3050.210	Punta de pipeta baja retención, 1.000 µl, PCR Performance Tested, transparente, 96 uds. / caja	-		Baja retención		1.920
	70.3050.110	Punta de pipeta baja retención, 1.000 µl, PCR Performance Tested, transparente, 5x 96 uds. / StackPack	-		Baja retención		1.920
	70.3050.200	Punta de pipeta, 1.000 µl, PCR Performance Tested, transparente, 96 uds. / caja	-		Estándar		1.920
	70.3050.100	Punta de pipeta, 1.000 µl, PCR Performance Tested, transparente, 5x 96 uds. / StackPack	-		Estándar		1.920
	70.3050	Punta de pipeta, 1.000 µl, PCR Performance Tested, transparente, 500 uds. / bolsa	-		Estándar		5.000
	70.3050.020	Punta de pipeta, 1.000 µl, PCR Performance Tested, azul, 500 uds. / bolsa	-		Variante de color		5.000
	70.3050.030	Punta de pipeta conductora, 1.000 µl, PCR Performance Tested, negra, 500 uds. / bolsa	-		Conductiva		5.000

Imprimimos en papel con certificado FSC.



Más información en  
[www.refillrevolution.tips](http://www.refillrevolution.tips)

SARSTEDT S.A.U.  
Camí de Can Grau, 24  
Pol. Ind. Valldoríolf  
08430 La Roca del Vallès  
Tel: +34 93 846 4103  
Fax: +34 93 846 3978  
[info.es@sarstedt.com](mailto:info.es@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

**SARSTEDT**