

Informacje dla zamawiających

KOŃCÓWKI DO PIPET

1000 μ l



SPRAWDZONE
I RÓŻNORODNE

Uniwersalne

Transparentne, zabarwione na niebiesko, przewodzące, w torebce, w pojemniku, w podstawce SingleRefill albo w StackPack — końcówka 1000 µl to nasz najwszechstronniejszy produkt. Dostępna także oczywiście w szczególnie wysokim standardzie czystości Biosphere® plus i w wersji o niskim stopniu retencji!

Niezawodne **DE-M**

Sprawdzona konstrukcja końcówek w naszym nowym, innowacyjnym systemie pojemników to połączenie znanej formy z rewolucyjną obsługą. Precyzję i niezawodność naszych końcówek wraz z daną pipetą potwierdzamy za pomocą kontroli zgodności według międzynarodowej normy kontroli ISO 8655-2.

Rozbudowane

Ponieważ pojemnik i torebka nie wystarczają, końcówka 1000 µl występuje obecnie także w naszym systemie StackPack. Umożliwia to szybkie wyjmowanie końcówek bezpośrednio ze StackPack i bezproblemowe ładowanie. Zależy Ci na szczególnej ochronie końcówek i maksymalnej czystości? W takim razie wypróbuj naszą podstawkę SingleRefill!



- WSKAZÓWKA** Identyfikacja na pierwszy rzut oka! Oprócz dobrze znanego kodu kolorystycznego podstawek najważniejsze informacje o końcówkach można znaleźć bezpośrednio na podstawie.

Informacje dla zamawiających

Obj.	Nr zam.	Nazwa	Filtr	Czystość	Wersja	Opakowanie	Sztuk/ karton
1.000 µl	70.3050.275	Końcówki z filtrem, o niskim stopniu retencji, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt. / pojemnik	+		Niskoretencyjne		1.920
	70.3050.375	Końcówki z filtrem, o niskim stopniu retencji, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt. / podstawka SingleRefill	+		Niskoretencyjne		1.920
	70.3050.255	Końcówki z filtrem, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt. / pojemnik	+		Standardowe		1.920
	70.3050.355	Końcówki z filtrem, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt. / podstawka SingleRefill	+		Standardowe		1.920
	70.3050.205	Końcówki bez filtra, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt. / pojemnik	-		Standardowe		1.920
	70.3050.305	Końcówki bez filtra, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt. / podstawka SingleRefill	-		Standardowe		1.920
	70.3050.210	Końcówki bez filtra, o niskim stopniu retencji, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczyste, 96 szt. / pojemnik	-		Niskoretencyjne		1.920
	70.3050.110	Końcówki bez filtra, o niskim stopniu retencji, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczyste, 5 x 96 szt. / podstawka StackPack	-		Niskoretencyjne		1.920
	70.3050.200	Końcówki bez filtra, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczyste, 96 szt. / pojemnik	-		Standardowe		1.920
	70.3050.100	Końcówki bez filtra, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczyste, 5 x 96 szt. / podstawka StackPack	-		Standardowe		1.920
	70.3050	Końcówki bez filtra, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczyste, 500 szt. / torebka	-		Standardowe		5.000
	70.3050.020	Końcówki bez filtra, 1000 µl, PCR Performance Tested, niebieskie, 500 szt. / torebka	-		Wariant kolorystyczny		5.000
	70.3050.030	Przewodzące końcówki, 1000 µl, PCR Performance Tested, czarne, 500 szt. / torebka	-		Przewodzące		5.000

Drukujemy na papierze z certyfikatem FSC.



Dalsze informacje są dostępne pod adresem www.refillrevolution.tips

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com