

1 000 μ l PIPETOVÉ ŠPIČKY



OSVEDČENÉ A
ROZMANITÉ

Univerzálne

Priehľadné, v modrej farbe, vodivé, vo vrecku, v boxe, v SingleRefill alebo v StackPack – 1 000 µl špička je univerzálne použiteľný nástroj. K dispozícii prirodzene aj v mimoriadne vysokej sterilite Biosphere® plus a vo vyhotovení Low retention!

Spôľahlivé **DE-M**

Zaručený dizajn špičky v našom novom, inovatívnom systéme boxov prepája známy tvar a revolučnú manipuláciu. Precíznosť a spoľahlivosť našej špičky s vašou pipetou potvrdzujú skúšky konformity podľa medzinárodnej normy ISO 8655-2.

Rozšírené

Keďže box a vrecko nepostačujú, k dispozícii je teraz aj 1 000 µl špička v našom dizajne StackPack. Pre rýchle spracovanie priamo zo systému StackPack a pre bezproblémové dopĺňanie. Dbáte o špeciálnu ochranu špičiek a maximálnu sterilitu? V tom prípade vyskúšajte náš systém SingleRefill!



TIP Identifikácia na prvý pohľad! Okrem známeho farebného označenia zásobníkov teraz nájdete najdôležitejšie informácie o špičkách aj priamo na každom zásobníku.

Objednávacie informácie

Objem	Obj. č.	Označenie	Filter	Sterilita	Vyhotovenie	Balenie	Kusov/kartón
1.000 µl	70.3050.275	Špička s filtrom s nízkou retenciou, 1000 µl, Biosphere® plus, priehľadná, 96 ks./box	+		Low retention		1.920
	70.3050.375	Špička s filtrom s nízkou retenciou, 1000 µl, Biosphere® plus, priehľadná, 96 ks./SingleRefill	+		Low retention		1.920
	70.3050.255	Špička s filtrom, 1000 µl, Biosphere® plus, priehľadná, 96 ks./Box	+		štandard		1.920
	70.3050.355	Špička s filtrom, 1000 µl, Biosphere® plus, priehľadná, 96 ks./SingleRefill	+		štandard		1.920
	70.3050.205	Pipetová špička, 1000 µl, Biosphere® plus, priehľadná, 96 ks./box	-		štandard		1.920
	70.3050.305	Pipetová špička, 1000 µl, Biosphere® plus, priehľadná, 96 ks./SingleRefill	-		štandard		1.920
	70.3050.210	Pipetová špička s nízkou retenciou, 1000 µl, PCR Performance Tested, priehľadná, 96 ks./box	-		Low retention		1.920
	70.3050.110	Pipetová špička s nízkou retenciou, 1000 µl, PCR Performance Tested, priehľadná, 5x96 ks./StackPack	-		Low retention		1.920
	70.3050.200	Pipetová špička, 1000 µl, PCR Performance Tested, priehľadná, 96 ks./box	-		štandard		1.920
	70.3050.100	Pipetová špička, 1000 µl, PCR Performance Tested, priehľadná, 5x96 ks./StackPack	-		štandard		1.920
	70.3050	Pipetová špička, 1000 µl, PCR Performance Tested, priehľadná, 500 ks./vrecko	-		štandard		5.000
	70.3050.020	Pipetová špička, 1000 µl, PCR Performance Tested, modrá, 500 ks./vrecko	-		Farebné varianty		5.000
	70.3050.030	Vodivá pipetová špička, 1000 µl, PCR Performance Tested, čierna, 500 ks./vrecko	-		Vodivá		5.000

Tlač na papieri s certifikátom FSC.



Ďalšie informácie nájdete na:
www.refillrevolution.tips

SARSTEDT spol. s r. o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel: +421 268 245 933
Fax: +421 268 245 934
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com

SARSTEDT