

Sipariş bilgileri

1000 µl PIPET UÇLARI



PRATİKTE
SINANMIŞ &
ZENGİN VARYANTLI

Üniversal

Şeffaf, mavi renkli, iletken, torba içinde, kutu içinde, SingleRefill veya StackPack olarak – 1.000 µl uç üniversal ürünümüzdür. Elbette temiz oda içinde üretilen Biosphere® plus ve Low Retention versiyonlarında da tedarik edilebilir!

Güvenilir

DE-M

Yeni ve inovatif kutu sistemimizde kullanılan pratikte sınanmış uç tasarımı bilinen şekil ve devrim yaratan kullanımı bir araya getirmektedir. Kullandığınız pipetle birlikte uçlarımızın hassasiyetini ve güvenilirliğini ISO 8655-2 uluslararası test normuna göre uygunluk testleriyle teyit ediyoruz.

Geliştirilmiş

Kutu ve torba yeterli olmadığından 1.000 µl uç artık StackPack tasarımında da tedarik edilebilir. Doğrudan StackPack'ten hızlı işleme ve sorunsuz tekrar dolum mümkündür. Uçların özel korunmasına ve en yüksek derecede saflığa mı önem veriyorsunuz? O halde SingleRefill çözümümüzü deneyin!



ÖNERİ Tek bakışta tanıma! Tepsilerin bilinen renk kodunun yanı sıra uca ait en önemli bilgileri de artık her tepsi üzerinde bulabileceksiniz.

Sipariş bilgileri

Hacim	Sipariş no.	Tanım	Filtre	Saflık	Varyant	Ambalaj	Adet / kutu
1.000 µl	70.3050.275	Low Retention filtreli uç, 1000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 adet/kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3050.375	Low Retention filtreli uç, 1000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 adet/SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3050.255	Filtreli uç, 1000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 adet/kutu	+		Standart		1.920
	70.3050.355	Filtreli uç, 1000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 adet/SingleRefill	+		Standart		1.920
	70.3050.205	Pipet ucu, 1000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 adet/kutu	-		Standart		1.920
	70.3050.305	Pipet ucu, 1000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 adet/SingleRefill	-		Standart		1.920
	70.3050.210	Low Retention pipet ucu, 1000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 adet/kutu	-		Low Retention		1.920
	70.3050.110	Low Retention pipet ucu, 1000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 adet/StackPack	-		Low Retention		1.920
	70.3050.200	Pipet ucu, 1000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 adet/kutu	-		Standart		1.920
	70.3050.100	Pipet ucu, 1000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 adet/StackPack	-		Standart		1.920
	70.3050	Pipet ucu, 1000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 500 adet/torba	-		Standart		5.000
	70.3050.020	Pipet ucu, 1000 µl, PCR Performance Tested, mavi, 500 adet/torba	-		Renk varyantı		5.000
	70.3050.030	İletken pipet ucu, 1000 µl, PCR Performance Tested, siyah, 500 adet/torba	-		İletken		5.000

FSC sertifikalı kâğıt üzerine baskı yapıyoruz.



Daha ayrıntılı bilgi için bkz.:
www.refillrevolution.tips

SARSTEDT International GmbH
Türkiye İrtibat Bürosu
Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158, Üsküdar – İstanbul
Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

SARSTEDT