

# Kompatibilitätstabelle - Pipettenspitzen

## Eppendorf® Pipetten

## Thermo® Finnpipetten

## Gilson® Pipetten

### Pipettenspitzen mit Filter

2.5 µl		70.3010.265 70.3010.285	70.3010.365 70.3010.385
10 µl		70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375
20 µl		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375
20 µl		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385
100 µl		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375
200 µl		70.1189.215	
200 µl		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375
300 µl		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375
1.000 µl		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375
1.000 µl		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375
1.250 µl		70.1186.210 70.1186.410	

Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xpert®	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
● 2,5 2,5	● 2,5	● 2,5 2,5	● 2,5 2,5		● 2,5 2,5	● 2,5 2,5			● 2,5 X
● 10	X ●	X ● 10	X ● 10		● ●	● ●			● ● X
● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ● ●	● ● ●			● X ●
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ● ●	● ● ●			● ● ●
● ● ●	X ● ● ●	X ● ● ●	X ● ● ●		● ● ● ●	● ● ●			X ● ●
● ● ●	X X ●	X X ●	X X ●		● ● ● ●	● ● ●			● ● ●
● ● ●	X X ●	X X ●	X X ●		● ● ● ●	● ● ●			X X ●
● ● ●					● ● ● ●	● ● ●			● ● ●
● ● ●					● ● ● ●	● ● ●			● ● ●
● ● ●					● ● ● ●	● ● ●			● ● ●
● ● ●					● ● ● ●	● ● ●			● ● ●

### Pipettenspitzen ohne Filter

10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110
20 µl		70.3021 70.3021.200 70.3021.205 70.3021.305	70.3021.210 70.3021.100 70.3021.110
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110
200 µl		70.1189.105	
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.205	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305
1.000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305
1.250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305
1.250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200	

Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xpert®	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
● ● ●	● ●	● ● ● 10	● ●		● ● ● ●	● ● ●			● ● X
● ● ●	X ●	● ● ●	● ●		● ● ● ●	● ● ●			● X ●
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●		● ● ● ●	● ● ●			● ● X
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●		● ● ● ●	● ● ●			● ● ●
● ● ●	● ● ●	● ● ● X	● ●		● ● ● ●	● ● ●			X ● ● 200
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●		● ● ● ●	● ● ●			● ● ●
● ● ●	● ● ●	● ● ● X	● ●		● ● ● ●	● ● ●			X X ● 250
● ● ●	X X ●	X X ●	X X ●		● ● ● ●	● ● ●			X X ●
● ● ●					● ● ● ●	● ● ●			● ● ●
● ● ●					● ● ● ●	● ● ●			● ● ●
● ● ●					● ● ● ●	● ● ●			● ● ●

- = kompatibel
- 10 = eingeschränktes Pipettiervolumen
- = keine Prüfung erfolgt
- X = nicht empfohlen
- MC = Mehrkanal-Pipette

Pipettenhersteller überarbeiten bzw. modifizieren im Rahmen technischer Änderungen die Pipettenspitzen ihrer Pipetten. Daher können unsere Empfehlungen der Kompatibilitätstabelle nur eine Orientierung darstellen. Um im Zweifelsfall das optimale Pass- und Abwurfverhalten unserer Spitzen mit Ihrer Pipette prüfen zu können, stellen wir Ihnen daher gerne kostenlos Musterspitzen zur Verfügung.

