

Tableau de compatibilité - pointes de pipettes

			Pipettes SARSTEDT					Pipettes Eppendorf®					Pipettes Eppendorf®					Finnpipettes Thermo®																																				
			0.1-2 µl	0.5-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	100-1 000 µl	0.5-5 ml	1-10 ml	0.5-10 µl MC	20-200 µl MC	40-300 µl MC	0.1-2.5 µl	0.5-10 µl	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl MC	20-200 µl MC	30-300 µl MC	100-1 000 µl	500-5 000 µl	1-10 ml	0.1-2.5 µl	0.5-10 µl	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl MC	20-200 µl MC	30-300 µl MC	100-1 000 µl	50-1 200 µl MC	100-5 000 µl	0.5-10 µl MC	0.2-2 µl	F2 0.5-5 µl	F1 1-10 µl	0.5-10 µl Univ.	0.5-10 µl MC	2-20 µl Univ.	5-50 µl MC	10-100 µl Univ.	20-200 µl Univ.	50-300 µl MC	100-1 000 µl	200-1 000 µl	0.3-3 µl	0.5-5 µl	1-10 µl	30-300 µl	30-300 µl MC	100-1 000 µl	100-1 200 µl MC	50-300 µl MC	Big Control
Pointes de pipettes avec filtre			Sarpette® M		Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12		Eppendorf Reference®		Eppendorf Research®		Eppendorf Research® plus		Eppendorf Research® pro		Xplore®	Finnpipette® Digital / F1 / F2			Finnpipette® Focus		Finnpipette® Novus		Big Control																															
2.5 µl		70.3010.265 70.3010.285 70.3010.255 70.3010.275	70.3010.365 70.3010.385	●●				●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
10 µl		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375	●●				●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
20 µl		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385	●●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
100 µl		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375	●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
200 µl		70.1189.215		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
300 µl		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375	●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
1 000 µl		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375	●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
1 250 µl		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375	●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
1 250 µl		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375	●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
1 250 µl		70.1186.210 70.1186.410		●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
Pointes de pipettes sans filtre			Sarpette® M		Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12		Eppendorf Reference®		Eppendorf Research®		Eppendorf Research® plus		Eppendorf Research® pro		Xplore®	Finnpipette® Digital / F1 / F2			Finnpipette® Focus		Finnpipette® Novus		Big Control																															
10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110	●●				●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110	●●				●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
250 µl		70.1189.105		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
300 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3030.205	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110	●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
1 000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305	●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
1 250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305	●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
1 250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200		●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
5 ml		70.1183.001 70.1183.101		●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
5 ml		70.1183.002 70.1183.102		●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
10 ml		70.1187.001 70.1187.101		●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																
10 ml		70.1187.002 70.1187.102		●	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																																

Dans le cadre de modifications techniques, les fabricants de pipettes reviennent ou modifient les cônes de leurs pipettes. Par conséquent, nos recommandations du tableau de compatibilité ne peuvent être qu'indicatives. C'est pourquoi nous mettons volontiers à votre disposition des échantillons gratuits de pointes afin que vous puissiez, en cas de doute, vérifier le comportement optimal de nos pointes en termes de passage et d'éjection avec votre pipette.

● = compatible
 10 = volume de pipetage limité
 X = non recommandé
 = pas de test effectué
 MC = pipette à plusieurs canaux



Sous réserve de modifications techniques. Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays. 30_809_0400_305

