

# Tabla de compatibilidad - Puntas de pipeta



## Puntas de pipeta con filtro

	Sarpette® M	Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12	Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xibar®	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Big Control
2,5 µl	70.3010.265 70.3010.285	70.3010.365 70.3010.385	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
10 µl	70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
20 µl	70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
20 µl	70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
100 µl	70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
200 µl	70.1189.215		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
200 µl	70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
300 µl	70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
1.000 µl	70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
1.000 µl	70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
1.250 µl	70.1186.210 70.1186.410		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	

## Puntas de pipeta sin filtro

	Sarpette® M	Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12	Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xibar®	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Big Control
10 µl	70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
20 µl	70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
200 µl	70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
250 µl	70.1189.105		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
250 µl	70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3030.205	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
300 µl	70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
1.000 µl	70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
1.250 µl	70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
1.250 µl	70.1186 70.1186.100 70.1186.200		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
5 ml	70.1183.001 70.1183.101		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
5 ml	70.1183.002 70.1183.102		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
10 ml	70.1187.001 70.1187.101		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	
10 ml	70.1187.002 70.1187.102		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	

Los fabricantes de pipetas revisan o modifican los conos de pipeta de sus pipeteadores como parte de sus cambios técnicos. Por tanto, nuestras recomendaciones de la tabla de compatibilidad solo pueden representar una orientación. Para poder comprobar, en caso de dudas, el comportamiento óptimo de paso y expulsión de nuestras puntas con su pipeta, podemos facilitarle puntas de muestra gratuitamente.

● = compatible  
 10 = volumen de pipeteado limitado  
 X = no recomendado  
 = ninguna prueba realizada

MC = pipeta multicanal



# Tabla de compatibilidad - Puntas de pipeta

			Pipetas Gilson®						Pipetas Biohit-Sartorius®						Pipetas Brand®						Pipetas Socorex®					
			P20U2 0.2-2 µl P100U10 0.1-10 µl C80C12 1-10 µl P20U20 2-20 µl P100U100 20-100 µl P200U200 20-200 µl U8 20-300 µl P1000U5.000 1,000-5,000 µl P5.000U5.000 1,000-5,000 µl P100U10 1-10 ml	0.5-10 µl 0.5-10 µl MC 2-20 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 100-1,000 µl 100-5,000 µl	0.1-2.5 µl 0.5-10 µl 5-50 µl MC 20-200 µl 50-250 µl MC 50-300 µl MC 100-1,000 µl 100-5,000 µl	0.2-10 µl 10-300 µl 50-1,000 µl 50-1,200 µl MC 100-5,000 µl	0.1-1 µl 0.5-10 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 25-250 µl 100-1,000 µl	0.1-1 µl 0.5-10 µl 2-20 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 100-1,000 µl 1-10 ml	0.5-10 µl 0.5-10 µl MC 1-20 µl MC 20-200 µl 100-1,000 µl	0.1-2 µl 0.5-10 µl 1-10 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 10-200 µl 100-1,000 µl	0.5-5 ml 1-10 ml 0.5-10 µl MC 5-50 µl MC 20-200 µl MC 40-300 µl MC															
Puntas de pipeta con filtro			Pipetman® / Ultra / Concept	mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A 835/ 935e	Acura® Multi 855/955e														
2.5 µl		70.3010.265 70.3010.285 70.3010.285 70.3010.385	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●		● ●														
10 µl		70.3010.255 70.3010.355 70.3010.275 70.3010.375	● ● ● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●		● ●														
20 µl		70.3020.255 70.3020.355 70.3020.275 70.3020.375	● ●	●			● ●	● ●	● ●	● ●																
20 µl		70.3030.265 70.3030.365 70.3030.285 70.3030.385	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●														
100 µl		70.3030.255 70.3030.355 70.3030.275 70.3030.375	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●														
200 µl		70.1189.215	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ● ●	● ●																
200 µl		70.3031.255 70.3031.355 70.3031.275 70.3031.375	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●														
300 µl		70.3040.255 70.3040.355 70.3040.275 70.3040.375	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●														
1,000 µl		70.3050.255 70.3050.355 70.3050.275 70.3050.375	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
1,000 µl		70.3060.255 70.3060.355 70.3060.275 70.3060.375	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
1,250 µl		70.1186.210 70.1186.410	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
Puntas de pipeta sin filtro			Pipetman® / Ultra / Concept	mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A 835/ 935e	Acura® Multi 855/955e														
10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.100 70.3010.210 70.3010.110 70.3010.205	● ● ● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ●														
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.100 70.3020.205 70.3020.110 70.3020.305	● ●	●			● ●	● ●	● ●	● ●																
200 µl		70.3030 70.3030.305 70.3030.020 70.3030.210 70.3030.200 70.3030.100 70.3030.205 70.3030.110	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●														
200 µl		70.1189.105	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
250 µl		70.3031 70.3031.305 70.3031.020 70.3031.210 70.3031.200 70.3031.100 70.3030.205 70.3031.110	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●														
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.205 70.3040.110 70.3040.210 70.3040.200 70.3040.305	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●														
1,000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.200 70.3050.030 70.3050.205 70.3050.100 70.3050.210 70.3050.110 70.3050.305	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
1,250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.205 70.3060.110 70.3060.210 70.3060.200 70.3060.305	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
1,250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
5 ml		70.1183.001 70.1183.101			● ●						● ●															
5 ml		70.1183.002 70.1183.102			● ●						● ●															
10 ml		70.1187.001 70.1187.101							● ●		● ●															
10 ml		70.1187.002 70.1187.102										● ●														

Los fabricantes de pipetas revisan o modifican los conos de pipeta de sus pipeteadores como parte de los cambios técnicos. Por tanto, nuestras recomendaciones de la tabla de compatibilidad solo pueden representar una orientación. Para poder comprobar, en caso de dudas, el comportamiento óptimo de paso y expulsión de nuestras puntas con su pipeta, podemos facilitarle puntas de muestra gratuitamente.

● = compatible  
●10 = volumen de pipeteado limitado

✗ = no recomendado  
☐ = ninguna prueba realizada

MC = pipeta multicanal

