

# Tabela de compatibilidade – Ponteiras de pipeta

## Pipetas Eppendorf®

## Pipetas Finnpiquette Thermo®

## Pipetas Gilson®

### Ponteiras de pipeta com filtro

2.5 µl		70.3010.265 70.3010.285	70.3010.365 70.3010.385
10 µl		70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375
20 µl		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375
20 µl		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385
100 µl		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375
200 µl		70.1189.215	
200 µl		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375
300 µl		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375
1.000 µl		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375
1.000 µl		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375
1.250 µl		70.1186.210 70.1186.410	

	Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xpert®	Finnpiquette® Digital / F1 / F2	Finnpiquette® Focus	Finnpiquette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
2.5 µl	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5			● 2,5
10 µl	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10			● 10
20 µl	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20			● 20
20 µl		● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20			● 20
100 µl		● 100	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100			● 100
200 µl		● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200			● 200
200 µl	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200			● 200
300 µl	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300			● 300
1.000 µl		● 1000	● 1000	● 1000	● 1000	● 1000	● 1000			● 1000
1.000 µl		● 1000	● 1000	● 1000	● 1000	● 1000	● 1000			● 1000
1.250 µl		● 1250	● 1250	● 1250	● 1250	● 1250	● 1250			● 1250

### Ponteiras de pipeta sem filtro

10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110
20 µl		70.3021 70.3021.200 70.3021.205 70.3021.305	70.3021.210 70.3021.100 70.3021.110
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110
200 µl		70.1189.105	
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.205	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305
1.000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305
1.250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305
1.250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200	

	Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xpert®	Finnpiquette® Digital / F1 / F2	Finnpiquette® Focus	Finnpiquette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
10 µl	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10			● 10
20 µl	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20			● 20
20 µl	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20			● 20
200 µl		● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200			● 200
200 µl		● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200			● 200
250 µl		● 250	● 250	● 250	● 250	● 250	● 250			● 250
300 µl	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300			● 300
1.000 µl		● 1000	● 1000	● 1000	● 1000	● 1000	● 1000			● 1000
1.250 µl		● 1250	● 1250	● 1250	● 1250	● 1250	● 1250			● 1250

- = compatível
- 10 = volume de pipetagem reduzido
- X = não recomendado
- = nenhum teste realizado
- MC = pipeta multicanal

Os fabricantes de pipetas reprocessam ou modificam os cones de suas pipetas automáticas no âmbito de alterações de ordem técnica. Por este motivo, nossas recomendações na tabela de compatibilidade são meramente orientativas. Para que, em caso de dúvida, possa aceitar ou descartar nossas pontas para suas pipetas, teremos todo o gosto em lhe disponibilizar gratuitamente amostras de pontas.

# Tabela de compatibilidade – Ponteiras de pipeta

Pipetas Biohit-Sartorius®				Pipetas Brand®				Pipetas Socorex® Manual/Electronic																						
0,5-10 µl MC	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl MC	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	5-50 µl MC	20-200 µl	50-250 µl MC	50-300 µl MC	100-1.000 µl	100-5.000 µl	0,2-10 µl	0,5-10 µl	2-20 µl	2-20 µl	1-20 µl MC	20-200 µl	100-1.000 µl	0,2-2 µl	1-10 µl	1-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	5-50 µl	10-100 µl	100-1.000 µl	0,5-5 ml	0,5-10 µl MC	5-50 µl MC	20-200 µl MC

### Ponteiras de pipeta com filtro

Volume	Part Number 1	Part Number 2
2,5 µl	70.3010.265	70.3010.365
10 µl	70.3010.255	70.3010.355
20 µl	70.3020.255	70.3020.355
20 µl	70.3030.265	70.3030.365
100 µl	70.3030.255	70.3030.355
200 µl	70.1189.215	
200 µl	70.3031.255	70.3031.355
300 µl	70.3040.255	70.3040.355
1.000 µl	70.3050.255	70.3050.355
1.000 µl	70.3060.255	70.3060.355
1.250 µl	70.1186.210	70.1186.410

### Ponteiras de pipeta sem filtro

Volume	Part Number 1	Part Number 2
10 µl	70.3010	70.3010.305
20 µl	70.3020	70.3020.210
20 µl	70.3021	70.3021.210
200 µl	70.3030	70.3030.305
200 µl	70.1189.105	
250 µl	70.3031	70.3031.305
300 µl	70.3040	70.3040.205
1.000 µl	70.3050	70.3050.200
1.250 µl	70.3060	70.3060.205
1.250 µl	70.1186	70.1186.200

	mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Calibra® Manual Micro 822	C. M. Multi 852	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A. 885P 9.85E	Acura® Multi 855/955e
2,5 µl	● 2,5	● 2,5	● 2,5	✗ 2,5	✗ 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● ✗		● 2,5
10 µl	●	●	●	✗ 10	●	●	●	●	● ●		●
20 µl	●	●	●	●	✗	●	●	●	● ●		●
20 µl	✗ ✗ ✗	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● ✗	● ● 20		● ✗
100 µl	● 100	● 100	● 100	✗ ✗ ✗ ✗	● 100	● 100	✗ ✗ ✗ 100	● ✗	✗ ✗ 100		● 100
200 µl	● ● ●	● ●	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	●	✗ ✗ ✗ ✗	● ✗	● ● ● ● ●		●
200 µl	✗ ●	✗ ✗ ● 200	●	✗ ✗ ✗ ✗ ✗	● ● ● ●	● 100	✗ ✗ ✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗ ✗ ✗ ●		✗ ●
300 µl	✗ ● ●	✗ ✗ ● ● ●	●	✗ ✗ ✗ ● ●	● ● ● ●	●	✗ ✗ ✗ ●	✗ ✗	✗ ✗ ✗ ✗ ●		✗ ●
1.000 µl		●	● ✗		●	●		●			●
1.000 µl		●	●		●	●		●			●
1.250 µl		●	✗		●	●		●			●
10 µl	● ●	● ●	●	● ● ●	✗ ● ●	● ● ● ●	● ●	●	● ●		●
20 µl	●			● ●			● ●		● ●		
20 µl	● ●	● ●	●	✗ ● ●	✗ ● ●	● ● ● ●	● ●	✗	● ●		
200 µl	✗ ● ✗	● ● ✗ ✗ ✗	✗	● ● ● ✗ ✗	● ● ● ✗	●	● ● ● ●	● ●	● ● ● ● ●		● ●
200 µl	● ● ●	● ●							● ● ● ● ●		
250 µl	✗ ●	● ● ● ● 250	✗	● ● ● ✗ ✗	● ● ● ✗	●	✗ ✗ ✗ ●	✗ ✗	✗ ✗ ✗ ✗ ●		✗ ●
300 µl	✗ ● ●	✗ ✗ ● ● ●	●	✗ ✗ ✗ ● ●	✗ ✗ ● ✗	●	✗ ✗ ✗ ●	✗ ✗	✗ ✗ ● ● ●		✗ ●
1.000 µl		●	● ✗		●	●		●			●
1.250 µl		●	●		●	●		●			●
1.250 µl		●	✗		●	●		●			●

● = compatível  
10 = volume de pipetagem reduzido  
✗ = não recomendado  
  = nenhum teste realizado  
**MC** = pipeta multicanal

Os fabricantes de pipetas reprocessam ou modificam os cones de suas pipetas automáticas no âmbito de alterações de ordem técnica. Por este motivo, nossas recomendações na tabela de compatibilidade são meramente orientativas. Para que, em caso de dúvida, possa aceitar ou descartar nossas pontas para suas pipetas, teremos todo o gosto em lhe disponibilizar gratuitamente amostras de pontas.