

# Tabela de compatibilidade - Ponteiros

	Pipetas SARSTEDT	Pipetas Eppendorf®	Pipetas Eppendorf®	Finnpipettes Thermo®											
				Sarpette® M	Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12	Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xplore®	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Big Control	
<b>Ponteiras com filtro</b>															
2.5 µL	70.3010.265 70.3010.285 70.3010.365	70.3010.365 70.3010.385	● ●												
10 µL	70.3010.255 70.3010.275 70.3010.375	70.3010.355 70.3010.375	● ●												
20 µL	70.3020.255 70.3020.275 70.3020.375	70.3020.355 70.3020.375	● ●												
20 µL	70.3030.265 70.3030.285 70.3030.385	70.3030.365 70.3030.385	● ●	+											
100 µL	70.3030.255 70.3030.275 70.3030.375	70.3030.355 70.3030.375	● ●	+											
200 µL	70.1189.215		● ● ●												
200 µL	70.3031.255 70.3031.275 70.3031.375	70.3031.355 70.3031.375	● ●	+											
300 µL	70.3040.255 70.3040.275 70.3040.375	70.3040.355 70.3040.375	● ●	+											
1.000 µL	70.3050.255 70.3050.275 70.3050.375	70.3050.355 70.3050.375	● ●												
1.000 µL	70.3060.255 70.3060.275 70.3060.375	70.3060.355 70.3060.375	● ●												
1.250 µL	70.1186.210 70.1186.410		● ●												
<b>Ponteiras sem filtros</b>															
10 µL	70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110	● ●												
20 µL	70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110	● ●												
200 µL	70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110	● ● ●												
200 µL	70.1189.105		● ● ●												
250 µL	70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.205	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110	● ● ●	+											
300 µL	70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305	● ● ●	+											
1.000 µL	70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305	● ●												
1.250 µL	70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305	● ●												
1.250 µL	70.1186 70.1186.100 70.1186.200		● ●												
5 mL	70.1183.001 70.1183.101		●												
5 mL	70.1183.002 70.1183.102		●												
10 mL	70.1187.001 70.1187.101		●												
10 mL	70.1187.002 70.1187.102		●												

Os fabricantes de pipetas podem remodelar e modificar os cones de suas pipetas como parte de alterações técnicas. Nossas recomendações na tabela de compatibilidade podem, portanto, ser usadas apenas como um guia. Se você quiser verificar o ajuste ideal e o comportamento de ejeção de nossas ponteiros com sua pipeta, temos o prazer de fornecer gratuitamente ponteiros de amostra.

● = compatível  
 10 = volume de pipetagem limitado  
 + = não recomendado  
 □ = nenhuma verificação realizada  
 MC = pipeta multicanal



# Tabela de compatibilidade - Ponteiras

## Pipetas Gilson®

## Pipetas Biohit-Sartorius®

## Pipetas Brand®

## Pipetas Socorex®

Ponteiras com filtro		Pipetman® / Ultra / Concept	mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A 835/ 935e	Acura® Multi 855/955e
Volume	Imagem										
2.5 µL		70.3010.265 70.3010.285									
10 µL		70.3010.255 70.3010.275									
20 µL		70.3020.255 70.3020.275									
20 µL		70.3030.265 70.3030.285									
100 µL		70.3030.255 70.3030.275									
200 µL		70.1189.215									
200 µL		70.3031.255 70.3031.275									
300 µL		70.3040.255 70.3040.275									
1.000 µL		70.3050.255 70.3050.275									
1.000 µL		70.3060.255 70.3060.275									
1.250 µL		70.1186.210 70.1186.410									
Ponteiras sem filtros		Pipetman® / Ultra / Concept	mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A 835/ 935e	Acura® Multi 855/955e
Volume	Imagem										
10 µL		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205									
20 µL		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305									
200 µL		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205									
200 µL		70.1189.105									
250 µL		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3030.205									
300 µL		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200									
1.000 µL		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110									
1.250 µL		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200									
1.250 µL		70.1186 70.1186.100 70.1186.200									
5 mL		70.1183.001 70.1183.101									
5 mL		70.1183.002 70.1183.102									
10 mL		70.1187.001 70.1187.101									
10 mL		70.1187.002 70.1187.102									

Os fabricantes de pipetas podem remodelar e modificar os cones de suas pipetas como parte de alterações técnicas. Nossas recomendações na tabela de compatibilidade podem, portanto, ser usadas apenas como um guia. Se você quiser verificar o ajuste ideal e o comportamento de ejeção de nossas ponteiras com sua pipeta, temos o prazer de fornecer gratuitamente ponteiras de amostra.

● = compatível  
10 = volume de pipetagem limitado

⊕ = não recomendado  
□ = nenhuma verificação realizada

MC = pipeta multicanal