

Tabela de compatibilidade - Pontas de pipeta

Pontas de pipeta com filtro

2.5 µl		70.3010.265 70.3010.285	70.3010.365 70.3010.385
10 µl		70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375
20 µl		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375
20 µl		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385
100 µl		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375
200 µl		70.1189.215	
200 µl		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375
300 µl		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375
1.000 µl		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375
1.000 µl		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375
1.250 µl		70.1186.210 70.1186.410	

Pontas de pipeta sem filtro

10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110
20 µl		70.3021 70.3021.200 70.3021.205 70.3021.305	70.3021.210 70.3021.100 70.3021.110
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110
200 µl		70.1189.105	
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.100 70.3031.205	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305
1.000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305
1.250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305
1.250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200	

Pipetas Eppendorf®

0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	50-200 µl	100-1.000 µl	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	500-5.000 µl	1-10 ml	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl MC	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl MC	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	50-1.000 µl	100-5.000 µl	0,5-10 µl MC	0,5-10 µl	0,5-10 µl MC	5-100 µl	5-100 µl MC	20-300 µl	20-300 µl MC	50-1.000 µl	50-1.000 µl MC	100-5.000 µl	0,5-10 µl MC
------------	-----------	---------	-----------	-----------	--------------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------	------------	--------------	---------	---------	--------------	-----------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------	--------------	----------	-------------	-----------	--------------	-------------	----------------	--------------	--------------

Pipetas Finnpiptete Thermo®

0,2-2 µl	F2 0,5-5 µl	F1 1-10 µl	0,5-10 µl Univ.	0,5-10 µl MC	2-20 µl Univ.	5-50 µl MC	10-100 µl Univ.	20-200 µl Univ.	50-300 µl MC	100-1.000 µl	200-1.000 µl	0,3-3 µl	0,5-5 µl	1-10 µl	30-300 µl	100-1.000 µl	30-300 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	100-1.200 µl MC	50-300 µl MC	P20/U2 0,2-2 µl	P10/U10 0,1-10 µl	C8/C12 1-10 µl	P20/U20 2-20 µl	P1000/U1000 20-100 µl	P2000/U2000 20-200 µl	U8 20-300 µl	P1.000/U3.000 200-1.000 µl	P5.000/U5.000 1.000-5.000 µl	P10.010 1-10 ml
----------	-------------	------------	-----------------	--------------	---------------	------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	---------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------------	------------------------------	-----------------

Pipetas Gilson®

P20/U2 0,2-2 µl	P10/U10 0,1-10 µl	C8/C12 1-10 µl	P20/U20 2-20 µl	P1000/U1000 20-100 µl	P2000/U2000 20-200 µl	U8 20-300 µl	P1.000/U3.000 200-1.000 µl	P5.000/U5.000 1.000-5.000 µl	P10.010 1-10 ml
-----------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------------	------------------------------	-----------------

	Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xplore®	Finnpiptete® Digital / F1 / F2	Finnpiptete® Focus	Finnpiptete® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
2.5 µl	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5			● 2,5
10 µl	● 10	✗	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10			● 10
20 µl	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20			● 20
20 µl	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20			● 20
100 µl	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100			● 100
200 µl	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200			● 200
200 µl	✗	✗	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200			● 200
300 µl	✗	✗	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300			● 300
1.000 µl	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000			● 1.000
1.000 µl	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000			● 1.000
1.250 µl	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250			● 1.250

● = compatível
 10 = volume de pipetagem limitado
 ✗ = não recomendado
 □ = não verificado
 MC = pipeta multicanal

Os fabricantes de pipetas reformulam ou modificam os cones de pipetas dos seus pipetadores, como parte das alterações técnicas. Como tal, as nossas recomendações da tabela de compatibilidade devem servir apenas de orientação. Em caso de dúvida, teremos todo o gosto em disponibilizar amostras gratuitamente de modo a assegurar a perfeita adaptação e comportamento das nossas pontas nas suas pipetas.

Reservado o direito a alterações técnicas. Esta publicação pode conter informações sobre produtos que não estejam disponíveis em todos os países. 51_809_0300_6002

