

Tabulka kompatibility – pipetovací špičky

pipety Eppendorf®

Thermo® Finnpipetten

pipety Gilson®

Pipetovací špičky s filtrem

2.5 µl		70.3010.265 70.3010.285	70.3010.365 70.3010.385
10 µl		70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375
20 µl		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375
20 µl		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385
100 µl		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375
200 µl		70.1189.215	
200 µl		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375
300 µl		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375
1.000 µl		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375
1.000 µl		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375
1.250 µl		70.1186.210 70.1186.410	

Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xplore®	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
● 2,5 2,5	● 2,5	● 2,5 2,5	● 2,5 2,5		● 2,5 2,5	● 2,5 2,5			● 2,5 X
● 10	X ●	X ● 10	● 10		● ●	● ●			● ● X
● ● ●	● ●	● ● ●	● ●		● ● ● ●	● ●			● X
	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● X	● ● ● ● ●		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●			● ● ● ● ●
	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● X	● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●			● ● ● ● ● ● ●
	X X ●	X X ● X	X X ● X		X X ●	X X ●			X X ● X
X X ●	X X ● ●	X X ● ●	● ●		X X ● ●	X X ● ●			X X ● ●
	●		●						●
	●		●						●
	●		● ●						● ●

Pipetovací špičky bez filtru

10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110
20 µl		70.3021 70.3021.200 70.3021.205 70.3021.305	70.3021.210 70.3021.100 70.3021.110
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110
200 µl		70.1189.105	
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.110	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305
1.000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305
1.250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305
1.250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200	

Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xplore®	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
● ● ●	● ●	● ● ● 10	● ●		● ● ● ●	● ● ●			● ● ● X
● ● ●	X ●	● ● ●	● ●		● ● ● ● ● ●	● ● ●			● ● X
● ● ●	● ●	● ● ●	● ●		● ● ● ● ● ●	● ● ●			● ● ● X
	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● X	● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●			● ● ● ● ● ●
	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● X	● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●			● ● ● ● ● ● ●
	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● X	● ● ● ● ● X		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●			X X ● ● 250
X X ●	X X ● ●	X X ● ●	X X ● ●		X X ● ●	X X ● ●			X X ● ●
	●		●						●
	●		●						●
	●		● ●						● ●

● = kompatibilní
 10 = omezený pipetovací objem
 X = nedoporučuje se
 = bez zkoušky
 MC = vícekanálová pipeta

Výrobci pipet v rámci technických změn přeprocovávají, příp. modifikují kónusy svých pipet. Z tohoto důvodu představují naše doporučení uvedená v tabulce kompatibility pouze orientační hodnoty. Abyste v případě pochybností mohli ověřit optimální nasazování a odstraňování našich špiček s Vaší pipetou, rádi Vám bezplatně poskytneme jejich vzorky.



Tato publikace může obsahovat informace o výrobcích, které příp. nemusí být dostupné v každé zemi. Technické změny vyznačeny.

56_809_0000_1002

Tabulka kompatibility – pipetovací špičky

pipety Biohit-Sartorius®				pipety Brand®					pipety Socorex® Manual / Electronic																																											
0,5-10 µl MC	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl MC	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	5-50 µl MC	20-200 µl MC	50-250 µl MC	50-300 µl MC	100-1.000 µl	100-5.000 µl	0,2-10 µl	10-300 µl	50-1.000 µl MC	100-5.000 µl	0,1-1 µl	0,5-10 µl	2-20 µl	2-20 µl	5-50 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	25-250 µl	100-1.000 µl	1-10 ml	0,5-10 µl MC	2-20 µl	1-20 µl MC	20-200 µl	100-1.000 µl	0,2-2 µl	1-10 µl	1-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	100-1.000 µl	1-10 µl	10-100 µl	20-200 µl	0,1-2 µl	0,5-10 µl	1-10 µl	2-20 µl	5-50 µl	10-100 µl	100-1.000 µl	0,5-5 ml	0,5-10 µl MC	5-50 µl MC	20-200 µl MC

Pipetovací špičky s filtrem		mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Calibra® Manual Micro 822	C. M. Multi 852	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A. 835P 935E	Acura® Multi 855/955e
2,5 µl	70.3010.265 70.3010.285	2,5 2,5	2,5	2,5	X 2,5 2,5	X 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	X		2,5
10 µl	70.3010.255 70.3010.275				X 10	X						
20 µl	70.3020.255 70.3020.275					X						
20 µl	70.3030.265 70.3030.285	X X X	20 20 X X X	X	20 X X	20 X	20	10 20 X	X	X X X X		X X
100 µl	70.3030.255 70.3030.275	X 100	100 X X	X	X X X X X	X X 100 X	100	X X X 100	X	X X X X X		X 100
200 µl	70.1189.215											
200 µl	70.3031.255 70.3031.275	X	X X X X X	X	X X X X X	X X X X X	100	X X X X	X X	X X X X X		X
300 µl	70.3040.255 70.3040.275	X	X X X X X		X X X X X	X X X X		X X X X	X X	X X X X X		X
1.000 µl	70.3050.255 70.3050.275											
1.000 µl	70.3060.255 70.3060.275											
1.250 µl	70.1186.210 70.1186.410											

Pipetovací špičky bez filtru		mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Calibra® Manual Micro 822	C. M. Multi 852	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A. 835P 935E	Acura® Multi 855/955e
10 µl	70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205					X						
20 µl	70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305											
20 µl	70.3021 70.3021.200 70.3021.205 70.3021.305				X	X			X			
200 µl	70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.100 70.3030.205 70.3030.110	X X X	X X X X X	X	X X X X X	X X X X						
200 µl	70.1189.105											
250 µl	70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.110	X	250	X	X X X X X	X X X X		X X X X	X X	X X X X X		X
300 µl	70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	X X X	X X X X X		X X X X X	X X X X		X X X X	X X	X X X X X		X
1.000 µl	70.3050 70.3050.020 70.3050.205 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110											
1.250 µl	70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200											
1.250 µl	70.1186 70.1186.100 70.1186.200											

● = kompatibilní
10 = omezený pipetovací objem
X = nedoporučuje se
 = bez zkoušky
MC = vícekanálová pipeta

Výrobci pipet v rámci technických změn přepracovávají, příp. modifikují kónusy svých pipet. Z tohoto důvodu představují naše doporučení uvedená v tabulce kompatibility pouze orientační hodnoty. Abyste v případě pochybnosti mohli ověřit optimální nasazování a odstraňování našich špiček s Vaší pipetou, rádi Vám bezplatně poskytneme jejich vzorky.