

Tabulka kompatibility - pipetovací špičky

			Pipety SARSTEDT						Pipety Eppendorf®						Pipety Eppendorf®						Pipety Thermo® Finnpipe																																												
			0.1-2 µl	0.5-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	10-200 µl	100-1 000 µl	0.5-5 ml	1-10 ml	0.5-10 µl MC	20-200 µl MC	40-300 µl MC	0.1-2,5 µl	0.5-10 µl	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl	100-1 000 µl	500-5 000 µl	1-10 ml	0.1-2,5 µl	0.5-10 µl MC	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl MC	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1 000 µl	50-5 000 µl	1-10 ml	0.5-10 µl	0.5-10 µl MC	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl MC	20-200 µl	30-300 µl	50-1 000 µl MC	100-1 200 µl MC	100-5 000 µl	0.5-10 µl MC	0.2-2 µl	F2 0.5-5 µl	F1 1-10 µl	0.5-10 µl unv.	0.5-10 µl MC	2-20 µl unv.	5-50 µl MC	5-50 µl unv.	10-100 µl unv.	20-200 µl unv.	50-300 µl MC	100-1 000 µl	200-1 000 µl	0.3-3 µl	0.5-5 µl	1-10 µl	30-300 µl	100-1 000 µl	30-300 µl	30-300 µl MC	100-1 000 µl
Pipetovací špičky s filtrem			Sarpette® M		Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12		Eppendorf Reference®		Eppendorf Research®		Eppendorf Research® plus		Eppendorf Research® pro		Xpert®	Finnpipette® Digital/F1/F2		Finnpipette® Focus		Finnpipette® Novus		Big Control																																											
2,5 µl		70.3010.265 70.3010.285 70.3010.365	•	•				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																																												
10 µl		70.3010.255 70.3010.275 70.3010.375	•	•				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																																												
20 µl		70.3020.255 70.3020.275 70.3020.375	•	•				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																																												
20 µl		70.3030.265 70.3030.285 70.3030.385			•	•																																																											
100 µl		70.3030.255 70.3030.275 70.3030.375																																																															
200 µl		70.1189.215																																																															
200 µl		70.3031.255 70.3031.275 70.3031.375																																																															
300 µl		70.3040.255 70.3040.275 70.3040.375																																																															
1 000 µl		70.3050.255 70.3050.275 70.3050.375																																																															
1 000 µl		70.3060.255 70.3060.275 70.3060.375																																																															
1 250 µl		70.1186.210 70.1186.410																																																															
Pipetovací špičky bez filtru			Sarpette® M		Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12		Eppendorf Reference®		Eppendorf Research®		Eppendorf Research® plus		Eppendorf Research® pro		Xpert®	Finnpipette® Digital/F1/F2		Finnpipette® Focus		Finnpipette® Novus		Big Control																																											
10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.100 70.3010.210 70.3010.110	•	•				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																																												
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.100 70.3020.205 70.3020.110	•	•												•	•	•	•	•	•																																												
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.205 70.3030.110																																																															
200 µl		70.1189.105																																																															
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.210 70.3031.100 70.3030.205 70.3031.110																																																															
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.210 70.3040.110 70.3040.200 70.3040.305																																																															
1 000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.205 70.3050.100 70.3050.110 70.3050.305																																																															
1 250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.210 70.3060.110 70.3060.200 70.3060.305																																																															
1 250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200																																																															
5 ml		70.1183.001 70.1183.101																																																															
5 ml		70.1183.002 70.1183.102																																																															
10 ml		70.1187.001 70.1187.101																																																															
10 ml		70.1187.002 70.1187.102																																																															

Výrobci pipet přerábějí, popř. upravují kužely pipet svých pipetovacích zařízení v rámci technických změn. Proto jsou naše doporučení v tabulce kompatibility pouze orientační. Abyste mohli v případě pochybnosti zkontrolovat optimální chování při nasazování a vyházení našich špiček s vaší pipetou, poskytneme vám rádi zdarma vzorové špičky.

● = kompatibilní
10 = omezený pipetovaný objem
X = nedoporučuje se
 = test se neprovádí
 MC = vícekanálová pipeta



Tato publikace může obsahovat informace o produktech, které nemusí být popřítelny dostupné v každém státě. Technické změny vyznačeny.

