

# Tabella di compatibilità - puntali per pipette

			Pipette SARSTEDT				Pipette Eppendorf®				Pipette Eppendorf®				Finnpipette Thermo®																																					
			0.1-2 µl	0.5-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	100-1.000 µl	0.5-5 ml	1-10 ml	0.5-10 µl MC	20-200 µl MC	40-300 µl MC	0.1-2,5 µl	0.5-10 µl	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl MC	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	500-5.000 µl	1-10 ml	0.1-2,5 µl	0.5-10 µl MC	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl MC	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	50-1.200 µl MC	100-5.000 µl	0.5-10 µl MC	0.2-2 µl	F2 0.5-5 µl	F1 1-10 µl	0.5-10 µl Univ.	0.5-10 µl MC	2-20 µl Univ.	5-50 µl MC	10-100 µl Univ.	20-200 µl Univ.	50-300 µl MC	100-1.000 µl	200-1.000 µl	0.3-3 µl	0.5-5 µl	1-10 µl	30-300 µl	100-1.000 µl	30-300 µl	30-300 µl MC
Pipette con filtro			Sarpette® M		Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12		Eppendorf Reference®		Eppendorf Research®		Eppendorf Research® plus		Eppendorf Research® pro		Xpert®	Finnpipette® Digital / F1 / F2				Finnpipette® Focus		Finnpipette® Novus		Big Control																												
2,5 µl		70.3010.265 70.3010.285 70.3010.285 70.3010.365 70.3010.375	70.3010.365 70.3010.385	● ●				● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
10 µl		70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375	● ●				● ●	● ●			● ●	● ●			● ●	● ●	● ●		● ●	● ●																															
20 µl		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375	● ●				● ●	● ●			● ●	● ●			● ●	● ●	● ●		● ●	● ●																															
20 µl		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
100 µl		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
200 µl		70.1189.215						● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
200 µl		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
300 µl		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
1.000 µl		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
1.000 µl		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
1.250 µl		70.1186.210 70.1186.410						● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
Puntali per pipette senza filtro			Sarpette® M		Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12		Eppendorf Reference®		Eppendorf Research®		Eppendorf Research® plus		Eppendorf Research® pro		Xpert®	Finnpipette® Digital / F1 / F2				Finnpipette® Focus		Finnpipette® Novus		Big Control																												
10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.100 70.3010.110	● ●				● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.100 70.3020.110	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.100 70.3020.110	● ●				● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.210 70.3030.200 70.3030.100 70.3030.205 70.3030.110	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
200 µl		70.1189.105						● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.210 70.3031.100 70.3030.205 70.3031.110	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.210 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.110 70.3040.210 70.3040.305					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
1.000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.100 70.3050.305					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
1.250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.110 70.3060.305					● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
1.250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200						● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●			● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●																															
5 ml		70.1183.001 70.1183.101																																																		
5 ml		70.1183.002 70.1183.102																																																		
10 ml		70.1187.001 70.1187.101																																																		
10 ml		70.1187.002 70.1187.102																																																		

I produttori di pipette rivedono e/o modificano i conetti dei loro pipettatori nell'ambito di modifiche tecniche. Pertanto le nostre raccomandazioni nella tabella di compatibilità possono essere considerate solo come un orientamento. Per poter verificare l'adattamento ottimale e il comportamento di espulsione dei nostri puntali con la vostra pipetta in caso di dubbio, saremo lieti di fornirvi gratuitamente dei puntali campione.

● = compatibile  
10 = volume di pipettaggio limitato

X = non consigliato  
□ = nessun test effettuato

MC = pipetta multicannale

