

# Sarpette® Automatique

Nouveau design pour un pipetage encore plus confortable



Le dispositif Sarpette® Automatique SARSTEDT fait peau neuve et permet un travail confortable et sans effort, même avec d'importantes séries de pipetage :





## Caractéristiques et avantages :

- Design ergonomique et répartition optimale du poids
- Utilisation uni manuelle pour un travail confortable
- Vitesse de pipetage réglable
- Commande précise et fine de la vitesse de remplissage et de pipetage au moyen de deux boutons
- Ajustement optimal de l'ensemble des pipettes en plastique et en verre grâce à un porte-pipette en silicone à plusieurs diamètres
- Remplissage d'une pipette de 50 ml en moins de 10 s à puissance maximale
- Moteur silencieux pour un travail agréable
- Batterie NIMH pour une autonomie de fonctionnement allant jusqu'à 8 heures
- Voyant LED permettant de contrôler le niveau de charge de la batterie

## Références pour commande – Sarpette® Automatique

Réf.	Désignation	Cond.
90.189.200	Sarpette® Automatique avec chargeur EU, portoir, support mural, 2 filtres de rechange (0,45 µm et 0,20 µm)	1 unité/carton
90.189.202	Sarpette® Automatique avec chargeur R.-U., portoir, support mural, 2 filtres de rechange (0,45 µm et 0,20 µm)	1 unité/carton
90.189.203	Sarpette® Automatique avec chargeur US, portoir, support mural, 2 filtres de rechange (0,45 µm et 0,20 µm)	1 unité/carton
90.189.204	Sarpette® Automatique avec chargeur AUS, portoir, support mural, 2 filtres de rechange (0,45 µm et 0,20 µm)	1 unité/carton
90.189.205	Sarpette® Automatique avec chargeur KR, portoir, support mural, 2 filtres de rechange (0,45 µm et 0,20 µm)	1 unité/carton

## Références pour commande – Pièces de rechange pour Sarpette® Automatique

	Réf.	Désignation	Conditionnement
	90.189.220	Filtre de rechange pour Sarpette® Automatique, porosité : 0,45 µm	5 unités/sachet
	90.189.221	Filtre de rechange pour Sarpette® Automatique, porosité : 0,2 µm	5 unités/sachet
	90.189.222	Adaptateur silicone pour Sarpette® Automatique	1 unité/sachet
	90.189.223	Batteries de rechange pour Sarpette® Automatique	2 unités/sachet












## Pipettes sérologiques

- Fabriquées en polystyrène cristal
- Volume de pipetage augmenté grâce à la graduation négative
- Différentes possibilités d'usage grâce aux graduations croissantes et décroissantes
- Embouts optimisés compatibles avec la plupart des accessoires de pipetage
- Les nervures sur l'embout des pipettes de 25 ml offrent un ajustement stable dans l'adaptateur pour embout des auxiliaires de pipetage
- Identification aisée du volume grâce à un code couleur international sur chaque emballage individuel
- Conditionnement antistatique à ouverture facile
- Disponible sous emballage individuel stérile\* ou en sachet de 25 unités



\* Les pipettes conditionnées de manière individuelle et stérile sont certifiées apyrogènes/exemptes d'endotoxine et non cytotoxiques.

## Références pour commande – Pipettes sérologiques de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

Réf.	Volume total/ graduation		Version	Code couleur	Cond. sachet/carton
86.1251.001	1 ml	1/100 ml	cotonnée, emballage individuel et stérile		1/1000
86.1251.025	1 ml	1/100 ml	cotonnée, emballage stérile par 25		25/1000
86.1252.001	2 ml	1/100 ml	cotonnée, emballage individuel et stérile		1/1000
86.1252.025	2 ml	1/100 ml	cotonnée, emballage stérile par 25		25/1000
86.1253.001	5 ml	1/10 ml	cotonnée, emballage individuel et stérile		1/500
86.1253.025	5 ml	1/10 ml	cotonnée, emballage stérile par 25		25/500
86.1254.001	10 ml	1/10 ml	cotonnée, emballage individuel et stérile		1/500
86.1254.025	10 ml	1/10 ml	cotonnée, emballage stérile par 25		25/500
86.1685.001	25 ml	2/10 ml	cotonnée, emballage individuel et stérile		1/200
86.1685.020	25 ml	2/10 ml	cotonnée, emballage stérile par 20		20/200
86.1256.001	50 ml	1/2 ml	cotonnée, emballage individuel et stérile		1/90

SARSTEDT S.A.R.L.  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay  
Tel: +33 384 31 95 95  
Fax: +33 384 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com