

# Automatic-Sarpette®

Новая конструкция для ещё более удобного пипетирования



SARSTEDT Automatic-Sarpette® в новом эргономичном дизайне обеспечивает комфортную работу и позволяет не уставать даже при длительных сериях дозирования.

## Свойства и преимущества

- Эргономичный дизайн и оптимальное распределение веса
- Комфортная работа одной рукой
- 3 ступени регулировки скорости насоса
- Точное и чувствительное управления скоростью заполнения и дозирования с помощью двух кнопок
- Оптимальное крепление любых пластмассовых и стеклянных пипеток благодаря универсальности силиконового держателя
- Заполнение одной 50 мл пипетки менее чем за 10 секунд при максимальной мощности мотора
- Малошумный мотор насоса для комфортной работы
- Продолжительность работы от NiMH-аккумулятора до 8 часов
- Светодиодный индикатор для контроля уровня заряда

## Информация для заказа – Automatic-Sarpette®

Кат. №	Наименование	Упаковка
90.189.200	Automatic-Sarpette® с зарядным устройством для ЕС, настольная подставка, настенный держатель, 2 запасных фильтра (0,45 мкм и 0,20 мкм)	1 шт. в коробке
90.189.202	Automatic-Sarpette® с зарядным устройством для Великобритании, настольная подставка, настенный держатель, 2 запасных фильтра (0,45 мкм и 0,20 мкм)	1 шт. в коробке
90.189.203	Automatic-Sarpette® с зарядным устройством для США, настольная подставка, настенный держатель, 2 запасных фильтра (0,45 мкм и 0,20 мкм)	1 шт. в коробке
90.189.204	Automatic-Sarpette® с зарядным устройством для Австралии, настольная подставка, настенный держатель, 2 запасных фильтра (0,45 мкм и 0,20 мкм)	1 шт. в коробке
90.189.205	Automatic-Sarpette® с зарядным устройством для Кореи, настольная подставка, настенный держатель, 2 запасных фильтра (0,45 мкм и 0,20 мкм)	1 шт. в коробке

## Информация для заказа – запасные элементы для Automatic-Sarpette®

	Кат. №	Наименование	Упаковка
	90.189.220	Запасной фильтр для Automatic-Sarpette®, размер пор: 0,45 мкм	5 шт. в пакете
	90.189.221	Запасной фильтр для Automatic-Sarpette®, размер пор: 0,2 мкм	5 шт. в пакете
	90.189.222	Силиконовый адаптер для Automatic-Sarpette®	1 шт. в пакете
	90.189.223	Запасные аккумуляторы для Automatic-Sarpette®	2 шт. в пакете

## Серологические пипетки

- Изготовлено из прозрачного полистирола
- Увеличенный объем пипетирования благодаря наличию отрицательной шкалы
- Удобство в работе благодаря градуировке с обеих сторон
- Оптимизированные наконечники для универсального применения в любых распространенных устройствах дозирования
- Направляющие ребра на наконечнике пипетки объемом 25 мл обеспечивают надежное соединение с держателями пипетирующих устройств
- Простая идентификация по международному цветовому коду на каждой блистерной упаковке
- Легко вскрываемая антистатическая упаковка
- Упакованы в индивидуальную стерильную упаковку\* или пакеты по 25 шт.



\* Пипетки в индивидуальной стерильной упаковке сертифицированы на отсутствие пирогенов/эндотоксинов и цитотоксичности.

## Информация для заказа – серологические пипетки 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 25 мл, 50 мл

Кат. №	Объем	Градуировка	Исполнение	Цветовой код	Упаковка, шт. во внутр. упаковке/коробке
86.1251.001	1 мл	1/100 мл	с ватной пробкой, в инд. стер. уп.		1/1000
86.1251.025	1 мл	1/100 мл	с ватной пробкой, стер. уп. по 25 шт.		25/1000
86.1252.001	2 мл	1/100 мл	с ватной пробкой, в инд. стер. уп.		1/1000
86.1252.025	2 мл	1/100 мл	с ватной пробкой, стер. уп. по 25 шт.		25/1000
86.1253.001	5 мл	1/10 мл	с ватной пробкой, в инд. стер. уп.		1/500
86.1253.025	5 мл	1/10 мл	с ватной пробкой, стер. уп. по 25 шт.		25/500
86.1254.001	10 мл	1/10 мл	с ватной пробкой, в инд. стер. уп.		1/500
86.1254.025	10 мл	1/10 мл	с ватной пробкой, стер. уп. по 25 шт.		25/500
86.1685.001	25 мл	2/10 мл	с ватной пробкой, в инд. стер. уп.		1/200
86.1685.020	25 мл	2/10 мл	с ватной пробкой, стер. уп. по 20 шт.		20/200
86.1256.001	50 мл	1/2 мл	с ватной пробкой, в инд. стер. уп.		1/90

ООО «САРШТЕДТ»  
198517, Россия,  
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,  
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр.1  
Тел: +7 495 937 52 28  
info.ru@sarstedt.com  
www.sarstedt.com