

Multi-Safe vario 2000

El recipiente de tapa grande 2.0



La solución innovadora pa


Innovador cierre de día y definitivo con una sola mano!



Marca clara del nivel de llenado gracias al nuevo diseño de la etiqueta



Compatible con bandejas comerciales




77.3893.020

Ajuste individual de la tapa rompiendo la

Fácil montaje de la tapa gracias a los anclajes a presión



Sistemas Agujas Luer



Para una eliminación segura

Código QR integrado para el acceso directo a las instrucciones de uso




¡También se puede pedir con identificación de riesgo biológico!



77.3893.120




de la abertura
de las solapas



Bisturís
Sistemas Luer

El pistón integrado en la tapa permite desconectar los bolígrafos de insulina de forma fácil y segura al cerrar la tapa



Información

Ref.	Descripción	Volumen	Material	Uds/caja	Uds/palé	Dimensiones caja	Dimensiones palé
77.3893.020	Multi-Safe vario 2000	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3893.120	Multi-Safe vario 2000 con identificación de riesgo biológico	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm

• Soportes individuales

Soporte de pared



Soporte para tubo redondo



Placa de fijación



Información – Accesorios

Ref.	Descripción	Medidas	Material	Uds/caja	Dimensiones caja
95.963.020	Soporte de pared vario 2000	23,5 x 10,8 x 5,8 cm	Acero inoxidable	5	26 x 19 x 9,5 cm
95.963.006	Soporte de tubo redondo para soporte mural	13,0 x 4,0 x 9,0 cm	POM	10	28 x 21 x 13,5 cm
95.963.005	Placa de fijación para soporte de pared	13,0 x 7,9 x 1,3 cm	Acero inoxidable	20	26 x 18,3 x 8,5 cm



Encontrará más información sobre nuestra amplia gama de recipientes de eliminación y el folleto completo 412 en www.sarstedt.com.

SARSTEDT S.A.U.
 Camí de Can Grau, 24
 Pol. Ind. Valloriolf
 08430 La Roca del Vallès
 Tel: +34 93 846 4103
 Fax: +34 93 846 3978
 info.es@sarstedt.com
 www.sarstedt.com