

Multi-Safe vario 2000

z dużym otworem, 2.0



Innowacyjne rozwiązania


Innowacyjne zamknięcie dzienne i końcowe umożliwiające obsługę jedną ręką



Wyraźne oznaczenie stanu napełnienia dzięki nowemu projektowi etykiet



Zgodne z dostępnymi na rynku tacami




77.3893.020

Indywidualne dopasowanie do pojemności wrzucania poprzez wyłączenie

Systemy luer
Igły

Łatwy montaż pokrywy dzięki zatrzaskom



e do bezpiecznej utylizacji

Zintegrowany kod QR do bezpośredniego dostępu online do instrukcji użytkownika




Możliwość zamówienia z oznaczeniem zagrożenia biologicznego



77.3893.120




wanie otworu do
zamykanie segmentów



Skalpele
Systemy luer

Tłocznik zintegrowany z pokrywą umożliwia łatwe i bezpieczne odłączanie pena insulinowego przy zamykaniu



Informacje dla zamawiających

Nr zam.	Nazwa	Objętość	Materiał	Szt. na karton	Szt. na paletę	Wymiary kartonu	Wymiary palety
77.3893.020	Multi-Safe vario 2000	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3893.120	Multi-Safe vario 2000 z oznaczeniem zagrożenia biologicznego	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm

- Indywidualnie poszerzane i zmywalne uchwyty

Uchwyt ścienny



Uchwyt rur okrągłych



Blacha mocująca



Wyposażenie dodatkowe — informacje dla zamawiających

Nr zam.	Nazwa	Wymiary	Materiał	Szt. na karton	Wymiary kartonu
95 963 020	Uchwyt ścienny vario 2000	23,5 x 10,8 x 5,8 cm	Stal szlachetna	5	26 x 19 x 9,5 cm
95 963 006	Uchwyt rur okrągłych do uchwyty ściennego	13,0 x 4,0 x 9,0 cm	POM	10	28 x 21 x 13,5 cm
95 963 005	Blacha mocująca do uchwyty ściennego	13,0 x 7,9 x 1,3 cm	Stal szlachetna	20	26 x 18,3 x 8,5 cm



Dalsze informacje o naszym bogatym asortymencie opakowań do utylizacji oraz zbiorczą broszurę 412 można znaleźć pod adresem www.sarstedt.com.

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com