

Multi-Safe vario 2000

S velkým otvorem 2.0




S inovativním denním a finálním uzávěrem ovladatelným jednou rukou!



Výrazná značka pro naplnění pomocí etikety s novým designem



Kompatibilní s běžnými nosičkami




77.3893.020

Individuální úprava v
vylopujícím s

Systémy Luer
Jehly

Snadná manipulace při nasazení víka pomocí upínacích háčků



zpečnou likvidaci odpadu

Integrovaný QR kód pro
přímý on-line přístup k
návodu k použití




Lze objednávat i s označením
biologického rizika (biohazard)!



77.3893.120




azovací otvor
segmentů



Skalpely
Systémy Luer

Integrovaný otvor ve víku umožňuje snadné
a bezpečné oddělení inzulínového pera při
zavírání



Informace pro objednávání

Obj. č.	Název	Objem	Materiál	Počet kusů v kartonu	Počet kusů na paletě	Rozměry kartonu	Rozměry palety
77.3893.020	Multi-Safe vario 2000	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3893.120	Multi-Safe vario 2000 s označením biologického rizika (biohazard)	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm

- Možnost individuálního rozšíření dezinfikovatelných úchytů



Informace k objednávání příslušenství

Obj. č.	Název	Rozměry	Materiál	Počet kusů v kartonu	Rozměry kartonu
95.963.020	Nástěnný držák vario 2000	23,5 x 10,8 x 5,8 cm	Ušlechtilá ocel	5	26 x 19 x 9,5 cm
95.963.006	Úchyt s kulatým otvorem pro nástěnný držák	13,0 x 4,0 x 9,0 cm	POM	10	28 x 21 x 13,5 cm
95.963.005	Kovový úchyt pro nástěnný držák	13,0 x 7,9 x 1,3 cm	Ušlechtilá ocel	20	26 x 18,3 x 8,5 cm



Další informace o našem rozsáhlém sortimentu boxů na kontaminovaný odpad i souhrnnou brožuru 412 naleznete na www.sarstedt.com.

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com