

# Multi-Safe vario 2000

Контейнеры с большой крышкой 2.0



## Инновационное решение для безопасной утилизации

С инновационной крышкой для закрывания в течение дня и окончательного закрывания одной рукой!



Чёткие отметки уровня благодаря новому дизайну этикетки



Совместимость со стандартными лотками-укладками



140 мм  
240 мм  
95 мм



77.3893.020

Встроенный QR-код для обращения к инструкции в режиме онлайн



Также предлагается с маркировкой биологической опасности!



77.3893.120



Индивидуальная настройка входного отверстия путём отламывания сегментов

Скальпели системы Луер


Иглы системы Луер

Скальпели системы Луер

Простота крепления крышки на защёлкивающихся крючках



Встроенное отверстие в крышке позволяет легко и безопасно отсоединять инсулиновую ручку при закрытии крышки



## Информация для заказа

Кат. №	Наименование	Объём	Материал	Упаковка, шт. в коробке	Упаковка, шт. на поддоне	Размеры коробки	Размеры поддона
77.3893.020	Multi-Safe vario 2000	2,0 л	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 см	120 x 80 x 195 см
77.3893.120	Multi-Safe vario 2000 с маркировкой биологической опасности	2,0 л	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 см	120 x 80 x 195 см

- Индивидуальные расширяемые и моющиеся держатели

Настенный держатель



Крепление под круглую трубку



Крепёжная пластина



## Информация для заказа принадлежностей

Кат. №	Наименование	Размеры	Материал	Упаковка, шт. в коробке	Размеры коробки
95.963.020	Настенный держатель vario 2000	23,5 x 10,8 x 5,8 см	Нерж. сталь	5	26 x 19 x 9,5 см
95.963.006	Крепление под круглую трубку для настенного держателя	13,0 x 4,0 x 9,0 см	ПОМ	10	28 x 21 x 13,5 см
95.963.005	Крепёжная пластина для настенного держателя	13,0 x 7,9 x 1,3 см	Нерж. сталь	20	26 x 18,3 x 8,5 см



Подробная информация о нашем обширном ассортименте контейнеров для утилизации, а также полный текст брошюры 412 содержится на сайте [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

ООО «САРШТЕДТ»  
 Большой Строченовский пер. 7, офис 602  
 115054 Москва  
 Тел: +7 495 937 52 28  
 факс: +7 495 937 52 28  
[info.ru@sarstedt.com](mailto:info.ru@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)