

Multi-Safe vario 2000

Con ampie aperture 2.0



La soluzione innovativa per lo smaltimento sicuro

Con l'innovativa chiusura giornaliera e definitiva azionabile con una sola mano!



Chiara marcatura del livello di riempimento grazie al nuovo design dell'etichetta



Compatibile con vassoi normalmente disponibili in commercio



140 mm
240 mm
95 mm



77.3893.020

Codice QR integrato per accesso online diretto alle istruzioni per l'uso



Possibilità di acquisto anche con simbolo di rischio biologico!



77.3893.120



Adattamento individuale dell'apertura di smaltimento tramite distacco di segmenti


Sistemi Luer Cannule

Bisturi Sistemi Luer

Gestione semplificata durante il montaggio del coperchio grazie ai ganci a scatto



Il punzone integrato nel coperchio consente la connessione semplice e sicura della penna per insulina al momento della chiusura



Informazioni per l'ordine

Ordine n.	Denominazione	Volume	Materiale	Pezzi per cartone	Pezzi per pallet	Misure cartone	Misure pallet
77.3893.020	Multi-Safe vario 2000	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3893.120	Multi-Safe vario 2000 con simbolo di rischio biologico	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm

- Supporti individuali estendibili e lavabili

Supporto a parete



Supporto tubo tondo



Piastra di fissaggio



Informazioni per l'ordine accessori

Ordine n.	Denominazione	Dimensioni	Materiale	Pezzi per cartone	Misure cartone
95.963.020	Supporto a parete vario 2000	23,5 x 10,8 x 5,8 cm	Acciaio inox	5	26 x 19 x 9,5 cm
95.963.006	Supporto tubo tondo	13,0 x 4,0 x 9,0 cm	POM	10	28 x 21 x 13,5 cm
95.963.005	Piastra di fissaggio	13,0 x 7,9 x 1,3 cm	Acciaio inox	20	26 x 18,3 x 8,5 cm



Per ulteriori informazioni sul nostro ampio assortimento di contenitori di smaltimento, nonché per la brochure completa 412, visitare il nostro sito www.sarstedt.com.

SARSTEDT S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel: +39 02 38292413
Fax: +39 02 38292380
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com