

# S-Monovette® Suero gel LightPROTECT

Protección contra la luz - desde la extracción de sangre hasta el archivo




- Protección contra la luz desde el principio
- Protección contra la luz en el rango UV
- Un entorno de trabajo más sostenible, ya no se requiere papel de aluminio
- Identificación de la muestra sencilla gracias a la fácil detección y lectura de la etiqueta
- Preanalítica adecuada a los procesos



**Preanalítica**

Con la S-Monovette® Suero gel LightPROTECT ya no será necesario envolver la muestra, por ejemplo con papel de aluminio. Se mantienen la legibilidad directa y con ella la cómoda identificación de muestras habitual. Esto también fomenta la sostenibilidad en el lugar de trabajo, ya que ahorra recursos (papel de aluminio).

Se garantiza protección contra la luz en el rango UV relevante (190 nm – 380 nm). La translucidez en este rango es inferior al 1 % de media.



Transmisión de la pared de la S-Monovette® Suero gel LightPROTECT

### S-Monovette® Suero gel LightPROTECT

Longitud / Ø	Color	Presentación	Volumen	Referencia
75 x 13 mm	■	500/caja externa 50/caja interna	4,0 ml	04.1925.003

### SARSTEDT S.A.U.

Camí de Can Grau, 24  
Pol. Ind. Valldoriolf  
08430 La Roca del Vallès

Tel: +34 93 846 41 03  
Fax: +34 93 846 39 78

info.es@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

