

S-Monovette® z żelem separującym surowicę LightPROTECT

Ochrona przed światłem – od momentu pobrania krwi po archiwizację




- Ochrona próbki przed światłem od momentu pobrania
- Ochrona w pełnym zakresie UV
- Brak konieczności stosowania folii aluminiowej do ochrony przed światłem
- Wygodna identyfikacja próbek dzięki zawsze czytelnym etykietom
- Wystandaryzowany proces przedanalizy



Preanalitika

Dzięki S-Monovette® z żel separującym surowicę LightPROTECT nie ma już potrzeby owijania próbki krwi np. w folię aluminiową. Dzięki temu zachowana jest bezpośrednia czytelność etykiet, co przekłada się na wygodną identyfikację próbek. W prosty sposób można także przyczynić się do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów.

Ochrona przed światłem jest zagwarantowana w odpowiednim zakresie UV (190–380 nm). Przepuszczalność światła w tym zakresie wynosi średnio poniżej 1%.



Przepuszczalność światła S-Monovette® z żel separującym surowicę LightPROTECT na ścianie próbówki

S-Monovette® z żel separującym surowicę LightPROTECT

Długość / Ø	Kolor	Opakowanie	Pojemność	Nr art.
75 x 13 mm	■	500 szt. / karton 50 szt. / karton wewnętrzny	4,0 ml	04.1925.003

SARSTEDT Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Tel: +48 22 722 05 43

info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com

