

S-Monovette® pro analýzu ze séra s gelem LightPROTECT

Ochrana před světlem – od odběru krve až po archivaci




- Ochrana vzorku před světlem již od začátku
- Ochrana před světlem v celém rozsahu UV záření
- Větší udržitelnost na pracovišti díky absenci hliníkové fólie
- Obvykle snadná identifikace vzorku díky vždy čitelným etiketám
- Analytika v souladu s procesy



Preanalytika

Díky zkumavce S-Monovette® pro analýzu ze séra s gelem LightPROTECT je odstraněna hliníková fólie jako obal zkumavky sloužící pro vzorky krve. Zůstává zachována jasná čitelnost, a tím i obvykle snadná identifikace vzorku. Úsporou zdrojů (hliníkové fólie) lze také jednoduše přispět k větší udržitelnosti na pracovišti.

Je zaručena ochrana před světlem v celém rozsahu UV záření (190 nm – 380 nm). Propustnost světla v této oblasti je v průměru nižší než 1 %.



Transmise stěnou zkumavky S-Monovette® pro analýzu ze séra s gelem LightPROTECT

S-Monovette® pro analýzu ze séra s gelem LightPROTECT

Délka / Ø	Barva	Balení	Objem	Č. výr.
75 x 13 mm	■	500 / kartonový obal 50 / vnitřní kartonový obal	4,0 ml	04.1925.003

SARSTEDT spol. s r.o.

Pod Pekárkami 338/12
190 00 Praha 9

Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495

info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com

